

## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ

### OP krycí roušky DM1 – sterilní

Operační krycí roušky univerzální jsou vyrobené z netkané textilie typu SMS s hustou strukturou vláken. Operační rouška nesaje, neuvolňuje vlákna, a je odolná průniku kapalin a mikroorganismů. Kvalitní SMS materiál je měkký a příjemný na dotek.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4310	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 45x45	45 x 45	DM1-45	BAL	140	280
4312	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 45x75	45 x 75	DM1-40	BAL	120	240
4310-04N	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 75x75	75 x 75	SP-40	BAL	50	100
4314	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 75x90	75 x 90	DM1-40	BAL	50	100
4316	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 90x150	90 x 150	DM1-40	BAL	40	80
4318	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM1 150x150	150 x 150	DM1-40	BAL	25	50

### OP krycí roušky DM2 – sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené ze savé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří rychle nasáková viskóza, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po balení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4320	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2 45x45	45 x 45	DM2	BAL	150	300
4322	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2 45x75	45 x 75	DM2	BAL	100	200
4324	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2 75x90	75 x 90	DM2	BAL	80	160
4326	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2 90x150	90 x 150	DM2	BAL	40	80
4328	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2 150x150	150 x 150	DM2	BAL	20	40

### OP krycí roušky DM2P – sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po balení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4320-P	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 45x45	45 x 45	DM2P	BAL	250	500
4322-P	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 45x75	45 x 75	DM2P	BAL	200	400
4326-P1	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 75x210	75 x 210	DM2P	BAL	50	100
4324-P	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 75x95	75 x 90	DM2P	BAL	80	160
4326-P4	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 90x120	90 x 120	DM2P	BAL	80	160
4326-P	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 90x150	90 x 150	DM2P	BAL	60	120
4324-01P	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 95x95	95 x 95	DM2P	BAL	70	140
4326-P2	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2P 112x160	112 x 160	DM2P	BAL	50	100

### OP krycí roušky DM2S – sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po balení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S20	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2S 45x45	45 x 45	DM2S	BAL	150	300
43S22	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2S 45x75	45 x 75	DM2S	BAL	100	200
43S24	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2S 75x90	75 x 90	DM2S	BAL	80	160
43S26	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2S 90x150	90 x 150	DM2S	BAL	40	80
43S28	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM2S 150x150	150 x 150	DM2S	BAL	20	40

## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ

### OP krycí roušky DM3 – sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobeny z třívrstvé netkané textilie, která brání průniku kapalin a mikroorganismů. Operační rouška má velice dobré sorpční vlastnosti. Vrchní vrstvu tvoří rychle nasáková viskóza, prostřední vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Spodní vrstvu tvoří měkká netkaná textilie typu spunbond. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4330	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 45x45	45 x 45	DM3	BAL	120	240
4332	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 45x75	45 x 75	DM3	BAL	80	160
4334	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 75x90	75 x 90	DM3	BAL	40	80
4336	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 90x150	90 x 150	DM3	BAL	30	60
4338	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 150x150	150 x 150	DM3	BAL	15	30
4334-03	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3 150x190	150 x 190	DM3	BAL	12	24

### OP krycí roušky DM3S – sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 3-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, druhou vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry a spodní vrstvu tvoří jemná a prodyšná netkaná textilie. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S30	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3S 45x45	45 x 45	DM3S	BAL	120	240
43S32	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3S 45x75	45 x 75	DM3S	BAL	80	160
43S34	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3S 75x90	75 x 90	DM3S	BAL	40	80
43S36	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3S 90x150	90 x 150	DM3S	BAL	30	60
43S38	OP. KRYCÍ ROUŠKA - DM3S 150x150	150 x 150	DM3S	BAL	15	30

### OP krycí roušky s otvorem DM1 - sterilní

Operační krycí roušky s otvorem jsou vyrobené z netkané textilie typu SMS s hustou strukturou vláken. Operační rouška nesaje, neuvolňuje vlákna a je odolná průniku kapalin a mikroorganismů. Kvalitní SMS materiál je měkký a příjemný na dotek.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4311	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 45x45 (7 cm)	45 x 45	DM1-40	BAL	140	280
4311-03	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 45x45 (9x12 cm)	45 x 45	DM1-40	BAL	140	280
4313	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 45x75 (7 cm)	45 x 75	DM1-40	BAL	60	120
4315	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 75x90 (7 cm)	75 x 90	DM1-40	BAL	50	100
4317	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 90x150 (9 x 12 cm)	90 x 150	DM1-40	BAL	25	50
4313-03	ROUŠKA S OTVOREM - DM1 150x240 (6,5 x 22 cm)	150 x 240	DM1-40	BAL	10	20

### OP krycí roušky s otvorem DM2 - sterilní

Operační krycí roušky s otvorem jsou vyrobené ze savé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří rychle nasáková viskóza, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4321	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 45x45 (7cm)	45 x 45	DM2	BAL	150	300
4321-05	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 45x45 (9 x 12 cm)	45 x 45	DM2	BAL	150	300
4323-09	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 45x75 (4,5 x 7cm)	45 x 75	DM2	BAL	100	200
4323	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 45x75 (7cm)	45 x 75	DM2	BAL	100	200
4325-01	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 75x90 (7 x 10 cm)	75 x 90	DM2	BAL	50	100
4325	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 75x90 (7cm)	75 x 90	DM2	BAL	50	100
4327	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 90x150 (9 x 12 cm)	90 x 150	DM2	BAL	40	80
4321-01	ROUŠKA S OTVOREM - DM2 150x200 (9 x 12 cm)	150 x 200	DM2	BAL	14	28


## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ



### OP krycí roušky s otvorem DM2P - sterilní

Operační krycí roušky jsou opatřeny kulatým nebo oválným otvorem a jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4321-P	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 40x45 (7cm)	40 x 45	DM2P	BAL	200	400
4321-P1	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 45x45 (5 cm)	45 x 45	DM2P	BAL	200	400
4323-P5	ROUŠKA S OTVOREM - (15x15x15 cm)	45 x 75	DM2P	BAL	150	300
4323-P	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 45x75 (7 cm)	45 x 75	DM2P	BAL	150	300
4325-P2	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 75x75 (9 x 12 cm)	75 x 75	DM2P	BAL	100	200
4325-P	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 75x90 (7 cm)	75 x 90	DM2P	BAL	100	200
4325-01P	ROUŠKA S OTVOREM - DM2P 75x90 (7 x 10 cm)	75 x 90	DM2P	BAL	100	160
4327-P	ROUŠKA S OTVOREM - (9 x 12 cm)	90 x 150	DM2P	BAL	50	100



### OP krycí roušky s otvorem DM2S - sterilní

Operační krycí roušky jsou opatřeny kulatým nebo oválným otvorem a jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle nasákovává netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S21	ROUŠKA S OTVOREM - DM2S 45x45 (7 cm)	45 x 45	DM2S	BAL	150	300
43S23	ROUŠKA S OTVOREM - DM2S 45x75 (7 cm)	45 x 75	DM2S	BAL	100	200
43S25	ROUŠKA S OTVOREM - DM2S 75x90 (7 cm)	75 x 90	DM2S	BAL	50	100
43S27	ROUŠKA S OTVOREM - DM2S 90x150 (9 x 12 cm)	90 x 150	DM2S	BAL	40	80
43S29	ROUŠKA S OTVOREM - DM2S 150x150 (7 cm)	150 x 150	DM2S	BAL	20	40



### OP krycí roušky s otvorem DM3 - sterilní

Operační krycí roušky s otvorem jsou vyrobeny z třívrstvé netkané textilie, která brání průniku kapalin a mikroorganismů. Operační rouška má velice dobré sorpční vlastnosti. Vrchní vrstvu tvoří rychle nasákovává viskóza, prostřední vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Spodní vrstvu tvoří měkká netkaná textilie typu spunbond. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4331	ROUŠKA S OTVOREM - DM3 45x45 (7cm)	45 x 45	DM3	BAL	120	240
4333	ROUŠKA S OTVOREM - DM3 45x75 (7cm)	45 x 75	DM3	BAL	80	160
4335	ROUŠKA S OTVOREM - DM3 75x90 (7cm)	75 x 90	DM3	BAL	40	80
4337	ROUŠKA S OTVOREM - DM3 90x150 (9 x 12 cm)	90 x 150	DM3	BAL	30	60



### OP krycí roušky s otvorem DM3S - sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 3-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, druhou vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry a spodní vrstvu tvoří jemná a prodyšná netkaná textilie. Operační rouška je uprostřed vybavena kulatým nebo oválným otvorem. Operační krycí roušky lze zakoupit jednotlivě i po baleních.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S31	ROUŠKA S OTVOREM - DM3S 45x45 (7 cm)	45 x 45	DM3S	BAL	120	240
43S33	ROUŠKA S OTVOREM - DM3S 45x75 (7 cm)	45 x 75	DM3S	BAL	80	160
43S35	ROUŠKA S OTVOREM - DM3S 75x90 (7 cm)	75 x 90	DM3S	BAL	40	80
43S37	ROUŠKA S OTVOREM - DM3S 90x150 (9 x 12 cm)	90 x 150	DM3S	BAL	30	60

## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ

### OP krycí roušky samolepící DM1 - sterilní

Operační krycí rouška je na okraji opatřena adhezivní páskou a je vyrobena z jemné netkané textilie typu SMS. U "Rozměru" samolepících roušek je označena strana, která je opatřena adhezí. Standardní maximální délka adheze je 90 cm. Na přání zákazníka je však možné roušku vybavit i delším adhezivním pruhem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4310-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 45x45	_45 x 45	DM1-40	BAL	140	280
4312-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 45x75	45 x _75	DM1-40	BAL	60	120
4314-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 75x90	75 x _90	DM1-40	BAL	50	100
4316-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 90x150	90 x _150	DM1-40	BAL	30	60
4316-AN	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 90x150	90 x _150	SP-40	BAL	30	60
4312-A1	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 150x180	150 x _180	DM1-40	BAL	20	40
4310-A1	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM1 150x240	_150 x 240	DM1-40	BAL	12	24

### OP krycí roušky samolepící DM2 - sterilní

Operační rouška s adhezivním pruhem je vyrobena z dvouvrstvé netkané textilie DM2. Vrchní vrstvu tvoří savá netkaná textilie z viskózy, spodní vrstva je nepropustná mikroporézní folie, která zajišťuje mikrobiální bariéru. U rozměru samolepících roušek je označena strana, která je opatřena adhezí. Maximální délka adheze je 90 cm. Na přání zákazníka je možné roušku vybavit i delším adhezivním pruhem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4320-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 45x45	_45 x 45	DM2	BAL	140	280
4322-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 45x75	45 x _75	DM2	BAL	100	200
4324-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 75x90	75 x _90	DM2	BAL	50	100
4326-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 90x150	90 x _150	DM2	BAL	40	80
4324-A2	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 120x190	120 x _190	DM2	BAL	25	50
4322-A1	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 150x180	150 x _180	DM2	BAL	15	30
4322-A4	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 150x180	_150 x 180	DM2	BAL	20	40
4320-A1	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 150x240	150 x _240	DM2	BAL	15	30
4326-A1	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2 200x240	200 x _240	DM2	BAL	12	24

### OP krycí roušky samolepící DM2P - sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. U "Rozměru" samolepících roušek je označena strana, která je opatřena adhezí. Standardní maximální délka adheze je 90 cm. Na přání zákazníka je možné roušku vybavit i delším adhezivním pruhem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4321-AP	ROUŠKA S OTVOREM, ADH.PRUH	_45 x 45	DM2P	BAL	150	300
4320-AP	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2P 45x45	45 x _45	DM2P	BAL	250	500
4322-AP	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2P 45x75	45 x _75	DM2P	BAL	100	200
4324-AP	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2P 75x90	75 x _90	DM2P	BAL	80	160
4326-AP	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2P 90x150	90 x _150	DM2P	BAL	50	100

### OP krycí roušky samolepící DM2S - sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Operační rouška je vybavena adhezivní páskou pro snadnou fixaci. V nabídce jsou uvedené rozměry roušek a podtržítka určuje stranu s adhezí.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S20-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2S 45x45	_45 x 45	DM2S	BAL	140	280
43S22-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2S 45x75	45 x _75	DM2S	BAL	100	200
43S24-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2S 75x90	75 x _90	DM2S	BAL	50	100
43S26-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2S 90x150	90 x _150	DM2S	BAL	40	80
43S28-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM2S 150x240	_150 x240	DM2S	BAL	12	24

## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ

### OP krycí roušky samolepící DM3 - sterilní

Rouška univerzální s adhezivním pruhem je vyrobena z třívrstvé netkané textilie DM3. Rouška má velice dobré sorpční vlastnosti, které umožňují savá netkaná textilie z viskózy na vrchní straně roušky. Mikrobiální bariéru zajišťuje nepropustná fólie s mikropóry. Podtržítka u rozměrů jednotlivých roušek vyznačuje tu stranu roušky, která je opatřena adhezí. Maximální délka adheze je 90 cm. Na přání zákazníka je možné roušku vybavit i adhezí delší.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4330-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3 45x45	45 x _45	DM3	BAL	90	180
4332-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3 45x75	45 x _75	DM3	BAL	60	120
4334-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3 75x90	75 x _90	DM3	BAL	60	120
4336-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3 90x150	90 x _150	DM3	BAL	25	50

### OP krycí rouška samolepící DM3S - sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 3-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, druhou vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry a spodní vrstvu tvoří jemná a prodyšná netkaná textilie. Operační rouška je vybavena adhezivní páskou pro snadnou fixaci. V nabídce jsou uvedené rozměry roušek a podtržítka určuje stranu s adhezí.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S30-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3S 45x45	45 x _45	DM3S	BAL	90	180
43S32-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3S 45x75	45 x _75	DM3S	BAL	60	120
43S34-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3S 75x90	75 x _90	DM3S	BAL	60	120
43S36-A	ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM - DM3S 90x150	90 x _150	DM3S	BAL	25	50

### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM1 - sterilní

Operační krycí roušky univerzální jsou vyrobené z netkané textilie typu SMS s hustou strukturou vláken. Operační rouška nesaje, neuvolňuje vlákna, a je odolná průniku kapalin a mikroorganismů. Kvalitní SMS materiál je měkký a příjemný na dotek. Adheze okolo otvoru velmi dobře lepí a nezanechává zbytky na kůži.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4311-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM1 45x45 (7cm)	45 x 45	DM1-40	BAL	125	250
4313-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM1 45x75 (7 cm)	45 x 75	DM1-40	BAL	70	140
4315-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM1 75x90 (7 cm)	75 x 90	DM1-40	BAL	50	100
4317-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM1 90x150 (7 cm)	90 x 150	DM1-40	BAL	40	80
4311-OA1	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM1 150x200 (7x14 cm)	150 x 200	DM1-40	BAL	13	26

### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM2 - sterilní

Rouška univerzální s otvorem a adhezivním polem uprostřed je vyrobena z dvouvrstvé netkané textilie DM2. Vrchní vrstvu tvoří savá netkaná textilie z viskózy, spodní vrstva je nepropustná mikroporézní fólie, která zajišťuje mikrobiální bariéru. Adheze okolo otvoru velmi dobře lepí a nezanechává zbytky na kůži.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4321-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 45x45 (7cm)	45 x 45	DM2	BAL	140	280
4323-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 45x75 (7cm)	45 x 75	DM2	BAL	100	200
4325-OA5	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 75x90 (10x17cm)	75 x 90	DM2	BAL	60	120
4325-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 75x90 (7cm)	75 x 90	DM2	BAL	50	100
4327-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 90x150 (7cm)	90 x 150	DM2	BAL	25	50
4323-OA1	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 150x200 (10 cm)	150 x 200	DM2	BAL	14	28
4329-OA4	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2 150x240 (15cm)	150 x 240	DM2	BAL	10	20


## OPERAČNÍ ROUŠKY - UNIVERZÁLNÍ



### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM2P - sterilní

Operační rouška s otvorem a adhezivním polem uprostřed je vyrobena z dvouvrstvého materiálu DM2P. Vrchní savá vrstva je z polypropylenu, spodní vrstva je nepropustná mikroporézní folie. Adheze okolo otvoru velmi dobře lepí a nezanechává zbytků na kůži.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4321-OA-P	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 45x45 (7cm)	45 x 45	DM2P	BAL	140	280
4321-OA-P3	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 45x45 (9x12cm)	45 x 45	DM2P	BAL	140	280
4323-OA-P	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 45x75 (7cm)	45 x 75	DM2P	BAL	150	300
4322-OA-P1	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 50x60 (7cm)	50 x 60	DM2P	BAL	140	280
4325-OAP	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 75x90 (7cm)	75 x 90	DM2P	BAL	100	200
4327-OA-P	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2P 90x150 (7cm)	90 x 150	DM2P	BAL	50	100



### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM2S - sterilní

Operační krycí roušky jsou opatřeny kulatým nebo oválným otvorem a jsou vyrobené z 2-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle nasákavá netkaná textilie typu spunbond, spodní vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry. Kolem otvoru je dostatečná plocha adheze pro lepší fixaci roušky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S21-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 45x45 (7cm)	45 x 45	DM2S	BAL	140	280
43S21-OA3	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 45x45 (9x12cm)	45 x 45	DM2S	BAL	140	280
43S23-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 45x75 (7cm)	45 x 75	DM2S	BAL	100	200
43S25-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 75x90 (7cm)	75 x 90	DM2S	BAL	50	100
43S27-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 90x150 (7cm)	90 x 150	DM2S	BAL	25	50
43S23-OA3	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM2S 150x200 (9x12cm)	150 x 200	DM2S	BAL	13	26



### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM3 - sterilní

Rouška univerzální s otvorem a adhezivním polem uprostřed je vyrobena z třívrstvé netkané textilie DM3. Rouška má velice dobré sorpční vlastnosti, které umožňuje savá netkaná textilie z viskózy na vrchní straně roušky. Mikrobiální bariéru zajišťuje nepropustná fólie s mikropóry.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4331-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM3 45x45 (7cm)	45 x 45	DM3	BAL	90	180
4333-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM3 45x75 (7cm)	45 x 75	DM3	BAL	70	140
4337-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM3 90x150 (7cm)	90 x 150	DM3	BAL	25	50
4339-OA	ROUŠKA S ADHEZ. OTVOREM - DM3 190x320 (7cm)	190 x 320	DM3	BAL	6	12



### OP krycí rouška - adhezivní otvor DM3S - sterilní

Operační krycí roušky jsou vyrobené z 3-vrstvé netkané textilie. Vrchní vrstvu tvoří vysoce a rychle savá netkaná textilie typu spunbond, druhou vrstvou je prodyšná a tekutinám odolná polyetylenová fólie s mikropóry a spodní vrstvu tvoří jemná a prodyšná netkaná textilie. Operační rouška je uprostřed vybavena kulatým nebo oválným otvorem. Kolem otvoru je dostatečná plocha adheze pro lepší fixaci roušky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43S33-OA	ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	45 x 75	DM3S	BAL	70	140
43S31-OA	ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	45 x 45	DM3S	BAL	90	180
43S37-OA	ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	90 x 150	DM3S	BAL	25	50
43S39-OA	ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	190 x 320	DM3S	BAL	6	12

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ


### OPERAČNÍ ROUŠKY PRO ORTOPEDII



#### Operační rouška "U" s výkrojem 6 cm

Operační "U" rouška s výkrojem širokým 6 cm. Výkroj není vybaven adhezí a jeho délka je 50 cm.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2111-02	ROUŠKA 'U'	90 x 240	DM1-40	KS	25	50



#### Operační rouška "U" s výkrojem 6cm a adhezí

Operační rozřížené roušky "U" mají výkroj 6 cm široký a je vybavený adhezí pro snadnou fixaci.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2121-02	ROUŠKA 'U'	190 x 200	DM2	KS	12	24
2121	ROUŠKA 'U'	190 x 240	DM2	KS	10	20
21S21	ROUŠKA 'U'	190 x 240	DM2S	KS	10	20
21S38	ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3S	KS	6	12
2138-01	ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3	KS	-	-
21S38-01	ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3S	KS	-	-
2138	ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3	KS	6	12



#### OP krycí rouška "U" s výkrojem 10 cm a adhezí

Operační "U" roušky jsou sterilní a jsou vyrobené z různých materiálů. Operační "U" rouška má výkroj s adhezí 10 cm široký.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2131-04	ROUŠKA 'U'	120 x 150	DM3	KS	-	-
2121-04	ROUŠKA 'U'	120 x 150	DM2	KS	25	50
21S31-04	ROUŠKA 'U'	120 x 150	DM3S	KS	-	-



#### Operační rouška "U" s výkrojem 15cm a adhezí

Operační "U" rouška má výkroj 15 cm široký a 27 cm dlouhý. Výkroj je vybavený adhezí.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1090	ROUŠKA 1090	90 x 150	DM1-40	KS	50	100




#### Operační rouška "U" s výkrojem 20cm a adhezí

Operační "U" roušky jsou sterilní a mají různý rozměr. Operační "U" rouška má výkroj 20 cm široký, 100 cm dlouhý a je vybavený adhezí.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2124	ROUŠKA 'U'	190 x 350	DM2	KS	8	16
2125-01	ROUŠKA 'U'	240 x 280	DM2	KS	9	18
21S25-02	ROUŠKA 'U'	240 x 280	DM2S	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ




### Operační rouška "U" s výkrojem 20cm a krytem

Operační "U" roušky jsou sterilní. Operační "U" rouška má výkroj 20cm široký a 100 cm dlouhý. Výkroj je vybavený adhezí. Rouška má pod výkrojem umístěný perianální kryt.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
21S22-01	ROUŠKA 'U'	190 x 260	DM2S	KS	10	20
21S33	ROUŠKA 'U'	190 x 260	DM3S	KS	8	16
2122-01	ROUŠKA 'U'	190 x 260	DM2	KS	10	20
2133	ROUŠKA 'U'	190 x 260	DM3	KS	8	16




### Operační rouška kolenní bez výztuže

Operační rouška s pružnou manžetou je sterilní a má různý formát. Operační rouška s manžetou bez výztuže je používána především při operacích kolene.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2022	ROUŠKA S MANŽETOU	195 x 320	DM2	KS	8	16
20S22	ROUŠKA S MANŽETOU	195 x 320	DM2S	KS	8	16
20S30-02	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM3S	KS	-	-
2020-02	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM2	KS	5	10



### Operační rouška kolenní s výztuží

Operační rouška s pružnou manžetou je sterilní a má výztuž. Operační rouška s pružnou manžetou je používána především při operacích kolene.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
20S33-z	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM3S	KS	4	8
2033-z	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM3	KS	4	8




### Operační rouška s manžetou a organizérem hadic

Operační rouška je vybavena pružnou manžetou s otvorem 5 x 7 cm. Na roušce je umístěn také organizér hadic a suchý zip.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2027-z	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM2	KS	4	8
20S27-z	ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM2S	KS	4	8



### Operační rouška s manžetou - otvor pr. 4cm


Operační rouška je sterilní a je vybavena pružnou manžetou s otvorem o průměru 4 cm. Rouška je součástí končetinových setů.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
20S34-01	ROUŠKA S MANŽETOU	150 x 240	DM3S	KS	8	16
2034-01	ROUŠKA S MANŽETOU	150 x 240	DM3	KS	8	16
2022-01	ROUŠKA S MANŽETOU	195 x 320	DM2	KS	8	16
20S22-01	ROUŠKA S MANŽETOU	195 x 320	DM2S	KS	8	16



## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Operační rouška s manžetou - otvor pr. 2cm

Operační rouška je sterilní a je vybavena pružnou manžetou s otvorem o průměru 2 cm. Operační rouška je součástí končetinových setů.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
20S25-01	ROUŠKA S MANŽETOU	120 x 150	DM2S	KS	25	50
2025-01	ROUŠKA S MANŽETOU	120 x 150	DM2	KS	25	50
2024-02	ROUŠKA S MANŽETOU	120 x 240	DM2	KS	12	24
2024-07	ROUŠKA S MANŽETOU	120 x 270	DM2	KS	-	-
2024-05	ROUŠKA S MANŽETOU	150 x 240	DM2	KS	10	20

## OPERAČNÍ ROUŠKY VERTIKÁLNÍ



### Operační rouška svislá PE s volnou kapsou a vakem

Vertikální rouška má operační pole kryté incizní fólií. Rouška je vybavena volnou kapsou a záchytným vakem, které se k roušce přichytí před operací na potřebné místo.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2001-05	ROUŠKA SVISLÁ Z PE	240 x 330	PE	KS	10	20
2001-03	ROUŠKA SVISLÁ Z PE	240 x 330	PE	KS	10	20




### Operační vertikální rouška PE - int. kapsa i vak

Operační vertikální rouška je sterilní a je určena pro ortopedické operace. Operační rouška vertikální má operační pole kryté incizní fólií, má již integrovaný záchytný vak i kapsu.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2001-04	ROUŠKA SVISLÁ Z PE	240 x 330	PE	KS	10	20

## OPERAČNÍ ROUŠKY PRO ANGIOGRAFIÍ




### Rouška angio s jedním okrajem bez otvorů

Angiografická operační rouška má jeden okraj průhledný a je bez otvorů.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2211	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 150	DM1-45	KS	35	70




### Rouška angio s jedním okrajem a dvěma otvory

Angiografická operační rouška s jedním průhledným okrajem a dvěma adhezními otvory.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2222-02	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	120 x 240	DM2	KS	15	30
22S22-08	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 300	DM2S	KS	-	-
2222-08	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 300	DM2	KS	-	-
22S22-07	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	200x300	DM2S	KS	10	20
22S22-10	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	200x320	DM2S	KS	-	-
22S22-09	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	200x320	DM2S	KS	-	-
2222-09	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	200x320	DM2	KS	-	-
22S22-13	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	260 x 280	DM2S	KS	-	-
22S22-12	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	260 x 280	DM2	KS	-	-
2222-13	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	260 x 280	DM2	KS	-	-


## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Rouška angio s jedním okrajem a třemi otvory

Angiografická rouška s průhledným okrajem, dvěma adhezivními otvory a jedním otvorem s incizní fólií.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
22S21	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM2S	KS	9	18
2221	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM2	KS	9	18



### Rouška angio se dvěma okraji a dvěma otvory

Angiografická rouška se dvěma průhlednými okraji a dvěma adhezivními otvory.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2222-06	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 320	DM2	KS	8	16
2222-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 320	DM2	KS	8	16
22S22-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 320	DM2S	KS	8	16
2222-03	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 370	DM2	KS	6	12
2212-12z	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	240 x 300	SMMS - 43	KS	-	-



### Rouška angio se dvěma okraji a třemi otvory

Angiografická rouška se dvěma průhlednými okraji, dvěma adhezivními otvory a jedním otvorem s incizní fólií.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2222	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 240	DM2	KS	18	36
22S22	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 240	DM2S	KS	18	36



### Rouška angio se dvěma okraji a čtyřmi otvory

Angiografická operační rouška s dvěma průhlednými okraji, dvěma adhezivními otvory a dvěma otvory s incizní fólií.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
22S22-01	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 240	DM2S	KS	18	36
2222-01	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 240	DM2	KS	18	36




### Rouška angio bez okrajů se dvěma otvory

Angiografická rouška bez průhledných okrajů, se dvěma adhezivními otvory.  
Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
22S20-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM2S	KS	9	18
2220-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM2	KS	9	18

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ




### Rouška angio bez okrajů s jedním otvorem

Angiografická operační rouška bez průhledných okrajů, s jedním adhezivním otvorem.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2230-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM3	KS	10	20
22S30-04	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM3S	KS	10	20
22S20-01	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 320	DM2S	KS	8	16
2220-01	ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 320	DM2	KS	8	16

## OPERAČNÍ ROUŠKY S INCIZNÍ FOLIÍ




### Rouška bederní

Operační rouška bederní je vyrobena z dvouvrstvého savého materiálu a je vybavena incizní fólií a suchým zipem.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2420-01	ROUŠKA BEDERNÍ	190 x 320	DM2	KS	8	16
24S20-01	ROUŠKA BEDERNÍ	190 x 320	DM2S	KS	8	16
2420	ROUŠKA BEDERNÍ	200 x 320	DM2	KS	8	16




### Rouška laparotomická

Operační krycí rouška laparotomická je vyrobena ze savého dvouvrstvého materiálu a je vybavena incizní fólií pro její bezpečnější fixaci na těle pacienta.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2524	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2	KS	7	14
25S24	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2S	KS	7	14




### Rouška laparotomická rozstřížená

Operační krycí rouška laparotomická rozstřížená je vybavena incizní fólií a rozparkem pro přístup operátora od pacientových nohou.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2535	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM3	KS	-	-
25S25	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2S	KS	5	10
2525	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2	KS	5	10

## OPERAČNÍ ROUŠKY PRO LAPAROSKOPII & LAPAROTOMII



### Operační rouška s adhezivním otvorem

Operační roušky s adhezivním otvorem jsou sterilní a mají různý formát. Adheze okolo otvoru je velmi kvalitní a nezanechává na kůži zbytky po odlepení roušky.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
24S22-OA5	ROUŠKA BEDERNÍ	190 x 260	DM2S	KS	-	-
2422-0a1	ROUŠKA BEDERNÍ	190 x 260	DM2	KS	10	20
2422-OA	ROUŠKA BEDERNÍ	190 x 260	DM2	KS	10	20
2520-OA	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	KS	8	16
2534-OAz	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ S VÝZTUŽÍ	200x240	DM3	KS	-	-
25S24-OA2	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 320	DM2S	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ




### OP krycí rouška laparoskopická rozstřížená

Operační rouška s adhezním otvorem a rozparkem pro přístup operátora od pacientových nohou je vhodná pro laparoskopické operace.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
25S23-OA1	ROUŠKA LAPAROSKOPICKÁ	240 x 320	DM2S	KS	7	14
2533-OA2	ROUŠKA LAPAROSKOPICKÁ	240 x 320	DM3	KS	-	-
2523-OA1	ROUŠKA LAPAROSKOPICKÁ	240 x 320	DM2	KS	7	14




### Rouška gynekologickolaparoskopická

Operační krycí rouška s integrovanými návleky na končetiny a záchytnou kapsou pod gynekologickým otvorem.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2525-04	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	KS	8	16
25S25-11	ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	240 x 320	DM2S	KS	-	-
2525-11	ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	240 x 320	DM3	KS	-	-
25S25-12	ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	240x320	DM2S	KS	-	-
2525-12	ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	240x320	DM2	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY PRO GYNEKOLOGII, UROLOGII, PORODNICTVÍ



### Rouška konizační

Operační krycí rouška konizační je vhodná pro gynekologické operace. Konce roušky jsou vybaveny adhezí a jsou používány místo návleků na končetiny.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2821-P	ROUŠKA KONIZAČNÍ	190 x 225	DM2P	KS	20	40
2821	ROUŠKA KONIZAČNÍ	190 x 240	DM2	KS	10	20



### Rouška gynekologická

Operační krycí rouška gynekologická je sterilní a je vybavena integrovanými návleky na končetiny.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2525-06	ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	190 x 260	DM2	KS	5	10
25S35-12	ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	240x280	DM3S	KS	-	-
2535-12	ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	240x280	DM3	KS	-	-



### Rouška gynekologická s ochranou prstu

Operační krycí rouška je vybavená integrovanými návleky na končetiny, s integrovaným vyšetřovacím prstem a sběrnou kapsou.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2526-02	ROUŠKA UROLOGICKÁ	240 x 260	DM2	KS	10	20
25S26-03	ROUŠKA UROLOGICKÁ	240 x 320	DM2S	KS	-	-
2537-01	ROUŠKA GYNEKO-LAPAROSKOPICKÁ	260 x 310	DM2	KS	-	-
25S27-05	ROUŠKA GYNEKO-LAPAROSKOPICKÁ	260 x 310	DM2S	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Rouška abdomino-perineální s incizní fólií

Operační krycí rouška urologická je vybavena incizní fólií.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2525-01	ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	150 x 240	DM2	KS	9	18
25S25-01	ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	150 x 240	DM2S	KS	9	18




### Rouška abdomino-perineální s adhezí

Operační krycí urologická rouška je vybavena adhezí pro laparoskopický zákrok.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2525-02	ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	150 x 240	DM2	KS	9	18
2525-05	ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 260	DM2	KS	10	20



### Operační rouška TUR - klasické provedení

Operační TUR rouška je určena pro urologické, gynekologické operace. Tato rouška je vyrobena v základním provedení a jsou sterilní.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
TUR-09	ROUŠKA TUR-09	100 x 180	DM2	KS	-	-
TUR-03	ROUŠKA TUR-03	150 x 185	DM2	KS	18	36
TUR-02	ROUŠKA TUR-02	150 x 220	DM2	KS	10	20
TUR-10	ROUŠKA TUR-10	150 x 270	DM2	KS	-	-



### Operační TUR roušky se sítkou

Operační TUR roušky se sítkou jsou určeny pro urologické, gynekologické operace. Operační TUR rouška je sterilní.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
TUR-03/K	ROUŠKA TUR-03/K	150 x 185	DM2	KS	18	36
TUR-05	ROUŠKA TUR-05	150 x 240	DM2	KS	10	20




### Operační TUR roušky se sítkou a s integrovaným latexovým prstem

Operační TUR roušky se sítkou a s integrovaným latexovým prstem jsou určeny pro urologické, gynekologické operace.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
TUR-06	ROUŠKA TUR-06	150 x 240	DM2	KS	10	20




### Operační rouška TUR zúžená

Operační TUR rouška je sterilní. Tato verze operační roušky je zúžená, bez adheze okolo otvoru a je vhodná pro urologické, gynekologické operace.

Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
TUR-07	ROUŠKA TUR-07	75 x 190	DM2	KS	27	54


## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Rouška císařský řez se záchytnými vaky

Rouška na císařský řez. Záchytný systém tvoří dva trojúhelníkové vaky a boční zábrany pro usměrňování tekutiny. *Operační roušky zákrokové jsou součástí zákrokového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
27S20	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	240 x 320	DM2S	KS	5	10
2720	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	240 x 320	DM2	KS	5	10




### Rouška císařský řez s kruhovým bazénem

Operační krycí rouška na císařský řez se záchytným kruhovým bazénem. Záchytný systém tvoří bazén s kruhovým otvorem a pěnovým hřebenem.

*Operační roušky zákrokové jsou součástí zákrokového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2720-09P	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ- ECO	175/245x305	DM2P	KS	1	3
27S23-02	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	220 x 300	DM2S	KS	-	-
27S21-08	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	230 x 330	DM2S	KS	2	4
2721-08	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	230 x 330	DM2	KS	2	4
2723	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	250 x 260	DM2	KS	-	-



### Rouška císařský řez se záchytným vakem a adhezí

Operační krycí rouška na císařský řez se záchytným bazénem. Záchytný systém tvoří PE záchytný bazén s vyztužením.

*Operační roušky zákrokové jsou součástí zákrokového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2720-03	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	220 x 320	DM2	KS	10	20
27S20-03	ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	220 x 320	DM2S	KS	10	20


### Rouška pro novorozence - sterilní

Jednorázová rouška savá je určena jako teplá a jemná příkrývka pro novorozence. Rouška je vhodná pro hrubou očistu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
4303	ROUŠKA POD ROZVĚRAČ	45x45	DM2S	KS	-	-
4302	ROUŠKA DĚTSKÁ - BILÁ	50 x 50	MB-40	BAL	125	250
4300	ROUŠKA DĚTSKÁ - MODRÁ	50 x 50	MB-40	BAL	125	250
4300-B	ROUŠKA DĚTSKÁ - BILÁ	50 x 60	PES/VIS	KS	-	-
4302-02	ROUŠKA DĚTSKÁ - BILÁ	60 x 80	MB-40	BAL	80	160
4300-02	ROUŠKA DĚTSKÁ - MODRÁ	60 x 80	MB-40	BAL	80	160
4300-06	ROUŠKA DĚTSKÁ - MODRÁ	70 x 80	MB-40	BAL	60	120
4300-06B	ROUŠKA DĚTSKÁ - BILÁ	70 x 80	PES/VIS	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ

### OPERAČNÍ ROUŠKY PRO KARDIOCHIRURGII




#### Rouška kardiokirurgická

Operační krycí rouška kardiokirurgická má tvar 'T' a je vybavena incizní fólií, organizátorem hadic, dvěma tříkomorovými kapsami a suchým zipem.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
23S30	ROUŠKA KARDIOCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3S	KS	4	8
2330	ROUŠKA KARDIOCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3	KS	4	8
2330-02	ROUŠKA KARDIOCHIRURGICKÁ	280 x 340	DM3	KS	-	-

### OPERAČNÍ ROUŠKY PRO NEUROCHIRURGII




#### Rouška neurochirurgická

Operační krycí rouška je vybavena incizní fólií a je vhodná pro neurochirurgii.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2610-01	ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM1-40	KS	5	10




#### Rouška neurochirurgická s kapsou

Operační krycí rouška je vybavena záchytným vakem a je určena pro operaci hlavy.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
2630	ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3	KS	4	8

### OPERAČNÍ ROUŠKY PRO OČNÍ LÉKAŘSTVÍ




#### Rouška oční s mikrotenovou fólií

Operační krycí rouška je určena k operaci oka. Operační pole je kryté mikrotenem. Operační rouška oční je balena s volnou kapsou pro přilepení na roušku před operací.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1061-04Ms	ROUŠKA OČNÍ	130 x 150	DM1-40	KS	-	-
1061-03Ms	ROUŠKA OČNÍ	130 x 150	DM1-40	KS	-	-




#### Rouška oční s incizní fólií

Operační krycí rouška je vhodná pro operaci oka. Operační pole je kryté incizní fólií. Operační rouška oční je vybavena jednou nebo dvěma jímacími kapsami. Operační rouška oční s jednou jímací kapsou je univerzální - pro levé i pravé oko.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1068-S1	ROUŠKA OČNÍ S KAPSIČKOU	45 x 75	DM1-40	KS	70	140
1068-s	ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	120 x 130	DM1-40	KS	20	40
1068-02s	ROUŠKA OČNÍ - 2 KAPSY	120 x 160	DM1-40	KS	-	-
1068-S4	ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	140 x 150	DM1-40	KS	-	-

## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Rouška oční pro klaustrofobiky

Operační krycí rouška je vhodná pro operaci oka u lidí trpících klaustrofobií. Operační pole je kryté incizní fólií a střed roušky tvoří průhledná fólie pro omezení pocitu stísněnosti. Operační rouška oční má jednu jímací kapsu a je univerzální - pro levé i pravé oko.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1068-sk	ROUŠKA OČNÍ KLAUSTROFOBIE	120 x 130	DM1-40	KS	20	40




### Rouška oční částečnou aplikací incizní fólie

Operační krycí rouška je vhodná pro operaci oka. U operačního pole je z části přilepená incizní fólie a její zbylá část je připravená k aplikaci. Operační rouška oční s jednou jímací kapsou má jímací kapsu je univerzální - pro levé i pravé oko.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1068-01s	ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	120 x 130	DM1-40	KS	20	40
1065-01s	ROUŠKA OČNÍ - 2 KAPSY	140 x 170	DM1-40	KS	15	30



### Rouška oční s adhezním otvorem bez kapsy

Operační krycí rouška je určená pro operaci oka a víček. Operační rouška oční má otvor vybavený adhezí a je bez jímací kapsy.

*Operační roušky zákrovové jsou součástí zákrovového setu a standardně nejsou prodávány samostatně.*

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
1062-s	ROUŠKA OČNÍ	121 x 129	DM1-40	KS	20	40

## KRYCÍ ROUŠKY NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK



### Rouška na instr. stůlek nesavá - sterilní

Rouška je vyrobena z nesavé netkané textilie a je určená především jako krytí instrumentačního stolu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
4414	ROUŠKA	100 x 150	DM1-40	KS	35	70
4413	ROUŠKA	100 x 120	DM1-40	KS	35	70



### Rouška na instr. stůlek dvouvrstvá - sterilní

Rouška prostá je určená především ke krytí instrumentačního stolu. Rouška krycí je vyrobena z dvouvrstvé nepropustné netkané textilie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
4420	ROUŠKA	50 x 70	DM2	KS	100	200
4421	ROUŠKA	80 x 100	DM2	KS	50	100
4421-P	ROUŠKA	80 x 100	DM2P	KS	50	100
4422	ROUŠKA	80 x 120	DM2	KS	45	90
4422-P	ROUŠKA	80 x 120	DM2P	KS	50	100
44S22	ROUŠKA	80 x 120	DM2S	KS	45	90
44S23	ROUŠKA	100 x 120	DM2S	KS	40	80
4423-P	ROUŠKA	100 x 120	DM2P	KS	50	100
4423	ROUŠKA	100 x 120	DM2	KS	40	80
4424	ROUŠKA	100 x 150	DM2	KS	40	80
44S24	ROUŠKA	100 x 150	DM2S	KS	40	80
4424-P	ROUŠKA	100 x 150	DM2P	KS	45	90
4426	ROUŠKA	130 x 150	DM2	KS	25	50
44S25	ROUŠKA	150 x 200	DM2S	KS	20	40
4425	ROUŠKA	150 x 200	DM2	KS	20	40



## OPERAČNÍ ROUŠKY - ZÁKROKOVÉ



### Rouška na instr. stolek třívrstvá - sterilní

Rouška je určena především jako krytí instrumentačního stolku. Krycí rouška na instrumentační stolek je vyrobena z vysoce savé 3-vrstvé netkané textilie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / BAL	KS / Karton
4433	ROUŠKA	100 x 120	DM3	KS	25	50
4434	ROUŠKA	100 x 150	DM3	KS	20	40
44S36	ROUŠKA	130 x 150	DM3S	KS	15	30
4436	ROUŠKA	130 x 150	DM3	KS	15	30

## OPERAČNÍ DOPLŇKY


### OPERAČNÍ NÁVLEKY



#### Návlek na instrumentační stůl - sterilní

Návlek na instrumentační stůl je vyroben z polyetylenu se savou polypropylenovou vrstvou. Návlek je sterilní a je nabízen v několika velikostech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4341	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK	50 x 80	DM2	KS	30	60
4341-02	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK	60 x 90	PE	KS	100	200
4341-01	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK	60 x 90	DM2	KS	30	60
4340-01	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK	73 x 40	DM2	KS	50	100
4340*01	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL (balen v papíru)	145 x 75	DM2	KS	-	-
4340	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	145 x 75	DM2	KS	30	60



#### Návlek na instrument. stůl zesílený - sterilní

Návlek na instrumentační stůl je vyroben z dvouvrstvé netkané textilie a je zesílen nepropustnou savou vrstvou. Návlek je sterilní a je nabízen v několika velikostech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4340-Z	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK ZESÍLENÝ	75 x 145	DM2	KS	-	-
4340-02	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STOLEK	160 x 160	DM2	KS	-	-



#### Návlek na končetinu - sterilní

Návlek na končetinu je vyroben z netkané textilie, která je nepropustná. Návlek má zahrnutý okraj a je teleskopicky složen.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4347-07	NÁVLEK NA KONČETINU	35x100	DM2	KS	-	-
4347-06	NÁVLEK NA KONČETINU	35x120	DM2	KS	50	100
4347-05	NÁVLEK NA KONČETINU	50 x 110	DM2P	KS	40	80
4347-05par	NÁVLEK NA KONČETINU	50 x 110	DM2P	PAR	-	-
4346+OP/S	NÁVLEK NA KONČETINU+ OP	30 x 60	DM2	KS	80	160
4346	NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	KS	70	140
4347+OP	NÁVLEK NA KONČETINU + OP	40 x 80	DM2	KS	70	140
4347	NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 80	DM2	KS	70	140
4347-04	NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 100	DM2P	KS	40	80
4347-01	NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 120	DM2	KS	40	80
4347-08	NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 120	DM2	KS	-	-



#### Návlek na ruce s náplety - sterilní

Sterilní návleky na ruce balené po párech. Návlek je v zápěstí opatřen pružnými náplety a je vyroben z měkké netkané textilie typu Spunlace, která je odolná proti provlhnutí a proniknutí bakterií.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30300-P	NÁVLEK NA RUCE - pár	50 cm	SL	PAR	50	100
30300	NÁVLEK NA RUCE	50 cm	SL	KS	100	200


## OPERAČNÍ DOPLŇKY



### Návlek na ruce s gumičkou - sterilní

Sterilní návleky na ruce balené po párech. Návleky jsou u zápěstí obšité gumičkou. Jsou vyrobeny z jemné nepropustné a na omak příjemné netkané textilie typu Spunbond nebo vodoodpudivé netkané textilie typu Spunlace.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30311	NÁVLEK NA RUCE	50 cm	SP-30	KS	50	100
30310	NÁVLEK NA RUCE	50 cm	SL	KS	100	200
30310-P	NÁVLEK NA RUCE - pár	50 cm	SL	PAR	-	-
30311-P	NÁVLEK NA RUCE - pár	50 cm	SP-30	PAR	-	-
30312-P	NÁVLEK NA RUCE - pár	55 cm	SP-30	PAR	25	50
30312	NÁVLEK NA RUCE	55 cm	SP-30	KS	50	100



### Návleky na křeslo

Návlek na křeslo je vyroben z netkané nepropustné textilie. Je vhodný pro použití během lékařského výkonu prováděného vsedě. Naleznete zde návleky také na područky a opěrku hlavy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4343b	NÁVLEK NA OPĚRKY BEZ PÁSKY	20 x 55	DM1-40	KS	-	-
4343	NÁVLEK NA OPĚRKY NESTER.	20 x 55	DM1-40	PAR	60	120
4343-07	NÁVLEK NA OPĚRKU HLAVY	23,75 x 86	DM3	KS	-	-
4343-09	NÁVLEK NA OPĚRKY S PÁSKOU	30 x 75	DM2P	KS	-	-
4343-03	NÁVLEK NA OPĚRKY BEZ PÁSKY	35 x 75	DM2	KS	-	375
4343-02	NÁVLEK NA OPĚRKY S PÁSKOU	35 x 75	DM2	KS	-	375
4343-08	NÁVLEK NA OPĚRKY S PÁSKOU	35 x 75	DM1-40	KS	-	-
4343-04	NÁVLEK NA OPĚRKY S PÁSKOU	40 x 90	DM2	KS	-	-
4342	NÁVLEK NA KŘESLO	41 x 75	DM1-40	KS	30	60
4343-10	NÁVLEK NA PODLOŽKU HLAVY	prům.51	SP-30	KS	-	-



### Návlek na kameru - sterilní

Návleky na kameru jsou sterilní, mají různý rozměr a jsou vyrobené z polyetylenové folie. Návleky na kameru bývají většinou součástí operačního setu, ale je možné je objednat zvlášť.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-46	NÁVLEK NA KAMERU STERILNÍ	14 x 150	PE	KS	150	300
4345-04	NÁVLEK NA KAMERU STERILNÍ	14 x 200	PE	KS	150	300
4345-05	NÁVLEK NA KAMERU STERILNÍ	20 x 250	PE	KS	100	200



### Návlek na přístroje I. - sterilní

Návlek na přístroje je sterilní a je vyroben z polyetylenové folie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-57	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	17 x 120	PE	KS	-	-
4345-09	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	18 x 200	PE	KS	100	200
4345-32	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	120 x 150	PE	KS	40	80


## OPERAČNÍ DOPLŇKY



### Návlek na fibroskop - sterilní

Návlek je vyroben z netkané textilie - 100 % polypropylenu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4343-01	NÁVLEK NA FIBROSKOP	6/16 x 100	SP-30	KS	150	300
4345-21	NÁVLEK NA FIBROSKOP	8 x 85	PE	KS	400	800



### Návlek na mikroskop - sterilní

Návlek na mikroskop je vyroben z polyetylenové hadice o šířce 120 cm. Na návleku je přichycen průhledný terč a oboustranné lepicí pásky. Návlek má délku 2 m a pro jeho snadnou aplikaci je teleskopicky složen.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-22	NÁVLEK NA MIKROSKOP	120 x 200	PE	KS	20	40



### Návlek na přístroje II. - sterilní

Návlek na přístroj je sterilní, je vyroben z polyetylenové folie. Okraj návleku je opatřen dvěma samolepicími páskami.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-20	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	80 x 90	PE	KS	50	100
4345-37	NÁVLEK NA PŘÍSTROJ	90 x 100	PE	KS	60	120



### Návlek na přístroje III. - sterilní

Návlek na přístroj je sterilní a je vyroben z polyetylenové folie. Návlek má na jednom konci samolepicí pásku.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-25	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	8 x 60	PE	KS	400	800
4345-12	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	12 x 130	PE	KS	150	300



### Návlek na přístroje IV. - sterilní

Návlek je sterilní a je vyroben z polyetylenové folie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-27	NÁVLEK NA RUKOJEŤ	10 x 25	SP-30	KS	200	400
4345-38par	NÁVLEK NA RUKOJEŤ	12 x 28	PE	KS	-	-
4345-38	NÁVLEK NA RUKOJEŤ	12 x 28	PE	KS	190	380
4345-41	NÁVLEK NA RUKOJEŤ	15 x 15	PE	PAR	95	190
4345-06	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE - sada 2 ks	70 x 100	PE	KS	25	50
4345-13	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	KS	50	100
4345-06c	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE - sada 2 ks	70 x 100	PE	KS	60	120
4345-13c	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	KS	100	200
4345-13b	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	KS	-	-

## OPERAČNÍ DOPLŇKY



### Návlek na přístroje s gumičkou - sterilní

Návlek na přístroj je vyrobený z polyetyléновой fólie nebo nepropustnej netkanej textílie a po obvodu je obšitý gumičkou.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
RTG-02	NÁVLEK RTG -02	45 x 60	SP-30	KS	-	80
RTG-01	NÁVLEK RTG -01	46 x 50	DM2P	KS	-	-
4345-69	NÁVLEK NA PŘÍSTROJ	50 x 70	PE	KS	-	-
4345-02	NÁVLEK RTG	70 x 70	SP-40	KS	30	60
4345-16	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	85 x 85	PE	KS	50	100
4345-67	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	100 x 100	PE	KS	40	80
4345-17	NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	110 x 120	PE	KS	-	50



### Návlek na ruce s gumičkou - nesterilní

Nesterilní návleky na ruce jsou u zápěstí obšité gumičkou. Jsou vyrobeny z jemné nepropustné a na omak příjemné netkané textílie typu Spunbond.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30311-N	NÁVLEK NA RUCE - N	50 cm	SP-30	KS	150	300
30311-PN	NÁVLEK NA RUCE - PN	50 cm	SP-30	PAR	25	150
30312-N	NÁVLEK NA RUCE - N	55 cm	SP-30	KS	150	300
30312-PN	NÁVLEK NA RUCE - PN	55 cm	SP-30	PAR	75	150
30312-01	NÁVLEK NA RUCE - 01	65 cm	SP-17	KS	-	100



### Návlek na chodidlo

Návlek na chodidlo je vyroben z netkané textílie a je určen k jednomu použití. Návlek na chodidlo není sterilně zabalený.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
431-01	Návlek na chodidlo	18 x 30	DM2	PAR	125	250
431-04	Návlek na chodidlo	30 x 40	DM2	PAR	100	200
431-06	Návlek na chodidlo	40 x 40	DM2	KS	200	400




### Návlek na lahve s plynem - nesterilní

Návlek na lahve s plynem je nesterilní a je vyroben z netkané textílie typu Spunbond.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4345-01	NÁVLEK NA LAHVE S PLYNEM	26 x 96	SP-40	KS	-	100

## OPERAČNÍ DOPLŇKY

### JÍMACÍ KAPSY A ZÁCHYTNÉ VAKY



#### Kapsa jednokomorová

Kapsa jednokomorová samolepící je opatřena adhezní páskou pro přichycení a výztuží pro vytvarování. Vhodná pro zachycení tekutin, nebo uložení nástrojů. Kapsa je většinou nabízena již jako sterilní produkt.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-01	KAPSA STER.	25 x 25	PE	KS	-	240
4377-07	KAPSA STER.	35 x 30	PE	KS	150	300
4377	KAPSA STER.	45 x 30	PE	KS	60	120



#### Kapsa dvoukomorová

Kapsa je opatřena adhezní páskou pro přichycení a tvarovacím drátkem. Kapsa 4377-01s je vyrobena ze savého a zároveň nepropustného materiálu DM2 a kapsa 4377-17 je vyrobena z PE a navíc je uprostřed vybavena ještě jednou adhezní páskou pro bezpečnější fixaci. Nesterilní kapsu je možné dodat i ve sterilním provedení.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-01s	KAPSA STER.	25 x 25	DM2	KS	-	-
4377-17	KAPSA NESTER.	35 x 40	PE	KS	-	-



#### Kapsa tříkomorová

Kapsa tříkomorová je opatřena adhezní páskou pro snadné přichycení a je vyrobena ze savého a zároveň nepropustného materiálu DM2 nebo z PE. Kapsu je možné dodat i ve sterilním provedení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-05	KAPSA NESTER.	21 x 36	PE	KS	-	-
4377-21	KAPSA STER.	25 x 40	PE	KS	100	200
4377-06	KAPSA NESTER.	65 x 30	DM2	KS	-	-



#### Záchytný vak - nesterilní

Záchytný vak slouží k zachycení tekutin během operačního zákroku. Vak je vyroben z PE, opatřen oboustrannou adhezní páskou a výztužným páskem. Záchytný vak je možné na přání zákazníka sterilizovat.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-03	ZÁCHYTNÝ VAK	70 x 130	PE	KS	-	100


## OPERAČNÍ DOPLŇKY



### Záchytný bazén - nesterilní

Záchytný bazén je většinou již součástí roušky porodního setu, který je vhodný pro operaci císařským řezem. Slouží k zachycení tekutin a je opatřen incizní folií kvůli bezpečné fixaci roušky na těle nastávající matky. Bazény je možno na přání zákazníka sterilizovat a dodat jako sterilní výrobek.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-15	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ	75 x 85	PE	KS	-	-
4377-29	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ- OA/1	80 x 100	PE	KS	-	-
4377-28	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ- OA	80 x 100	PE	KS	-	-
4377-18	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ- s hřebenem	80 x 100	PE	KS	-	-
4377-20	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ	80 x 100	PE	KS	-	-
4377-16	ZÁCHYTNÝ BAZÉN CÍSAŘSKÝ ŘEZ - bez inc. folie	80 x 90	PE	KS	-	-



### Kapsa oční - nesterilní

Oční kapsa je vyrobena z PE a je vybavena tvarovacím drátkem a incizní folií s vyseknutým otvorem. Kapsa zachycuje tekutiny během zákroku a může mít dvojí provedení - jednostranná nebo oboustranná.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-08	KAPSA NESTER. - 08	29 x 49	PE	KS	-	-



### Záchytný vak (trojúhelníkový tvar) - nesterilní

Záchytný vak je samolepící a slouží k zachycení tekutin během operačního zákroku. Je vyroben z PE modré barvy a je opatřen tvarovacím drátkem a oboustrannou adhezivní páskou.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4377-02	KAPSA NESTER. - 02	50 x 70	PE	KS	-	90

## OSTATNÍ OPERAČNÍ DOPLŇKY

### Fixační páska



Fixační páska má povrch z hydrofobní polyesterové netkané textilie. Je určena jako fixační pomůcka při operačních zákrocích. Nealergizující lepivá vrstva zajišťuje adhezi na všech druzích materiálů, vyskytujících se na operačním sále. Nedráždí pokožku pacienta a nezanechává po odstranění adhezivní zbytky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4374-S	OP.PÁSKA STERILNÍ	3 x 50		KS	-	-
4374	OP.PÁSKA	3 x 50		KS	-	-
4376-S	OP.PÁSKA STERILNÍ	5 x 50		KS	400	800
4376	OP.PÁSKA	5 x 50		KS	-	-
4375-1	OP.PÁSKA pružná	10 x 50		KS	-	-
4375-S1	OP.PÁSKA STERILNÍ pružná	10 x 50		KS	400	800
4375	OP.PÁSKA	10 x 50		KS	-	-
4375-S	OP.PÁSKA STERILNÍ	10 x 50		KS	400	800


## OPERAČNÍ DOPLŇKY



### Incizní folie - sterilní

Incizní folie má na spodní straně odleповací papír a její strany jsou bez lepení pro snazší manipulaci. Incizní folie nepropustí vodu, tělní tekutiny, čisticí prostředky ani alkohol. Produkt je biokompatibilní a neobsahuje rozpouštědla.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
200-04	INCIZNÍ FOLIE STERILNÍ	10 x 20	KS	-	-	-
200-03	INCIZNÍ FOLIE STERILNÍ	15 x 20	KS	200	400	400
571-003	INCIZNÍ FOLIE STERI DRAPE1 15x20, adh. 10x20	15 x 20	KS	10	40	40
200-02	INCIZNÍ FOLIE STERILNÍ	15 x 25	KS	-	-	-
200	INCIZNÍ FOLIE	20 x 28	KS	-	400	400
200-01	INCIZNÍ FOLIE	45 x 50	KS	-	200	200
571-012	INCIZNÍ FOLIE STERI DRAPE2 90x60, adh. 60x60	90 x 60	KS	10	40	40



### Incizní folie s jódem

Krytí je napuštěno jódem, který se během operace uvolňuje a vytváří nepřetržitě antimikrobiální pole. Díky vysoké prodyšnosti vodních par vytváří komfort pro pacienta a zároveň zůstává dokonale přilnavý. Krytí dokonale napodobuje kontury těla s nízkou tvarovou pamětí.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
571-014	INCIZNÍ FOLIE ANTIMIKRO. "IOBAN" 15x20, adh 10x20	15 x 20cm	KS	10	40	40
571-015	INCIZNÍ FOLIE ANTIMIKRO. "IOBAN" 44x35, adh 35x35	44 x 35cm	KS	10	40	40
571-017	INCIZNÍ FOLIE ANTIMIKRO. "IOBAN" 66x45, adh 56x45	66 x 45cm	KS	10	40	40
571-016	INCIZNÍ FOLIE ANTIMIKRO. "IOBAN" 66x60, adh 56x60	66 x 60cm	KS	10	40	40
571-018	INCIZNÍ FOLIE ANTIMIKRO. "IOBAN" 66x85, adh 56x85	66 x 85cm	KS	10	40	40

### Fixátor hadic nebo kabelů

Stuhový uzávěr je používán během operačního zákroku jako doplněk operační roušky jako fixátor hadic nebo kabelů. Na spodní straně je nanesena adheze, díky které se suchý zip snadno aplikuje na operační roušku. Stuhový uzávěr bývá většinou používán jako jedna z komponent operačního setu a jako samostatný produkt je nabízen jak ve sterilním, tak i nesterilním provedení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
4380-01	STUHOVÝ UZÁVĚR NEST.	2 x 20	KS	-	1000	1000
4380	STUHOVÝ UZÁVĚR STERILNÍ	2 x 20	KS	500	1000	1000
4380-02	STUHOVÝ UZÁVĚR NEST.	2 x 30	KS	-	800	800



### Utěrka - sterilní

Sterilní utěrka je vyrobena z jemné netkané textilie a používá se nejčastěji jako doplněk operačního pláště nebo operačního setu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-037-02s	UTĚRKA - 2 KS	32 x 32	MB	KS	150	300
47-037-01s	UTĚRKA	32 x 64	MB	KS	-	-
47-037-per	UTĚRKA	32 x 64	PERVIN	KS	-	-
47-037-per1	UTĚRKA	40 x 50	PERVIN	KS	-	-
47-037-01MB	UTĚRKA	40 x 60	MB	KS	-	-
47-037-per2	UTĚRKA	50 x 95	PERVIN	KS	-	-




## OPERAČNÍ SETY

### VŠEOBECNÁ CHIRURGIE

#### SETY UNIVERZÁLNÍ / AMBULANTNÍ


##### SET 100-001 univerzální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM2	2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




##### SET 100-002 univerzální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		2
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM2	2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 170	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




##### SET 100-004 univerzální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		2
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM3	2
ROUŠKA S ADH.PRUH	150 x 170	DM3	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM3	1
ROUŠKA	150 x 190	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



##### SET 100-008 univerzální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM3	2
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 190	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	120 x 190	DM2	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SET 100-047 univerzální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
RUKAVICE 7,5 CHIRURG. SEMPERMED CLAS.	7,5		1
TAMPON MULOVÝ	19 x 19		2
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	50 x 63	DM2P	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA KRYCÍ	65 x 90	SP-30	1



### SET 100-054 pohotovostní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
TAMPON MULOVÝ	33 x 33		3
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		6
RUKAVICE č.7	7		1
ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	45 x 75	DM1 -40	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1



### SET 100-059 ambulantní


Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	45 x 75	DM2P	1
PEAN JEDNORÁZOVÝ NESTER.			1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
TAMPON MULOVÝ	33 x 33		5
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1



## SETY – VARIX


### SET 104-004 varixový

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		2
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		4
ROUŠKA 'U'	190 x 350	DM2	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



### SET 104-015 varixový

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
ROUŠKA 'U'	190 x 240	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY


### SET 104-017 varixový

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
TAMPON MULOVÝ	25 x 25		10
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
ROUŠKA 'U'	190 x 240	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM1 -40	1
BALÍCÍ PAPIR	100 x 100		




### SET 104-019 malý varix

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		1
TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA	40 x 40		5
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM2	1
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	M	SP-40	1
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC VÝZTUŽ OD PRŮRAMKŮ	L	SP-40	1
BALÍCÍ PAPIR			



### SET 104-020 velký varix

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		1
TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA	40 x 40		10
ROUŠKA	150 x 180	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	90 x 150	DM2	1
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	M	SP-40	1
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC VÝZTUŽ OD PRŮRAMKŮ	L	SP-40	1
BALÍCÍ PAPIR			



## SETY PUNKCE CENTR. ŽÍLY


### SET 107-013 punk.centř.žily

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC -L	L	SP-40	1
TAMPON MULOVÝ	19 x 19		5
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		3
PEAN JEDNORÁZOVÝ NESTER.			1
ROUŠKAS OTVOREM	45 x 75	DM2P	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1



### SET 107-016 punk.centř.žily

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ STANDARD -L	L	DM1 -40	1
TAMPON MULOVÝ	19 x 19		10
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		5
PEAN JEDNORÁZOVÝ NESTER.			1
ROUŠKAS OTVOREM	45 x 75	DM2	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SETY ANGIOGRAFICKÉ


#### SET 105-011 angiografický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ STANDARD	x L	DM1-40	2
ROUŠKA	100 x 180	DM2	1
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		20
MISKA TŘÍKOMOROVÁ			1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	220 x 240	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 25		0,5
ROUŠKA	70 x 155	DM1-40	1
BALÍČÍ PAPIR			



#### SET 105-012 angiografický


Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	190 x 320	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2P	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2P	1



### SETY LAPAROTOMICKÉ A LAPAROSKOPICKÉ


#### SET 101-002 laparotomický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM1 -40	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			



#### SET 101-003 PEK laparotomický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK RTG	70 x 70	SP-40	1
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	1
KAPSA	70 x 130	PE	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 25		
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY


### SET 101-004 laparotomický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA BEDERNÍ	200 x 320	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




### SET 101-008 laparo-kýla

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




### SET 101-009 laparoskopický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA LAPAROSKOPICKÁ	240 x 320	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 25		1,5
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 25		0,5
ROUŠKA	90 x 150	DM1 -40	1
BALÍČÍ PAPIR			




### SET 101-010 R laparo-žlučník

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	240 x 300	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			



### SET 101-012 laparo-velký

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
KAPSA SAMOLEPÍČÍ	30 x 40	PE	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY


### SET 101-016 laparotomický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		2
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



### SET 101-017 laparoskopický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		1
ROUŠKA LAPAROTOMICKÁ	190 x 320	DM2	1
KAPSA	25 x 25	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1



*Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.*


# OPERAČNÍ SETY

## ORTOPEDIE

### SETY KOLENNÍ


#### SET 103-002 kolenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 25		0,5
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		4
ROUŠKAS MANŽETOU	190 x 320	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




#### SET 103-007 kolenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKAS MANŽETOU	240 x 320	DM3	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		2
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
ROUŠKA	130 x 150	DM3	1
BALÍCÍ PAPIR			




#### SET 103-011 kolenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	17 x 250	PE	1
ROUŠKAS MANŽETOU	190 x 320	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 103-018 kolenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	x L	SP-40	1
OBINADLO PLETENÉ	10cm x 4m		1
TAMPON MULOVÝ	33 x 33		5
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		20
ROUŠKAS MANŽETOU	190 x 280	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SET 103-028 vazy


Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	145 x 75	DM2	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		2
OP.PLÁŠT STANDARD PODÉLNÁ VÝZTUŽ	L - 150	DM1-40	1
NÁVLEK NA KONČETINU	60 x 30	DM2	1
ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM2	1
ROUŠKA	90 x 150	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR			



### SETY RAMENNÍ, KONČETINOVÉ


#### SET 112-003 ramenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA 'U'	190 x 240	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	45 x 75	DM1 -40	1
ROUŠKA KRYCÍ	90 x 120	SP-30	1
BALÍČÍ PAPIR			




#### SET 112-004 ramenní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 190	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA 5x50	5 x 50		2
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
ROUŠKA	130 x 150	DM3	1
BALÍČÍ PAPIR			




#### SET 112-007 končetiny

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		2
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		1
ROUŠKA	130 x 150	DM3	1
BALÍČÍ PAPIR	80 x 100		



#### SET 112-008 končetiny

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA S MANŽETOU	240 x 320	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.



## OPERAČNÍ SETY

### SET 112-009 končetiny

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	1
ROUŠKA S MANŽETOU	150 x 240	DM3	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM1 -40	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 25		0,5
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



### SETY EXTENZE KONČETINY


#### SET 104-010 ext.bérec

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	50 x 70	DM2	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA S DĚLENOU ADHEZÍ	100 x 150	DM3	1
ROUŠKA XC	240 x 240	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET	2 x 15		
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 104-011 ext.stehno

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
ROUŠKA XC-01	150 x 240	DM3	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	120 x 200	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SETY KYČELNÍ


#### SET 104-007 kyčelní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	130 x 150	DM3	1
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA 'U'	240 x 300	DM3	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 80	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		2
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		1
ROUŠKA	130 x 150	DM3	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 104-018 kyčelní


Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
KAPSA SAMOLEPÍCÍ	30 x 40	PE	1
ROUŠKA 'U'	240 x 280	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	40 x 80	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



### SETY ARTROSKOPICKÉ


#### SET 103-009 artroskopický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA S MANŽETOU	190 x 320	DM2	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR	80 x 100		



#### SET 112-002 artroskopický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		2
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
NÁVLEK NA KONČETINU	30 x 60	DM2	1
ROUŠKA 'U'	150 x 200	DM1 -40	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA KRYCÍ	80 x 90	SP-30	1



Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.


## OPERAČNÍ SETY

### KARDIOLOGIE, KARDIOCHIRURGIE

#### SETY PRO KARDIOSTIMULACI


##### SET 109-007 kardiostim.-malý

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	150 x 240	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 25		0,5
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1




##### SET 109-008 kardiostim.-velký

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	DM1 -40	1
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	190 x 250	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 25		1,5
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




##### SET 109-010 kardiostim.-velký

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	DM1-40	1
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	85cm	SP-30	1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	190 x 250	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 25		1,5
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			



##### SET 109-014 kardiostim.PM

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	SP-30	1
NÁVLEK RTG	46	DM2P	1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	100 x 150	DM1-45	1
ROUŠKA ANGIOGRAFICKÁ	120 x 150	DM2	1
ROUŠKA	90 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SETY PRO KARDIOCHIRURGIÍ


#### SET 108-002 kardio-bypass

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM3	1
NÁVLEK NA CHODIDLO DR2	40 x 30	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA 10x50	10 x 50		2
ROUŠKA 'U'	190 x 260	DM3	1
ROUŠKA KARDIOCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3	1
ROUŠKA	150 x 190	DM2	1
ROUŠKA	150 x 190	DM2P	1



#### SET 109-002 kardio-chlopně

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		2
ROUŠKA KARDIOCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3	1
ROUŠKA	150 x 200	DM2	1
ROUŠKA	150 x 190	DM2P	1




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### NEUROCHIRURGIE


#### SET 106-002 neurochir.

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
ST. NÁVLEK NA PŘÍSTR.	70 x 100		3
ST. PE NÁVLEK PRŮHL.	60 x 120		1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	55 x 55	DM3	2
ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM3	1
OPERAČNÍ PÁSKA	10 x 50		1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 30		
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR	100 x 100		



#### SET 106-004 karotický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	240 x 320	DM1 -40	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 25		0,5
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




#### SET 106-009 stereotaktický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	150 x 200	DM3	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 250	PE	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 106-020 operace hlavy

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	150 x 260	DM2	1
ROUŠKA NEUROCHIRURGICKÁ	200 x 280	DM3	1
OP.PÁSKA	10 x 50		1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2P	1



Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.


## OPERAČNÍ SETY

### GYNEKOLOGIE & UROLOGIE

#### SETY PORODNICKÉ


##### SET 121-001 P porodnický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	DM3	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR			



##### SET 121-013 porodnický


Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
TAMPON MULOVÝ	33 x 33		10
PODLOŽKA JEDNORÁZOVÁ	60 x 90		1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA KRYCÍ	75 x 90	SP-30	1
UTĚRKA	32 x 32		1
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR			



#### SETY GYNEKOLOGICKÉ, UROLOGICKÉ


##### SET 110-003 cystoskopický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
TAMPON MULOVÝ	33x33		4
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA S OTVOREM	45 x 75	DM2P	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR			



##### SET 110-010 kanylační sada

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		10
ROUŠKA KANYLAČNÍ	100 x 120	DM2P	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY


### SET 111-013 URS gynek

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTA ČNÍ STŮL		DM2	1
ROUŠKA	70 x 150	DM1-40	1
NÁVLEK NA KON ČETINY	75 X 120	DM1-40	2
ROUŠKA TUR-02	150 X 220	DM2	1
ROUŠKA		DM2P	1




### SET 111-019 gynekologický

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	75 x 150	DM1-40	1
OP.PÁSKA	5 x 50		1
ROUŠKA GYNEKOLOGICKÁ	190 x 260	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR	80 x 90		




### SET 111-011 LAVH

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTA ČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
OP.PÁSKA	5 x 25		1
ROUŠKA ABDOMINO-PERINEALNI	190 x 260	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR	80 x 90		




### SET 111-002 URS

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
NÁVLEK NA KON ČETINY	70 x 100	DM1-40	2
ROUŠKA TUR-02	150 X 220	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			



### SET 111-004 rektální

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTA ČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA KON ČETINY	70 x 100	DM1-40	2
ROUŠKA TUR-04	150 x 240	DM2	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### SETY PRO CÍSAŘSKÝ ŘEZ


#### SET 118-002 císařský řez

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	70 x 150	DM1-40	1
ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	240 x 320	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 118-005 císařský řez

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA CÍSAŘSKÝ ŘEZ	190 x 300	DM2	1
ROUŠKA	75 x 75	DM2P	1



Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.




## OPERAČNÍ SETY

### ORL


#### SET 104-012 krční-ORL

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	70 x 100	PE	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
ROUŠKA 'U'	200 x 240	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




#### SET 107-005 krční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA KRYCÍ	150 x 150	SP-30	1
ROUŠKA krční	190 x 280	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		1
KAPSA		PE	1
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 107-036 nosní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
TAMPON MULOVÝ	20 x 19		2
OBINADLO HYDR.	10m x 20 cm		
KOMPRESY	10 x 10		50
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ NORM-JECT	10ml		1
JEHLA INJEKČNÍ	18G x 1,5		1
JEHLA INJEKČNÍ	22G 0,7 x 30		1
NÁVLEKY SADA		PE	1
STUHOVÝ UZÁVĚR	2 x 20		1
OP.PÁSKA	5 x 50		1
KAPSA	25 x 25	PE	1
ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	150 x 260	DM2	1
ROUŠKA	130 x 150	DM2	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### OČNÍ LÉKAŘSTVÍ


#### SET 102-003/D katarakta

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	120 x 130	DM1-40	1
NÁVLEK NA OPĚRKY	20 x 55	DM1-40	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
ROUŠKA KRYCÍ	75 x 90	SP-30	1




#### SET 102-004 oční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	120 x 150	DM1-40	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1




#### SET 102-006 oční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	M	SP-40	1
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	L	SP-40	1
TAMPON STÁČENÝ	20 x 20		3
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		5
TAMPON OČNÍ	6 x 7		1
ROUŠKA NA MIKROSKOP	16 x 16		1
ROUŠKA OČNÍ	130 x 150	DM2	1
NÁVLEK NA OPĚRKY	20 x 55	DM1-40	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2	1




#### SET 102-009 oční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
NÁVLEK NA PŘÍSTROJE	12 x 85	PE	1
NÁVLEK NA OPĚRKY	20 x 55	DM1 -40	1
ROUŠKA OČNÍ	130 x 150	DM1 -40	1
BALÍCÍ PAPIR			



#### SET 102-010 oční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	L	SP-40	1
TAMPON OČNÍ	5 x 7		1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		20
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ NORM-JECT	5ml		1
JEHLA INJEKČNÍ	18G x 1,5		1
JEHLA INJEKČNÍ ORANŽOVÁ	25G x 1		1
TYČINKA VATOVÁ	15		2
ROUŠKA KRYCÍ	75 x 90	SP-30	1
ROUŠKAS OTVOREM	75 x 75	DM1 -40	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
BALÍCÍ PAPIR			




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY


### SET 102-013 P+OP oční

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OPERAČNÍ KRYTÍ	L	SP-40	2
ROUŠKA OČNÍ	130 x 150	DM1-40	1
KAPSA	25 x 25	PE	1
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		5
TYČINKA VATOVÁ	15		3
ROUŠKA KRYCÍ	100 x 120	SP-30	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
ROUŠKA KRYCÍ	100 x 120	SP-30	1




### SET 102-018 KATARAKTA 1

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	120 x 130	DM1-40	1
OP.PLÁŠT STANDARD	L	DM1-40	1
TAMPON OČNÍ	5 x 7		1
TAMPON LANCETOVÝ PRO-OPHTA			1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		2
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1



### SET 102-019 KATARAKTA 2

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA OČNÍ S KAPSOU	120 x 130	DM1-40	1
TAMPON OČNÍ	5 x 7		1
TAMPON LANCETOVÝ PRO-OPHTA			1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		2
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1



Platnost do: 31.12.2010


Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### ESTETICKÁ CHIRURGIE


#### SET 120-001 liposukce

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
ROUŠKA	190 x 280	DM1 -40	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
ROUŠKA	190 x 280	DM1 -40	1
ROUŠKA	95 x 120	DM2P	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 20		
OPERAČNÍ PÁSKA	5 x 50		2
ROUŠKA	190 x 280	DM1 -40	1
ROUŠKA	100 x 120	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




#### SET 120-005 obličejový

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	95 x 95	DM2P	1
ROUŠKA	75 x 90	DM1 -40	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 25		0,5
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM1 -40	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR	80 x 100		




#### SET 120-007 obličejový

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	L	SP-40	2
ROUŠKA	95 x 95	DM2P	1
ROUŠKA	75 x 90	DM1 -40	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 25		0,5
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 180	DM1 -40	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR	100 x 80		



#### SET 120-009 malé výkony - obličej

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
RUKAVICE CHIRURG. SEMPERMED CLAS.	7,5		1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
TAMPON MULOVÝ	19 x 19		2
ROUŠKA S OTVOREM	45 x 75	DM2P	1
ROUŠKA	80 x 100	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR	80 x 100		




Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY

### ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ


#### SET 119-001 P zubní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA S OTVOREM	145 x 240	DM2P	1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




#### SET 119-002 zubní-úraz

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	75 x 145	DM2	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA	75 x 150	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	150 x 240	DM2	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 50		1
STUHOVÝ UZÁVĚR KOMPLET-SETY	2 x 15		
ROUŠKA	100 x 150	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			




#### SET 119-003 zubní

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	1
OPERAČNÍ PÁSKA	3 x 25		1
ROUŠKA S OTVOREM	150 x 150	DM2	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32		2
ROUŠKA	80 x 100	DM2P	1
BALÍČÍ PAPIR			



#### SET 119-005 ortop.- stomato

Komponenty	Rozměr	Materiál	Množství
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA S OTVOREM	150 x 200	DM2	1
NÁVLEK NA KAMERU	14 x 200	PE	2
ROUŠKA	60 x 90	PE-90	1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
BALÍČÍ PAPIR			



Sestavte si vlastní operační set dle Vašich potřeb a vyžádejte si sterilní vzorek ZDARMA.

## OPERAČNÍ SETY - SEZNAM

Kód produktu	Název – popis	MJ	KS / MJ	KS / Karton
100-001	SET 100-001 univerzální	KS	6	12
100-002	SET 100-002 univerzální	KS	5	10
100-004	SET 100-004 univerzální	KS	3	6
100-008	SET 100-008 univerzální	KS	5	10
100-047	SET 100-047 univerzální	KS	25	50
100-054	SET 100-054 pohotovostní	KS	25	50
100-059	SET 100-059 ambulantní	KS	30	60
101-002	SET 101-002 laparotomický	KS	5	10
101-003 PEK	SET 101-003 PEK laparotomický	KS	4	8
101-004	SET 101-004 laparotomický	KS	7	14
101-008	SET 101-008 laparo-kýla	KS	5	10
101-009	SET 101-009 laparoskopický	KS	5	10
101-010 R	SET 101-010 R laparo-žlučník	KS	4	8
101-012	SET 101-012 laparo-velký	KS	5	10
101-016	SET 101-016 laparotomický	KS	5	10
101-017	SET 101-017 laparoskopický	KS	5	10
102-003/D	SET 102-003/D katarakta	KS	7	14
102-004	SET 102-004 oční	KS	15	30
102-006	SET 102-006	KS	4	8
102-009	SET 102-009 oční	KS	8	16
102-010	SET 102-010 oční	KS	9	18
102-013 P+OP	SET 102-013 P+OP oční	KS	4	8
102-018	SET 102-018 KATARAKTA 1	KS	6	12
102-019	SET 102-019 KATARAKTA 2	KS	15	30
103-002	SET 103-002 kolenní	KS	5	10
103-007	SET 103-007 kolenní	KS	3	6
103-009	SET 103-009 artroskopický	KS	4	8
103-011	SET 103-011 kolenní	KS	5	10
103-018	SET 103-018 kolenní	KS	3	6
103-028	SET 103-028 vazy	KS	3	6
104-004	SET 104-004 varixový	KS	5	10
104-007	SET 104-007 kyčelní	KS	2	4
104-010	SET 104-010 ext.bérec	KS	3	6
104-011	SET 104-011 ext.stehno	KS	3	6
104-012	SET 104-012 krční-ORL	KS	3	6
104-015	SET 104-015 varixový	KS	4	8
104-017	SET 104-017 varixový	KS	5	10
104-018	SET 104-018 kyčelní	KS	3	6
104-019	SET 104-019 malý varix	KS	2	4
104-020	SET 104-020 velký varix	KS	2	4
105-011	SET 105-011 angiografický	KS	2	4
105-012	SET 105-012 angiografický	KS	6	12
106-002	SET 106-002 neurochir.	KS	2	4
106-004	SET 106-004 karotický	KS	5	10
106-009	SET 106-009 stereotaktický	KS	1	0
106-020	SET 106-020 operace hlavy	KS	3	6
107-005	SET 107-005 krční	KS	5	10
107-013	SET 107-013 punk.centř.žily	KS	10	20
107-016	SET 107-016 punk.centř.žily	KS	1	0
107-036	SET 107-036 nosní	KS	2	4
108-002	SET 108-002 kardio-bypass	KS	2	4
109-002	SET 109-002 kardio-chlopně	KS	2	4

## OPERAČNÍ SETY - SEZNAM

Kód produktu	Název – popis	MJ	KS / MJ	KS / Karton
109-007	SET 109-007 kardiostim.-malý	KS	7	14
109-008	SET 109-008 kardiostim.-velký	KS	4	8
109-010	SET 109-010 kardiostim.-velký	KS	4	8
109-014	SET 109-014 kardiostim.PM	KS	7	14
110-003	SET 110-003 cystoskopický	KS	20	40
110-010	SET 110-010 kanylační sada	KS	15	30
111-002	SET 111-002 URS	KS	5	10
111-004	SET 111-004 rektální	KS	4	8
111-011	SET 111-011 LAVH	KS	5	10
111-013	SET 111-013 URS gynek	KS	5	10
111-019	SET 111-019 gynekologický	KS	1	0
112-002	SET 112-002 artroskopický	KS	1	16
112-003	SET 112-003 ramenní	KS	3	6
112-004	SET 112-004 ramenní	KS	3	6
112-007	SET 112-007 končetiny	KS	3	6
112-008	SET 112-008 končetiny	KS	5	10
112-009	SET 112-009 končetiny	KS	4	8
118-002	SET 118-002 císařský řez	KS	4	8
118-005	SET 118-005 císařský řez	KS	2	4
119-001 P	SET 119-001 P zubní	KS	13	26
119-002	SET 119-002 zubní-úraz	KS	6	12
119-003	SET 119-003 zubní	KS	15	30
119-005	SET 119-005 ortop.- stomato	KS	7	14
120-001	SET 120-001 liposukce	KS	2	4
120-005	SET 120-005 obličejový	KS	6	12
120-007	SET 120-007 obličejový	KS	4	8
120-009	SET 120-009 malé výkony - obličej	KS	30	60
121-001 P	SET 121-001 P porodnický	KS	15	30
121-013	SET 121-013 porodnický	KS	9	18

## OPERAČNÍ ODĚVY

### OPERAČNÍ PLÁŠTĚ – STERILNÍ



#### Operční plášť Economic - sterilní

Operční plášť je sterilní a je vyroben z netkané textilie, krátkodobě odolné proti průniku tekutin. Operční plášť se fixuje na zádech systémem vázacích tkanic. Plášť má dvojitě bezpečnostní švy šité ultrazvukovou technologií. Plášť je určen zejména pro jednoduché operační zákroky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3010100/M	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	M - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3010130/L	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S UTĚRKAMI	L - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3010100/L	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	L - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3010130/XL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S UTĚRKAMI	XL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3010100/XL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	XL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3010130/XXL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S UTĚRKAMI	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3010100/XXL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30

#### Operční plášť Economic s výztuží - sterilní



Operční plášť s nepropustnou výztuží je sterilní a je vyroben z netkané textilie typu "SMMS", která má hustou strukturu odpuzující vlhkost a neuvolňuje do ovzduší polévaté částice. Operční plášť se fixuje na zádech vázacími tkanicemi. Nepropustná výztuž je umístěna v přední části operačního pláště, je přichycena ultrazvukem a chrání operátora od průramků až dolů. Nepropustná výztuž je také umístěna v rukávech. Plášť má dvojitě bezpečnostní švy šité ultrazvukovou technologií. Plášť je vhodný pro všechny operační zákroky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3012100/L	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S VÝZTUŽÍ	L - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
30666-S2/L-2	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC -L -VÝZTUŽ OD PRŮRAMKŮ	L - 150	SP-40	BAL	15	30
3012100/XL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S VÝZTUŽÍ	XL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
30666-S2/XL-2	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC -XL -VÝZTUŽ OD PRŮRAMKŮ	XL - 150	SP-40	BAL	13	26
30666-S2/XL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC -XL -VÝZTUŽ OD PASU	XL - 160	SP-40	BAL	10	20
3012100/XXL	OP.PLÁŠŤ ECONOMIC S VÝZTUŽÍ	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	13	26

#### Operční plášť Standard - sterilní



Operční plášť je sterilní a je vyroben z netkané textilie typu "SMMS", která má hustou strukturu odpuzující vlhkost a neuvolňuje do ovzduší polévaté částice. Má zavínovací střih, což umožňuje zachovat sterilitu i v zadové části těla operátora a fixuje se systémem vázacích tkanic a suchého zipu. Plášť má dvojitě bezpečnostní švy provedené ultrazvukovou technologií. Plášť je určen pro všechny typy operačních zákroků.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3110100/M	OP.PLÁŠŤ STANDARD	M - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3110140/L	OP.PLÁŠŤ STANDARD S UTĚRKAMI	L - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3110100/L	OP.PLÁŠŤ STANDARD	L - 130	SMMS - 43	BAL	15	30
3110140/XL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S UTĚRKAMI	XL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3110100/XL	OP.PLÁŠŤ STANDARD	XL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3110140/XXL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S UTĚRKAMI	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30
3110100/XXL	OP.PLÁŠŤ STANDARD	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	15	30



## OPERAČNÍ ODĚVY

### Operační plášť Standard s výztuží - sterilní



Operační plášť s nepropustnou výztuží je sterilní a je vyroben z netkané textilie typu "SMMS", která má hustou strukturu odpuzující vlhkost a neuvolňuje do ovzduší polétavé částice. Má zavínovací stříh, což umožňuje zachovat sterilitu i v zádové části těla operátora a fixuje se systémem vázacích tkanic a suchého zipu. Nepropustná výztuž je umístěna v přední části operačního pláště, je přichycena ultrazvukem a chrání operátora od průramků až dolů. Plášť má dvojité bezpečnostní švy šité ultrazvukovou technologií. Plášť je vhodný pro všechny operační zákroky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3112100/M	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ	M - 130	SMMS - 43	BAL	12	24
3112140/L	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	L - 130	SMMS - 43	BAL	12	24
3112100/L	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ	L - 130	SMMS - 43	BAL	12	24
3112140/XL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	XL - 150	SMMS - 43	BAL	12	24
3112100/XL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ	XL - 150	SMMS - 43	BAL	12	24
3112140/XXL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	12	24
3112100/XXL	OP.PLÁŠŤ STANDARD S VÝZTUŽÍ	XXL - 150	SMMS - 43	BAL	10	20



### Operační plášť Comfort - sterilní

Operační plášť je sterilní a je vyroben z hydrofóbní netkané textilie s hustou strukturou materiálu, která zaručuje vysokou odolnost proti provlhnutí a proniknutí bakterií. Svým překrytím na zádech zabezpečují sterilní ochranu celého těla operátora. Pohodlný stříh zajišťuje spolu s měkkou prodyšnou textilií maximální pohodlí při jeho užití. Plášť se fixuje systémem vázacích tkanic a suchého zipu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3120100/M	OP.PLÁŠŤ COMFORT	M - 130	SL	BAL	15	30
3120140/L	OP.PLÁŠŤ COMFORT S UTĚRKAMI	L - 130	SL	BAL	15	30
3120100/L	OP.PLÁŠŤ COMFORT	L - 130	SL	BAL	15	30
3120140/XL	OP.PLÁŠŤ COMFORT S UTĚRKAMI	XL - 150	SL	BAL	15	30
3120100/XL	OP.PLÁŠŤ COMFORT	XL - 150	SL	BAL	15	30
3120140/XXL	OP.PLÁŠŤ COMFORT S UTĚRKAMI	XXL - 150	SL	BAL	15	30
3120100/XXL	OP.PLÁŠŤ COMFORT	XXL - 150	SL	BAL	15	30

### Operační plášť Comfort s výztuží - sterilní



Plášť je sterilní a je vyroben z hydrofóbní netkané textilie s hustou strukturou materiálu, která zaručuje vysokou odolnost proti provlhnutí a proniknutí bakterií. Svým překrytím na zádech zabezpečují sterilní ochranu celého těla operátora. Pohodlný stříh zajišťuje spolu s měkkou prodyšnou textilií maximální pohodlí při jeho užití. Plášť se fixuje systémem vázacích tkanic a suchého zipu. Podélná výztuž je umístěna v přední části operačního pláště a chrání operátora od ramen až pod kolena. Plášť je vhodný pro operační zákroky, které jsou realizovány vestoje.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3122140/M	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	M - 130	SL	BAL	12	24
3122100/M	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ	M - 130	SL	BAL	12	24
3122140/L	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	L - 130	SL	BAL	12	24
3122100/L	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ	L - 130	SL	BAL	12	24
3122140/XL	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ A UTĚRKAMI	XL - 150	SL	BAL	12	24
3122100/XL	OP.PLÁŠŤ COMFORT S VÝZTUŽÍ	XL - 150	SL	BAL	12	24

## OPERAČNÍ ODĚVY



### Operační plášť lehký - sterilní

Operační plášť je sterilní a je vyroben z netkané textilie, krátkodobě odolné proti průniku tekutin a fixuje se na zádech systémem vázacích tkanic. Plášť je určen zejména pro jednoduché operační zákroky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
3230100/z	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ		SP-30	BAL	30	60
3230100/b	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ		DM1-40	BAL	30	60
3230200/b	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ		DM1-40	BAL	30	60
61100-SZ	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ B ZELENÝ	M - 130	SP-22	BAL	30	60
61100-S	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ B	M - 130	SP-22	BAL	30	60
61100-SM	OP.PLÁŠŤ LEHKÝ B MODRÝ	M - 130	SP-22	BAL	30	60

## OPERAČNÍ ČEPICE



### Čepice jednorázová LODIČKA

Jednorázová chirurgická čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie. Čepice se uzavírá vázacími tkanicemi.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
108140	ČEPICE-LODIČKA – MODRÁ bez potní pásky	universal	SP-22	BAL	100	600
108040-PP	OP. ČEPICE LODIČKA - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
108046-pp	OP. ČEPICE LODIČKA - ZELENÁ (potisk heřmáněk)	universal	SP-22	BAL	100	600



### Operační čepice VARIO

Jednorázová čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie. Čepice je ve spodní části obšita gumičkou a je vhodná jako univerzální ekonomická pokrývka hlavy, zejména pro zakrytí dlouhých vlasů.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
107040	OP. ČEPICE VARIO - MODRÁ	universal	SP-17	BAL	100	600
107043	OP. ČEPICE VARIO - ZELENÁ	universal	SP-17	BAL	100	600



### Operační čepice LADY

Jednorázová zavazovací čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie. Je vhodná k nošení během operačního zákroku i jako univerzální pokrývka hlavy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
104043-PP	ČEPICE-LADY ZELENÁ S POTNÍ PÁS.	universal	SP-22	BAL	100	600
104042	OP. ČEPICE LADY - BÍLÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
104040	OP. ČEPICE LADY - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
104043	OP. ČEPICE LADY - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
104046	OP. ČEPICE LADY - ZELENÁ (potisk heřmáněk)	universal	SP-22	BAL	100	600

## OPERAČNÍ ODĚVY



### Operační čepice ASTRO

Operační čepice ASTRO je vyrobena z hypoalergenní prodyšné netkané textilie. Čepice je opatřena savou potní páskou. Čepice je vhodná jako jednorázová příkrývka hlavy během operačního zákroku.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
102040-PP	OP. ČEPICE ASTRO - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
102043	OP. ČEPICE ASTRO - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600



### Operační čepice FLIP

Jednorázová čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie. Čepice je ve spodní části obšita gumičkou a je vhodná jako pokrývka hlavy během operačního zákroku, zejména pro zakrytí dlouhých vlasů. Je vhodná jako pokrývka hlavy během chirurgického zákroku.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
103040-PP	OP. ČEPICE FLIP - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
103043	OP. ČEPICE FLIP - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600



### Operační čepice UNI

Jednorázová čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie, která nedráždí pokožku a je hypoalergenní. Čepice je vybavena potní páskou a po obvodu obšita gumičkou. Je vhodná jako ekonomická pokrývka hlavy během operačního zákroku.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
101040	OP. ČEPICE UNI - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
101043	OP. ČEPICE UNI - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600



### Operační čepice AFRO

Jednorázová operační čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie, která nedráždí pokožku a je hypoalergenní. Čepice je po obvodu i podélně obšita gumičkou a je vhodná jako univerzální ekonomická pokrývka hlavy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
106040	OP. ČEPICE AFRO - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
106043	OP. ČEPICE AFRO - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600



### Operační čepice BARETT

Jednorázová čepice je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie, která je hypoalergenní. Čepice je po obvodu obšita gumičkou a je vhodná jako univerzální ekonomická pokrývka hlavy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
105046	ČEPICE- BARETT KYTIČKY	universal	SP-22	BAL	100	600
105042	OP. ČEPICE BARETT - BÍLÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
105040	OP. ČEPICE BARETT - MODRÁ	universal	SP-22	BAL	100	600
105013-02	OP. ČEPICE BARETT - ZELENÁ	diam. 61cm	SP-22	BAL	100	600
105043	OP. ČEPICE BARETT - ZELENÁ	universal	SP-22	BAL	100	600

## OPERAČNÍ ODĚVY

### OSTATNÍ OPERAČNÍ ODĚVY – NESTERILNÍ



#### Operační komplet - nesterilní

Jednorázový kalhotový operační komplet univerzálního střihu je vyroben z netkané textilie typu SMS, která je nedráždivá a neuvolňuje poletavé částice. Je vhodný pro operační sály a laboratoře. Operační halena má našité kapsy a varianta operačního kompletu UNISEX je vybavena ve výstřihu stiskacím knoflíkem. Haleny s dlouhými rukávy jsou vyrobeny z netkané textilie typu SMMS a jsou nabízeny jak sterilní, tak i nesterilní.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30400-09/M	HALENA SE ZAPÍNÁNÍM A DL.RUKÁVY	M	DM1-40	KS	-	-
30400-09/L	HALENA SE ZAPÍNÁNÍM A DL.RUKÁVY	L	DM1-40	KS	-	-
30400-09/XL	HALENA SE ZAPÍNÁNÍM A DL.RUKÁVY	XL	DM1-40	KS	-	-
30400-09/XXL	HALENA SE ZAPÍNÁNÍM A DL.RUKÁVY	XXL	DM1-40	KS	-	-
C44-30401/S	HALENA OPERAČNÍ UNISEX S	S	SMS-35	BAL	10	-
C44-30401/M	HALENA OPERAČNÍ UNISEX M	M	SMS-35	BAL	10	-
C44-30401/L	HALENA OPERAČNÍ UNISEX L	L	SMS-35	BAL	10	-
C44-30401/XL	HALENA OPERAČNÍ UNISEX XL	XL	SMS-35	BAL	10	-
C44-30400/S	OP.KOMPLET / UNISEX S	S	SMS-35	BAL	10	100
C44-30400/M	OP.KOMPLET / UNISEX M	M	SMS-35	BAL	10	100
C44-30400/L	OP.KOMPLET / UNISEX L	L	SMS-35	BAL	10	100
C44-30400/XL	OP.KOMPLET / UNISEX XL	XL	SMS-35	BAL	10	100



#### Šaty Medik - nesterilní

Jednorázové šaty jsou vyrobeny z netkané textilie typu SMS, která je pevná, příjemná na dotek a není průhledná. Výrobek je vhodný pro operační sály a laboratoře.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30500/L	ŠATY MEDIK	L	DM1-40	KS	-	-
30500/XL	ŠATY MEDIK	XL	DM1-40	KS	-	50



#### Návlek na obuv jednorázový – nesterilní

Návlek na obuv je balen po 100 kusech a je vyroben ze 100% polypropylenu nebo polyesteru. Návlek není sterilní.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
45-001	NÁVLEK NA OBUV	universal	PE-1	BAL	100	2000
45-008	NÁVLEKY NA OBUV	universal	PE-1	BAL	100	2000
45-016	NÁVLEK NA OBUV	15 x 36cm	PE-1	BAL	100	2000
45-012	NÁVLEK NA OBUV - BÍLÝ	35 x 17cm	PP	BAL	100	1000

## RUKAVICE

### RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ



#### Semperit - Protects Clinic Latex s pudrem

Rukavice vyšetřovací jsou pravolevé a jsou určeny pro jedno použití. Vyznačují se vysokou pevností současně s požadovanou jemností. Používají se pro výkon vyšetřovacích, ošetřovacích, diagnostických, terapeutických a dalších prací ve zdravotnictví. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a odpovídají normám 455-1, 455-2, 455-3. Rukavice mají kvalitní pevný lem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-003-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-002-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. M	M	BAL	100	1000
C43-001-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. S	S	BAL	100	1000
C43-004-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. XL	XL	BAL	90	900

#### Semperit - Protects Clinic Latex bez pudru



Rukavice vyšetřovací jsou pravolevé a jsou určeny pro jedno použití. Vyznačují se vysokou pevností současně s požadovanou jemností. Používají se pro výkon vyšetřovacích, ošetřovacích, diagnostických, terapeutických a dalších prací ve zdravotnictví. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a odpovídají normám 455-1, 455-2, 455-3. Rukavice mají kvalitní pevný lem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-013-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-012-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. M	M	BAL	100	1000
C43-011-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. S	S	BAL	100	1000
C43-014-10	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. XL	XL	BAL	90	900



#### Rukavice vyšetřovací latexové - Koruma

Rukavice vyšetřovací jsou pravolevé a jsou určeny pro jedno použití. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a odpovídají normám 455-1, 455-2, 455-3. Rukavice jsou baleny po 100ks.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-013-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-003-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-002-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. M	M	BAL	100	1000
C43-001-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. S	S	BAL	100	1000
C43-014-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. XL	XL	BAL	100	1000
C43-010-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr. vel. XS	XS	BAL	100	1000
C43-000-B	RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX pudr. vel. XS	XS	BAL	100	1000



#### Semperit - Protects Clinic Nitril Light bez pudru

Rukavice vyšetřovací nitrilové od společnosti Semperit jsou modré barvy, pravolevé. Rukavice nevyvolávají alergické reakce na latex, jsou odolné proti proražení a protržení i vůči chemikáliím. Rukavice Light jsou plně texturované a jsou nabízeny v provedení bez pudru.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-213-10	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL Light nepudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-212-10	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL Light nepudr. vel. M	M	BAL	100	1000
C43-211-10	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL Light nepudr. vel. S	S	BAL	100	1000
C43-214-10	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL Light nepudr. vel. XL	XL	BAL	90	900
C43-210-10	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL Light nepudr. vel. XS	XS	BAL	100	1000

## RUKAVICE

### Semperit - Protects Clinic Nitril Super Light



Rukavice vyšetřovací nitrilové od společnosti Semperit jsou fialové barvy, pravolevé. Rukavice nevyvolávají alergické reakce na latex, jsou odolné proti proražení a protřžení i vůči chemikáliím. Nitrilové rukavice Protects Clinic SuperLight jsou texturované v oblasti prstů a jsou nabízeny v provedení bez pudru.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-213-11	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL SuperLight nepudr. vel. L	L	BAL	200	2000
C43-212-11	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL SuperLight nepudr. vel. M	M	BAL	200	2000
C43-211-11	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL SuperLight nepudr. vel. S	S	BAL	200	2000
C43-214-11	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL SuperLight nepudr. vel. XL	XL	BAL	180	1800
C43-210-11	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL SuperLight nepudr. vel. XS	XS	BAL	200	2000



### Semperit - Sempercare Nitrile

Rukavice vyšetřovací nitrilové Sempercare Nitrile od společnosti Semperit jsou modré barvy, pravolevé. Rukavice nevyvolávají alergické reakce na latex, jsou odolné proti proražení a protřžení i vůči chemikáliím.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-213-12	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL nepudr. vel. L	L	BAL	100	1000
C43-212-12	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL nepudr. vel. M	M	BAL	100	1000
C43-211-12	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL nepudr. vel. S	S	BAL	100	1000
C43-214-12	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL nepudr. vel. XL	XL	BAL	90	900
C43-210-12	RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL nepudr. vel. XS	XS	BAL	100	1000

### Rukavice Nitrylex PF Protect



Rukavice vyšetřovací Nitrylex PF Protect bílé jsou pravolevé a jsou určeny pro jedno použití. Vyznačují se vysokou pevností současně s požadovanou jemností. Používají se pro výkon vyšetřovacích, ošetřovacích, diagnostických, terapeutických a dalších prací ve zdravotnictví. Jsou vyrobeny z nitrilu, díky čemuž jsou vhodné pro použití osobami alergickými na latex. Baleny jsou po 200ks.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-213-21	RUKAVICE VYŠ. NITRIL Nitrylex PF Protect bílé L	L	BAL	200	2000
C43-212-21	RUKAVICE VYŠ. NITRIL Nitrylex PF Protect bílé M	M	BAL	200	2000
C43-211-21	RUKAVICE VYŠ. NITRIL Nitrylex PF Protect bílé S	S	BAL	200	2000
C43-214-21	RUKAVICE VYŠ. NITRIL Nitrylex PF Protect bílé XL	XL	BAL	200	2000
C43-210-21	RUKAVICE VYŠ. NITRIL Nitrylex PF Protect bílé XS	XS	BAL	200	2000



### Rukavice vyšetřovací vinylové

Rukavice vyšetřovací vinylové jsou pravolevé a jsou určeny pro jedno použití. Vyznačují se vysokou pevností současně s požadovanou jemností.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
43-016	RUKAVICE VYŠETŘ. VINYLEX PUDROVANÉ	L	BAL	100	1000
43-015	RUKAVICE VYŠETŘ. VINYLEX PUDROVANÉ	M	BAL	100	1000
43-014	RUKAVICE VYŠETŘ. VINYLEX PUDROVANÉ	S	BAL	100	1000

## RUKAVICE

### RUKAVICE OPERAČNÍ – STERILNÍ



#### Operační rukavice - lehce zaprášené

Operační rukavice Morsa jsou plně anatomické sterilní rukavice s mikrozdrsněným povrchem. Vyznačují se vysokou pevností i jemností. Rukavice mají kvalitní pevný lem. Operační rukavice Morsa jsou díky plně anatomickému tvaru vhodné pro chirurgii a všechny další obory ve zdravotnictví. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a jsou mírně zaprášené. Rukavice jsou baleny v párech, 50 párů v boxu, 200 párů v kartonu. Minimální odběr je 50 párů = 1 box.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-100-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 6.0	6.0	BAL	50	200
C43-101-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 6.5	6.5	BAL	50	200
C43-102-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 7.0	7.0	BAL	50	200
C43-103-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 7.5	7.5	BAL	50	200
C43-104-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 8.0	8.0	BAL	50	200
C43-105-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 8.5	8.5	BAL	50	200
C43-106-B	RUKAVICE OP. LATEX pudr vel. 9.0	9.0	BAL	50	200



#### Operační rukavice Morsa - bezprašné

Operační rukavice Morsa jsou plně anatomické sterilní rukavice s mikrozdrsněným povrchem. Vyznačují se vysokou pevností i jemností. Rukavice mají kvalitní pevný lem. Operační rukavice Morsa jsou díky plně anatomickému tvaru vhodné pro chirurgii a všechny další obory ve zdravotnictví. Rukavice jsou vyrobeny z přírodního latexu a jsou bez pudru. Rukavice jsou baleny v párech, 50 párů v boxu, 200 párů v kartonu. Minimální odběr je 50 párů = 1 box.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C43-110-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 6.0	6.0	BAL	50	200
C43-111-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 6.5	6.5	BAL	50	200
C43-112-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 7.0	7.0	BAL	50	200
C43-113-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 7.5	7.5	BAL	50	200
C43-114-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 8.0	8.0	BAL	50	200
C43-115-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 8.5	8.5	BAL	50	200
C43-116-B	RUKAVICE OP. LATEX nepudr vel. 9.0	9.0	BAL	50	200

### RUKAVICE OCHRANNÉ



#### Rukavice ochranné PE

Jednorázové ochranné rukavice jsou vyrobeny z průhledné polyetylenové folie a jsou baleny po 100 ks.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C47-001-B	RUKAVICE PE	PE	BAL	100	1000

## OŠETŘENÍ RÁNY

### KOMPRESY A TAMPÓNY



#### Kompresy - nesterilní

Kompresy z gázy jsou vyrobeny z bělených bavlněných vláken, tkaných v počtu 17 nebo 20 vláken na cm<sup>2</sup>. Tkanina - gáza je skládána do formy kompresů do 8 vrstev. Varianta se založenými okraji umožňuje přizpůsobení velikosti kompresu jeho rozevřením bez vytvoření nežádoucích třepivých okrajů. Balení nesterilního výrobku je po 100 ks kompresů v papírovém sáčku.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-126	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst. založené	5 x 5cm		BAL	100	5000
S51-038	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst. založené	7,5 x 7,5cm		BAL	100	5000
S51-037	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst. založené	10 x 10cm		BAL	100	5000
S51-167	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst. založené	10 x 20cm		BAL	100	2000
S51-040	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst., klasik	5 x 5cm		BAL	100	5000
S51-041	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst., klasik	7,5 x 7,5cm		BAL	100	5000
S51-039	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst., klasik	10 x 10cm		BAL	100	5000
S51-095	KOMPRESY Z GÁZY -8vrst., klasik	10 x 20cm		BAL	100	2000



#### Kompresy sterilní - 8 vrstev

Kompresy z gázy sterilní jsou vyrobeny ze 100% bavlněných, bělených vláken, tkaných v počtu 17 vláken na cm<sup>2</sup>. Gáza je dále skládána do formy kompresů. Kompresy mají 8 vrstev, mají dobrou savou schopnost, jsou měkké a prodyšné.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-113	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	5 x 5cm		BAL	2	1920
S51-011	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	5 x 5cm		BAL	5	100
S51-010	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	5 x 5cm		BAL	10	800
S51-098	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	7,5 x 7,5cm		BAL	5	100
S51-099	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	7,5 x 7,5cm		BAL	10	400
S51-175	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	7,5 x 7,5cm		BAL	20	4800
S51-004	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 10cm		BAL	2	800
S51-005	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 10cm		BAL	5	100
S51-003	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 10cm		BAL	10	320
S51-002	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 10cm		BAL	20	160
S51-007	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 20cm		BAL	5	280
S51-008	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 20cm		BAL	10	180
S51-009	KOMPRESY Z GÁZY STER. -8vrst.	10 x 20cm		BAL	20	80



#### Kompresy z netkaného textilu - nesterilní

Kompresy jsou vyrobeny z netkaného textilu o složení 70% viskózy a 30% polyesteru o plošné hmotnosti 30 g/m<sup>2</sup>. Tkanina je skládána do formy kompresů o čtyřech vrstvách. Balení nesterilního výrobku je po 100 kusech kompresů v papírovém sáčku. Sterilní výrobky jsou dodávány ve sterilním balení a baleny po 2, 5 nebo 10 ks.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-178	KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	5 x 5cm		BAL	100	5000
S51-106	KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5cm		BAL	100	5000
S51-107	KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	10 x 10cm		BAL	100	5000
S51-082	KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	10 x 20cm		BAL	100	5000



## OŠETŘENÍ RÁNY



### Kompresy nastřížené sterilní

Sterilní kompresy z gázy rozstřížené pro I.V. kanylaci, jsou vyráběny technologií, která zaručuje zpevnění okrajů v místě rozstřížení. Jednotlivá vlákna gázy jsou vysokým tlakem zafixována do sebe.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-019	KOMPRESY Z GÁZY STER. NASTŘ.	5 x 5cm		BAL	10	1600
S51-116	KOMPRESY Z GÁZY STER. NASTŘ.	7,5 x 7,5cm		BAL	2	1600
S51-018	KOMPRESY Z GÁZY STER. NASTŘ.	10 x 10cm		BAL	2	800
S51-017	KOMPRESY Z GÁZY STER. NASTŘ.	10 x 10cm		BAL	10	320



### Tampony stáčené - nesterilní

Tampon stáčený je vyroben z bělených bavlněných vláken tkaných v počtu 17 vláken/cm<sup>2</sup>. Je vyráběn v ucelené řadě deseti základních velikostí, rozměr tamponu je odvozen od velikosti gázového přifezu, ze kterého je tampon stáčen. Vetkaná RTG nit umožňuje kontrolu tamponu při rentgenovém vyšetření. Balení tamponů je nesterilní po 25 až 200 ks v sáčku.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-048	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 9/9	9/9 cm		BAL	200	60
S51-117	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 12/12	12/12 cm		BAL	100	6000
S51-103	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 15/15	15/15 cm		BAL	100	8000
S51-084	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 20/19	20/19 cm		BAL	100	6000
S51-057	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 30/30	30/30 cm		BAL	50	2500
S51-042	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 30/60	30/60 cm		BAL	40	50
S51-085	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY 40/40	40/40 cm		BAL	25	2000
S51-086	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY S RTG 9/9	9/9cm		BAL	200	12000
S51-087	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY S RTG 12/12	12/12 cm		BAL	100	6000
S51-043	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY S RTG 20/19	20/19 cm		BAL	100	60
S51-200	TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY S RTG 30/30	30/30 cm		BAL	50	-




### Tampony stáčené - sterilní

Tampon stáčený je vyroben z bělených bavlněných vláken tkaných v počtu 17 vláken/cm<sup>2</sup>. Tampon stáčený je vyráběn v ucelené řadě deseti základních velikostí, rozměr tamponu je odvozen od velikosti gázového přifezu, ze kterého je tampon stáčen. Balení tamponů je po třech a více kusech ve sterilizačním obalu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-032	TAMPON STER. STÁČENÝ	9/9 cm		BAL	5	2080
S51-022	TAMPON STER. STÁČENÝ	9/9 cm		BAL	10	1600
S51-025	TAMPON STER. STÁČENÝ	20/19 cm		BAL	3	1600
S51-026	TAMPON STER. STÁČENÝ	20/19 cm		BAL	5	1280
S51-023	TAMPON STER. STÁČENÝ	20/19 cm		BAL	10	480
S51-021	TAMPON STER. STÁČENÝ	20/19 cm		BAL	20	240
S51-027	TAMPON STER. STÁČENÝ	30/30 cm		BAL	3	800
S51-119	TAMPON STER. STÁČENÝ	30/30 cm		BAL	5	480
S51-059	TAMPON STER. STÁČENÝ	30/30 cm		BAL	10	280
S51-029	TAMPON STER. STÁČENÝ	30/60 cm		BAL	5	280
S51-028	TAMPON STER. STÁČENÝ	30/60 cm		BAL	10	160

## OŠETŘENÍ RÁNY


### GÁZA – OSTATNÍ



#### Přířez z gázy skládaný - sterilní

Přířez z gázy skládaný je vyroben ze 100% bavlněné gázy, tkané v počtu 17 nití/cm<sup>2</sup>. Skládají se v 16 vrstvách a jsou baleny v určitém počtu do sterilního balení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-002-02	PŘÍŘEZY STER. SKL. -16vrst.	15 x 15cm		BAL	5	-
V53-025-02	PŘÍŘEZY STER. SKL. -16vrst.	20 x 20cm		BAL	5	400



#### Přířez z gázy skládaný - nesterilní

Přířezy jsou vyrobeny ze 100% bavlněné gázy, tkané v počtu 17 nití/cm<sup>2</sup>. Jsou baleny do PE folie po různém počtu kusů závislých na rozměru. Přířezy z gázy skládané se skládají v 16 nebo 8 vrstvách.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-129	PŘÍŘEZ Z GÁZY SKLÁDANÝ 8vrstvý	7 x 20cm		BAL	50	800
S51-135	PŘÍŘEZ Z GÁZY SKLÁDANÝ 16vrstvý	8 x 18cm		BAL	20	840
S51-136	PŘÍŘEZ Z GÁZY SKLÁDANÝ 8vrstvý	15 x 20cm		BAL	20	900
S51-212	PŘÍŘEZ Z GÁZY SKLÁDANÝ 8vrstvý	15 x 30cm		BAL	20	520
S51-127	PŘÍŘEZ Z GÁZY SKLÁDANÝ 16vrstvý	20 x 30cm		BAL	25	300
S51-083	PŘÍŘEZY Z GÁZY	28 x 30cm		BAL	400	2000
S51-105	PŘÍŘEZY Z GÁZY	38 x 40cm		BAL	400	2000



#### Přířez z gázy rolovaný - nesterilní

Přířez z gázy rolovaný (longeta) je vyroben ze 100% bavlny tkané v počtu 17 nití/cm<sup>2</sup>. Kvalitní bavlněná gáza je rolována ve čtyřech vrstvách, což jí dodává potřebnou jemnost a savost.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-121	PŘÍŘEZ Z GÁZY ROLOVANÝ 4vrst.	7 x 90		BAL	20	1560



#### Gáza v rolích

Gáza v rolích je vyrobena ze 100% bavlny s hustotou 17 a 20 nití/ cm<sup>2</sup>.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-052	GÁZA ROLE JEDNOTLIVĚ BALENÉ	90cm x 10m		KS	1	30



#### Gáza ve složkách

Hydrofilní bavlněná gáza skládaná ve složkách pro široké použití ve zdravotní péči. Kvalitní 100% bavlněná gáza s pevným netřepivým okrajem dodává materiálu potřebnou jemnost a savost. Dodává se v nesterilním provedení v hustotě 17 nití/ cm<sup>2</sup>.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-081	GÁZA VE SLOŽKÁCH	1 x 100m		KART	-	300
S51-049-02	GÁZA VE SLOŽKÁCH	90cm x 100m		KART	-	300

## OŠETŘENÍ RÁNY



### Gáza v pásu

Gáza skládaná v pásu je vyrobena ze 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm<sup>2</sup> skládané ve čtyřech vrstvách o šíři 7 cm a délce návinu 40 nebo 100 m. Gáza skládaná v pásu s buničitou vatou je vyrobena ze 100% bavlny s hustotou 17 nití/cm<sup>2</sup> skládané ve čtyřech vrstvách o šíři 7 cm a délce návinu 20 m. Pro zvýšení savosti je u této varianty použito jádro z buničité vaty.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-053	GÁZA SKLÁD. V PÁSU	7cm x 40m		BAL	2	-



### Břišní roušky - nesterilní

Tampon šitý s RTG páskou a tkanicí je vyroben ze 100% bavlněné gázy, tkané v počtu 17 vláken na cm<sup>2</sup> nebo měkké netkané textilie. Tampony šité mají vzhled malého ručníku či utěrky, jsou měkké a vysoce savé. Pro snadnější detekci pod rentgenovým zářením jsou tampony opatřeny rentgenokonstrastní páskou a tkanicí. Tampony šité s RTG páskou jsou čtyři nebo více vrstvé. Okraje jednotlivých vrstev jsou všité dovnitř a pro zvýšení pevnosti ještě prošity křížem. Pro vyšší objem a měkkost jsou tampony vyráběny také v předeprané formě.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-170	TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA netkaná s RTG	20 x 40cm		KS	80	640
S51-045	TAMPON ŠITÝ, BŘIŠNÍ ROUŠKA 23x33cm předepraný	23 x 33 cm		BAL	100	500
S51-171	TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA netkaná s RTG	30 x 40cm		KS	60	480
S51-124	TAMPON ŠITÝ, NETKANÁ BŘ. ROUŠKA	35X35		KS	50	500
S51-169	TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA netkaná s RTG a tkanicí	40 x 45cm		KS	40	320
S51-172	TAMPON ŠITÝ, BŘ. ROUŠKA netkaná s RTG	40 x 75cm		KS	25	200
S51-125	TAMPON ŠITÝ, BŘIŠNÍ ROUŠKA 45x45cm nepředepraný	45x45 cm		BAL	100	500
S51-046	TAMPON ŠITÝ, BŘIŠNÍ ROUŠKA 45x45cm předepraný	45x45 cm		BAL	100	500



### Břišní roušky - sterilní

Tampon šitý s RTG páskou a tkanicí je vyroben ze 100% bavlněné gázy, tkané v počtu 17 vláken na cm<sup>2</sup>. Tampony šité mají vzhled malého ručníku či utěrky, jsou měkké a vysoce savé. Pro snadnější detekci pod rentgenovým zářením jsou tampony opatřeny rentgenokonstrastní páskou a tkanicí. Tampony šité s RTG páskou jsou čtyři nebo více vrstvé. Okraje jednotlivých vrstev jsou všité dovnitř a pro zvýšení pevnosti ještě prošity křížem. Pro vyšší objem a měkkost jsou tampony vyráběny také v předeprané formě. Balení tamponů šitých je sterilní po jednom a více kusech ve sterilizačním obalu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
S51-181	TAMPON ŠITÝ STER. bal á 5 převázané	23 x 33cm		BAL	1	-
S51-034	TAMPON ŠITÝ STER. (5ks v bal.)	23 x 33cm		BAL	5	120
S51-033	TAMPON ŠITÝ STER. (1ks v bal.)	23x33 cm		BAL	1	400
S51-036	TAMPON ŠITÝ STER. (5ks v bal.)	45x45 cm		BAL	5	70
S51-035	TAMPON ŠITÝ STER. (1ks v bal.)	45x45 cm		BAL	1	400

## OŠETŘENÍ RÁNY

### OBVAZY A OBINADLA



#### Obinadlo hydrofilní pletené - nesterilní

Obinadla hydrofilní jsou vyráběna z kvalitní směšové stříže, která jim dodává potřebnou jemnost, savost a prodyšnost. Jsou pletené v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-020-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	6cm x 5m	PES/VIS	BAL	10	1200
O52-021-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	8cm x 5m	PES/VIS	BAL	10	800
O52-018-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	10cm x 5m	PES/VIS	BAL	10	720
O52-019-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	12cm x 5m	PES/VIS	BAL	10	600
O52-247-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	14cm x 5m	PES/VIS	BAL	10	500
O52-295-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	10cm x 10m	PES/VIS	BAL	10	300
O52-248-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	16cm x 10m	PES/VIS	BAL	10	240
O52-286-IN	OBINADLO HYDR. NESTER.	20cm x 10m	PES/VIS	BAL	10	150



#### Obinadlo hydrofilní - elastické

Obinadla hydrofilní jsou vyráběna z kvalitní směšové stříže, jsou tkané v šíři, což zaručuje pevný a netřepivý okraj. Obinadla jsou mírně elastická, čímž je dosaženo lepší fixace savého obvazu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
CO52-002	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	6cm x 5m		BAL	10	-
CO52-003	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	8cm x 5m		BAL	10	-
CO52-004	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	10cm x 5m		BAL	10	-
CO52-005	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	12cm x 5m		BAL	10	-
CO52-006	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	14cm x 5m		BAL	10	-
CO52-017	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	16cm x 10m		BAL	10	-
CO52-019	OBINADLO HYDROFILNÍ ELASTICKÉ	20cm x 10m		BAL	10	-



#### Fixační elastické obinadlo

Fixační elastické obinadlo značky Medica Filter je vysoce elastické fixační obinadlo s vysokou tažností a jemnou pórovitou strukturou. Vyznačuje se vysokou prodyšností a příjemným nošením. Fixační obinadlo spolehlivě sedí a neskouzává, proto se hodí také k fixacím v oblasti kloubů a oblých částech těla.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
CO52-022	OBINADLO FIXAČNÍ ELASTICKÉ taž.100%	6cm x 4m		BAL	10	1300
CO52-023	OBINADLO FIXAČNÍ ELASTICKÉ taž.100%	8cm x 4m		BAL	10	910
CO52-024	OBINADLO FIXAČNÍ ELASTICKÉ taž.100%	10cm x 4m		BAL	10	750
CO52-025	OBINADLO FIXAČNÍ ELASTICKÉ taž.100%	12cm x 4m		BAL	10	650

## OŠETŘENÍ RÁNY



### Obinadlo elastické Universal

Universal je elastické obinadlo s tažností cca 110 % vyrobené z měkké tkaniny za použití velkého podílu přírodních bavlněných vláken. Vytváří střední kompresi a dobře se přizpůsobuje tvaru končetiny. V důsledku krepevitě struktury je možno Universal použít i na oblých částech těla, kde bezpečně sedí a nesklouzává. Pro svou trvalou elasticitu se při nošení nevytahuje. Hodí se zejména jako podpůrný a odlehčovací obvaz, především k ošetření poranění pohybového aparátu a po operacích žilních komplexů.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-118	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL	6cm x 5m	BAL	10	320	
O52-017	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL	8cm x 5m	BAL	10	240	
O52-014	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL	10cm x 5m	BAL	10	200	
O52-015	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL	12cm x 5m	BAL	10	160	
O52-016	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL	15cm x 5m	BAL	10	120	
O52-077	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL 130% taž.	8cm x 5m	BAL	10	240	
O52-078	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL 130% taž.	10cm x 5m	BAL	10	200	
O52-064	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL 130% taž.	12cm x 5m	BAL	10	160	
O52-065	OBINADLO ELAST. UNIVERSAL 130% taž.	15cm x 5m	BAL	10	120	



### Obvaz hadicový síťový

Síťové elastické obinadlo sloužící k fixaci krytí rány. Obinadlo je elastické v obou směrech - délka v natažené formě 25 m, do šířky se obinadlo napne na desetinásobek. Hadice je navinutá v roli a je uložena v papírovém zásobníku. Elastické síťové obinadlo je vyrobeno ze 70% polyamidu, 30% polyuretanu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-316	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - dlaň, loket	1,6cm x 25m	KS	1	16	
O52-314	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - ruka, lýtko	1,8cm x 25m	KS	1	14	
O52-317	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - koleno	2,1cm x 25m	KS	1	8	
O52-315	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - stehno, rameno	2,4cm x 25m	KS	1	8	
O52-318	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - hlava, krk	2,7cm x 25m	KS	1	8	
O52-319	OBVAZ HADICOVÝ ELASTICKÝ SÍŤOVÝ - břicho, hrud'	5,5cm x 25m	KS	1	4	



### Obinadlo hadicové

Síťové hadicové obinadlo je obinadlo s vysokou příčnou i podélnou pružností. Dokonale se tvaruje podle těla, je jemné a prodyšné, se širokým spektrem použití. Používá se na podvleky i návleky sádrových a zinkoklihoých obinadel, případně jako fixační obvaz krytí ran.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-272	ELAST. HAD. OBVAZ -prst	10mm x 20m	KS	1	60	
O52-023	ELAST. HAD. OBVAZ - prsty, zápěstí	10mm x 20m	KS	1	50	
O52-024	ELAST. HAD. OBVAZ - paže, zápěstí	20mm x 20m	KS	1	50	
O52-025	ELAST. HAD. OBVAZ - loket, koleno	30mm x 20m	KS	1	40	
O52-026	ELAST. HAD. OBVAZ - koleno	40mm x 20m	KS	1	30	
O52-027	ELAST. HAD. OBVAZ - rameno, hlava	50mm x 20m	KS	1	30	
O52-028	ELAST. HAD. OBVAZ - hlava, stehno	60mm x 20m	KS	1	20	
O52-029	ELAST. HAD. OBVAZ - trup	70mm x 20m	KS	1	20	



### Hadicový obvaz pod sádru

Bezešvé hadicové obinadlo pod sádru má vysokou příčnou i podélnou pružnost. Bílý hadicový úplet navinutý v délce 25 m na dutince o průměru 25 mm. Dokonale se tvaruje podle těla, je jemný a prodyšný, se širokým spektrem použití.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-059	EVELÍNA HADIC. OBVAZ POD SÁDRU	6cm x 20m	KS	1	-	
O52-060	EVELÍNA HADIC. OBVAZ POD SÁDRU	8cm x 20m	KS	1	-	
O52-061	EVELÍNA HADIC. OBVAZ POD SÁDRU	10cm x 20m	KS	1	-	
O52-273	EVELÍNA HADIC. OBVAZ POD SÁDRU	12cm x 20m	KS	1	-	

## OŠETŘENÍ RÁNY

### Obinadlo sádrové



Sádrový rychloobvaz se zvýšeným množstvím přírodní sádry naneseném na bavlněném nosiči. Doba modelace obinadla při namočení do vody o teplotě 20°C činí 3 až 4 minuty, tuhnutí započne po 4 minutách. Minimální doba namáčení Gipsanu v lázni je pouze 12s, což činí práci s ním rychlou a efektivní. Modelovací dobu lze ovlivnit teplotou lázně, chladnější voda znamená prodloužení modelovací doby, teplejší voda naopak. Nedoporučuje se namáčet obinadlo do vody teplejší než 24°C kvůli možnosti popálení pacienta při tuhnutí sádry. Opatrné zatížení sádry je možné již po 40-ti minutách, k úplnému vytvrzení dojde přibližně do 48 hodin podle rozsahu fixace.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-010-10	OBINADLO SÁDROVÉ SafeLINE Cast	6cm x 3m	BAL	12	120	120
O52-011-10	OBINADLO SÁDROVÉ SafeLINE Cast	8cm x 3m	BAL	12	120	120
O52-008-10	OBINADLO SÁDROVÉ SafeLINE Cast	10cm x 3m	BAL	12	60	60
O52-009-10	OBINADLO SÁDROVÉ SafeLINE Cast	12cm x 3m	BAL	12	60	60
O52-119-10	OBINADLO SÁDROVÉ SafeLINE Cast	15cm x 3m	BAL	12	60	60
O52-010	GIPSAN	6cm x 3m	BAL	2	48	48
O52-011	GIPSAN	8cm x 3m	BAL	2	36	36
O52-008	GIPSAN	10cm x 3m	BAL	2	30	30
O52-009	GIPSAN	12cm x 3m	BAL	2	24	24
O52-236	GIPSAN	14cm x 3m	BAL	2	20	20
O52-119	GIPSAN	16cm x 3m	BAL	2	20	20



### Obvaz polstrovací pod sádru

Polstrovací obvaz Ortho-Pad je vyroben ze syntetické vaty (nesavého kadeřeného polyesteru) s mírnou elasticitou v podélném i příčném směru. Obinadlo je měkké, příjemné na omak s tloušťkou vrstvy 1,5-2 mm. Obinadlo Ortho-Pad je určeno jako měkká mezivrstva bránící otlakům pod tuhými sádrovými obvazy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-056	POLSTROVACÍ OBINADLO SafeLINE Soft	6cm x 3m	BAL	20	720	720
V53-057	POLSTROVACÍ OBINADLO SafeLINE Soft	8cm x 3m	BAL	20	480	480
V53-058	POLSTROVACÍ OBINADLO SafeLINE Soft	10cm x 3m	BAL	20	360	360
V53-060	POLSTROVACÍ OBINADLO SafeLINE Soft	15cm x 3m	BAL	20	240	240
V53-059	POLSTROVACÍ OBINADLO SafeLINE Soft	12cm x 3m	BAL	20	320	320
O52-087	OBVAZ POLSTR. ORTHO-PAD	5cm x 3m	BAL	6	240	240
O52-072	OBVAZ POLSTR. ORTHO-PAD	10cm x 3m	BAL	6	120	120
O52-073	OBVAZ POLSTR. ORTHO-PAD	15cm x 3m	BAL	6	120	120



### Obinadlo škrťící pryžové

Gumové škrtidlo je pás šedé barvy vyrobený ze zdravotnické pryže. Každý kus je balen jednotlivě do PE folie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-120	OBINADLO ŠKRŤICÍ PRYŽOVÉ 6x125cm	6x125cm	KS	1	-	-



### Obinadlo pupeční

Pupeční obinadlo je vyrobeno z vysoceelastického obinadla s tažností cca 100%, jemnou pórovitou strukturou, na jednom konci s připevněnými tkalouny na ovinutí kolem novorozence. Obinadlo se vyznačuje vysokou prodyšností a příjemným nošením. Dodává se v rozměru 8 cm x 2 m, v nesterilním provedení, přičemž každý kus je balen jednotlivě.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-117	OBINADLO PUPEČNÍ	8cm x 2m	KS	1	-	-

## OŠETŘENÍ RÁNY



### Fixační bandáž Flexxum

Fixační bandáž pro oblady Flexxum je vysoce elastická. Materiál je velice kvalitní a odolný mechanickému namáhání. Fixační bandáže nabízíme v několika různých provedeních. Bandáž je zakončena suchým zipem. Produkty v této skupině jsou baleny po 1 kuse v krabičce.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T-630-01	Fixační bandáž FLEXXUM 5x60	5x60	BAL	1	12	12
T-530-01	Fixační bandáž FLEXXUM 7,5x50	7,5x50	BAL	1	12	12
T-653-01	Fixační bandáž FLEXXUM 10x60	10x60	BAL	1	12	12
T-693-01	Fixační bandáž FLEXXUM 10x120	10x120	BAL	1	12	12
T-573-01	Fixační bandáž FLEXXUM 15x90	15x90	BAL	1	12	12
T-593-01	Fixační bandáž FLEXXUM 15x120	15x120	BAL	1	12	12
T-837-01	Fixační bandáž FLEXXUM 15x92>110	15x92>110	BAL	1	6	6
T-830-01	Fixační bandáž FLEXXUM 25x75>90	25x75>90	BAL	1	6	6
T-844-01	Fixační bandáž FLEXXUM 25x110>125	25x110>125	BAL	1	6	6
T-454-01	Fixační bandáž FLEXXUM na kyčel, rameno	na kyčel	BAL	12	12	12

## NÁPLASTI

### Náplast elastická netkaná s polštářkem - sterilní



Elastická nedráždivá sterilní náplast z netkané textilie na rány s absorpčním polštářkem se užívá jako samolepicí sterilní obvaz na rány. Náplast je vyrobena z hypoalergenních materiálů, které pokožka dobře snáší. Zajišťuje bezpečnou ochranu ran a vysoký komfort při nošení. Savý polštářek se vyznačuje dobrou savostí a ochranným účinkem. Speciální povrchová vrstva savého polštářku spolehlivě zabraňuje slepení s ránou. Nosný materiál z měkkého netkaného textilu je propustný pro vzduch a vodní páru, takže náplast neomezuje přirozené funkce pokožky. Široká lepicí plocha, probíhající po obvodu, umožňuje snadné přiložení obvazu a zajišťuje jeho spolehlivou fixaci. Elastická náplast z netkané textilie je vhodná pro pooperační ošetřování ran, ale i pro sterilní ošetřování drobných poranění, například v rámci první pomoci.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-200	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	7x5cm	PES/VIS	BAL	100	10000
N56-208	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	10x10cm	PES/VIS	BAL	50	1200
N56-210	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	15x10cm	PES/VIS	BAL	50	1200
N56-211	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	20x10cm	PES/VIS	BAL	50	1200
N56-213	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	30x10cm	PES/VIS	BAL	50	600
N56-215	NÁPLAST SafeLINE Fix S +PAD ster.	35x12cm	PES/VIS	BAL	50	600
N56-008	NÁPLAST ELASTPORE+PAD ster.	5x7cm	PES/VIS	BAL	50	1000
N56-068	NÁPLAST ELASTPORE+PAD ster.	10x10cm	PES/VIS	BAL	50	400
N56-005	NÁPLAST ELASTPORE+PAD ster.	10x15cm	PES/VIS	BAL	50	200



### Náplast elastická netkaná - nesterilní

Nedráždivá elastická náplast z netkaného textilu zvláště vhodná pro celoplošnou fixaci obvazů na oblých a kónických částech těla. Netkaný textil je propustný pro vzduch a vodní páru, náplast proto může být aplikována i pacientům s velmi citlivou pleť.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-225	NÁPLAST SafeLINE Fix	5cmx10m	PES/VIS	KS	1	160
N56-226	NÁPLAST SafeLINE Fix	10cmx10m	PES/VIS	KS	1	80
N56-227	NÁPLAST SafeLINE Fix	15cmx10m	PES/VIS	KS	1	60
N56-228	NÁPLAST SafeLINE Fix	20cmx10m	PES/VIS	KS	1	40
N56-229	NÁPLAST SafeLINE Fix	30cmx10m	PES/VIS	KS	1	20
N56-017	NÁPLAST FIXAČNÍ ELASTPORE	5cm x 10m	PES/VIS	KS	1	72
N56-009	NÁPLAST FIXAČNÍ ELASTPORE	10cm x 10m	PES/VIS	KS	1	36
N56-010	NÁPLAST FIXAČNÍ ELASTPORE	15cm x 10m	PES/VIS	KS	1	24
N56-011	NÁPLAST FIXAČNÍ ELASTPORE	20cm x 10m	PES/VIS	KS	1	18

## OŠETŘENÍ RÁNY



### Náplast elastická s polštářkem - fixace kanyl

Sterilní náplast s výřezem pro snadnou a bezpečnou fixaci kanyl. Je opatřena absorpčním polštářkem kryjícím místo vpichu. Součástí balení je sterilní antidekubitní výstelka chránící proti otlakům pod kanylou nebo může být použita jako tampón.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-236	NÁPLAST SafeLINE Fix +PAD I.V. - sterilní	6 x 8cm	PES/VIS	BAL	50	1200
N56-042	NÁPLAST ELASTPORE+PAD I.V. - sterilní	6 x 8cm	PES/VIS	BAL	50	1000



### Náplast porézni transparentní

Nedráždivá fixační náplast z porézni transparentní fólie propouštějící vzduch a vodní páru, což zajišťuje výbornou snášenlivost s pokožkou. Transparentní náplast se dá velmi lehce odtrhnout, bezpečně fixuje a z pokožky se odstraňuje beze zbytku. Používá se k transparentnímu upevnění kanyl a k fixaci obvazů. Nelesklý povrch porézni transparentní náplasti je upravený speciální technologií při dokončení každého kusu náplasti.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-077-10	NÁPLAST SafeLINE FOL	1,25cm x 9m	PE	BAL	24	720
N56-078-10	NÁPLAST SafeLINE FOL	2,5cm x 9m	PE	BAL	12	360
N56-079-10	NÁPLAST SafeLINE FOL	5cm x 9m	PE	BAL	6	180
N56-022	NÁPLAST FILMPORE	1,25 x 915cm	PE	BAL	24	240
N56-023-02	NÁPLAST FILMPORE	2,5 x 915cm	PE	BAL	12	120
N56-024-02	NÁPLAST FILMPORE	5cm x 9,15m	PE	BAL	6	60
N56-078-01	NÁPLAST BETATRANS	2,5 x 915cm	PE	BAL	12	120
N56-079-01	NÁPLAST BETATRANS	5 x 915cm	PE	BAL	6	60



### Náplast textilní

Hypoalergenní textilní náplast má adhezivní vrstvu ze syntetického kaučuku a je nabízena v návinnu 5 a 9 m. Náplast je vyrobena z bílé pevné viskózní textilie, má vynikající přilnavost a je navinuta na plastové cívice v šířkách 1,25 cm, 2,5 cm a 5 cm. Náplasti SafeLINE Classic mají uprostřed vysoce savý polštářek. Návin náplasti s polštářkem je 1 a 5 m.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-216	NÁPLAST SafeLINE Classic +PAD	6cmx1m	VIS	KS	1	360
N56-217	NÁPLAST SafeLINE Classic +PAD	6cmx5m	VIS	KS	1	96
N56-218	NÁPLAST SafeLINE Classic +PAD	8cmx1m	VIS	KS	1	360
N56-219	NÁPLAST SafeLINE Classic +PAD	8cmx5m	VIS	KS	1	96
N56-230	NÁPLAST SafeLINE Vis	1,25cm x 5m	VIS	BAL	24	720
N56-232	NÁPLAST SafeLINE Vis	1,25cm x 9m	VIS	BAL	24	720
N56-231	NÁPLAST SafeLINE Vis	2,5cm x 5m	VIS	BAL	12	360
N56-233	NÁPLAST SafeLINE Vis	2,5cm x 9m	VIS	BAL	12	360
N56-235	NÁPLAST SafeLINE Vis	5cm x 5m	VIS	BAL	6	180
N56-234	NÁPLAST SafeLINE Vis	5cm x 9m	VIS	BAL	6	180
N56-019	NÁPLAST TEXTILNÍ	2,5cm x 5m	VIS	BAL	12	384
N56-020	NÁPLAST TEXTILNÍ	5cm x 5m	VIS	BAL	6	216
N56-039	NÁPLAST TEXTILNÍ S POLŠT.	6cm x 1m		KS	120	0
N56-040	NÁPLAST TEXTILNÍ S POLŠT.	8cm x 1m		KS	100	0



## OŠETŘENÍ RÁNY



### Náplast z bílého hedvábí

Pevná nedráždivá fixační náplast z umělého hedvábí v bílé barvě se silnou adhezí. Silkpore je vhodná pro pacienty s citlivou pleť, propouští vzduch a vodní páru, takže pokožka dýchá.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-085	NÁPLAST DURAPORE	1,25 x 915cm	SILK	BAL	24	240
N56-086	NÁPLAST DURAPORE	2,5 x 915cm	SILK	BAL	12	120
N56-087	NÁPLAST DURAPORE	5 x 915cm	SILK	BAL	6	60
N56-085-10	NÁPLAST SafeLINE SILK	1,25cm x 9m	SILK	BAL	24	720
N56-086-10	NÁPLAST SafeLINE SILK	2,5cm x 9m	SILK	BAL	12	360
N56-087-10	NÁPLAST SafeLINE SILK	5cm x 9m	SILK	BAL	6	180
N56-025	NÁPLAST SILKPORE	1,25 x 915cm	SILK	BAL	24	240
N56-026	NÁPLAST SILKPORE	2,5 x 915cm	SILK	BAL	12	120
N56-027	NÁPLAST SILKPORE	5cm x 9,15m	SILK	BAL	6	60



### Náplast z netkané textilie

Nedráždivá fixační náplast z netkaného textilu zvláště vhodná pro pacienty s citlivou pleť. Netkaný textil dobře propouští vzduch a vodní páru, takže pokožka dýchá a nepotí se. Softpore je vhodná pro všeobecné použití a je dodávána s praktickým dispensorem (odtrhávačem) v každém boxu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-073-10	NÁPLAST SafeLINE Pore	1,25cm x 9m		BAL	24	720
N56-074-10	NÁPLAST SafeLINE Pore	2,5 x 9m		BAL	12	360
N56-075-10	NÁPLAST SafeLINE Pore	5cm x 9m		BAL	6	180
N56-220	NÁPLAST SafeLINE Sensitive s polšt.	6cmx1m	PES/VIS	KS	1	360
N56-221	NÁPLAST SafeLINE Sensitive s polšt.	6cmx5m	PES/VIS	KS	1	96
N56-222	NÁPLAST SafeLINE Sensitive s polšt.	8cmx1m	PES/VIS	KS	1	360
N56-223	NÁPLAST SafeLINE Sensitive s polšt.	8cmx5m	PES/VIS	KS	1	96
N56-028	NÁPLAST SOFTPORE	1,25 x 915cm		BAL	24	240
N56-029	NÁPLAST SOFTPORE	2,5 x 915cm		BAL	12	120
N56-030	NÁPLAST SOFTPORE	5cm x 9,15m		BAL	6	60



### Náplast transparentní s výřezem - sterilní

Náplast transparentní je sterilní průhledná převazová folie, která se dobře přizpůsobuje vaší pokožce. Pomáhá udržovat poranění vlhké a urychluje proces hojení. Díky průhlednosti umožňuje stálé sledování rány, je nepropustná a umožňuje sprchování pacienta. Náplasti jsou sterilní a jsou vybaveny výřezem pro kanylaci.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-144-10	SafeLINE Derm 6x7cm s výřezem	6 x 7cm	PUR	BAL	50	1200
O52-144	TEGADERM 6x7cm s výřezem	6 x 7cm	PUR	BAL	100	400
O52-152	TEGADERM 8,5x10,5cm s výřezem	8,5 x 10,5cm	PUR	BAL	50	200
O52-151	TEGADERM 8,5x7cm s výřezem	8,5 x 7cm	PUR	BAL	100	400


## OŠETŘENÍ RÁNY



### Náplast transparentní chirurgická

Chirurgická náplast je vyrobena z průhledné polyuretanové folie a je individuálně balena ve sterilním balení. Náplast má pevné okraje a je sterilizována etylenoxidem. Náplast SafeLINE Derm obsahuje také pásek na popisky.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
O52-145-10	SafeLINE Derm	6 x 7cm	PUR	BAL	50	1200
O52-146-10	SafeLINE Derm	10 x 12cm	PUR	BAL	50	1200
O52-147-10	SafeLINE Derm	12 x 25cm	PUR	BAL	50	1200
O52-148-10	SafeLINE Derm	15 x 20cm	PUR	BAL	50	1200
O52-157	TEGADERM +PAD	9 x 10 cm	PUR	BAL	25	100
O52-143	TEGADERM	4,4 x 4,4cm	PUR	BAL	100	400
O52-142	TEGADERM	5 x 5,7cm	PUR	BAL	100	400
O52-145	TEGADERM	6 x 7cm	PUR	BAL	100	400
O52-146	TEGADERM	10 x 12cm	PUR	BAL	50	200
O52-351	TEGADERM	10 x 15,5cm	PUR	BAL	25	100
O52-147	TEGADERM	10 x 25cm	PUR	BAL	20	80
O52-148	TEGADERM	15 x 20cm	PUR	BAL	10	80



### Uhlíková náplast

Náplast Tecasorb k přímému použití na drobné rány, odřeniny, vřídky, na rány po štípnutí hmyzem a podobně. Skladba náplasti s uhlíkovou vrstvou zklidňuje bolest, odsává toxiny a vytváří přirozenou bariéru proti infekci. Balení obsahuje sadu 2 náplastí: jednu náplast o rozměru 2,5 x 8 cm a jednu náplast o rozměru 5 x 8 cm.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
N56-173	NÁPLASTĚ TECASORB – SADA 2 náplastí	8 x 2,5 (5)		BAL	1	20

## VATA



### Vata přířezy

Přířezy jsou vyrobeny z bělené a nebělené buničité vaty s jemnou stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí a krepem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-028-02	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	10 x 15cm		BAL	5	10
V53-046-02	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	15 x 15cm		BAL	2	12
V53-012-02	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	15 x 20cm		BAL	1	12
V53-034	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	20 x 30cm		BAL	1	12
V53-013-02	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	20 x 30cm		BAL	1	12
V53-036	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	20 x 30cm		BAL	1	12
V53-014-02	VATA BUNIČITÁ PŘÍŘEZY	40 x 60cm		BAL	5	10



### Vata role

Role buničité vaty jsou vyrobeny z bělené buničité vaty s jemnou stejnoměrnou strukturou, vysokou savostí a krepem. Při výrobě buničiny není použito optických zjasňovačů, bělost je zaručena vyšší než 80%. Role jsou vyráběny ve třech a více vrstvách. Role je jednotlivě balená ve fólii.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-016	VATA BUNIČITÁ VINUTÁ	30 cm		BAL	1	15
V53-015	VATA BUNIČITÁ VINUTÁ	60 cm		BAL	1	12

## OŠETŘENÍ RÁNY



### Vata obvazová skládaná

Obvazová vata skládaná je vyrobena ze 100% bavlny nebo ze směsi bavlna/viskóza. Vata obvazová je měkká, kvalitně vyčesaná s příjemným omakem a zvýšenou savostí.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-035-02	VATA OBVAZOVÁ SKLÁDANÁ	100g		BAL	0	5
V53-018-02	VATA OBVAZOVÁ SKLÁDANÁ	200g		BAL	0	5
V53-045-02	VATA OBVAZOVÁ SKLÁDANÁ	500g		BAL	1	5



### Vata obvazová vinutá

Vata vinutá je vyrobena ze 100% bavlny nebo ze směsi bavlna/viskóza. Vata obvazová BATIST je měkká, kvalitně vyčesaná s příjemným omakem a zvýšenou savostí. Návin jednoho balení je 1000 g.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-055	VATA OBVAZOVÁ VINUTÁ 100% bavlna	1000g		KG	1	8
V53-019-02	VATA OBVAZOVÁ VINUTÁ	1000g		BAL	1	10



### Vata buničitá dělená

Tampony z buničité vaty mají zpevněné okraje, lehce se oddělují a při použití nepráší. Jsou raženy v rozměru 50 mm x 40 mm. V nesterilní variantě jsou navinuty ve dvou řadách na roli. Každá role obsahuje 500 tamponů, v balení jsou role dvě.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-011-02	VATA BUNIČITÁ DĚLENÁ (2kot. x 500ks)	4 x 5cm		BAL	1000	12000



### Tyčinka vatová - sterilní

Dřevěná tyčinka s vatovou hlavicí. Výrobek je zabalen v různém počtu do sterilizačního obalu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V53-007-02	TYČINKA VATOVÁ dřev ster malá hlav. (5 v bal)	15cm		BAL	5	500
V53-008-02	TYČINKA VATOVÁ dřev ster malá hlav. (10 v bal)	15cm		BAL	10	1000
V53-009-02	TYČINKA VATOVÁ dřev ster malá hlav. (30 v bal)	15cm		BAL	30	3000

## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SETY DIALYZAČNÍ

#### SET DIALYZAČNÍ 41-041

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr.	M		2
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	30 x 30		3
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
ROUŠKA	50 x 50	DM2P	1



#### SET DIALYZAČNÍ 41-044

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL BEZ PUDRU	M		2
RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr.	M		1
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		4
NÁPLAST ELASTPORE+PAD	5 x 7cm	PES/VIS	2
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	1
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		6
RUKAVICE VYŠETŘ. NITRIL BEZ PUDRU	M		2
NÁPLAST ČTYŘDÍLNÁ	1,2 x 15		2



#### SET DIALYZAČNÍ 41-057

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
NÁPLAST ČTYŘDÍLNÁ	1,25 x 18		1
VNITŘNÍ BALÍČEK-KOMPRES Z GÁZY	7,5 x 7,5		2
ROUŠKA	45 x 75	DM2P	1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
RUKAVICE PEHASOFT	S		2



#### SET DIALYZAČNÍ 41-073

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr.	M		2
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		2
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		1
ROUŠKA	45 x 50	DM2P	1



### SETY GÁZOVÉ

#### SET GÁZOVÝ I 41-001

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		50
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 19		10
ROUŠKA KRYCÍ	50 x 50	SP-30	1




Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.

## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SET GÁZOVÝ II 41-006

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPON STÁ ČENÝ S RTG NITÍ	9 x 9		10



### SET GÁZOVÝ III 41-007

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		25
ROUŠKA KRYCÍ	30 x 30	SP-30	1



### SET GÁZOVÝ IV 41-008

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		60
ROUŠKA KRYCÍ	50 x 50	SP-30	1



### SET GÁZOVÝ V 41-009

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		125
ROUŠKA KRYCÍ	50 x 50	SP-30	1



## SETY PRO ANESTEZII

### SET PRO ANESTEZII I 41-030

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
UTĚRKA BÍLÁ	32 x 32	MB	1
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	1
PEAN KOVOVÝ JEDNORÁZOVÝ	14		1
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		5
JEHLA INJEKČNÍ	0,7 x 30		1
STRÍKAČKA INJEKČNÍ NORM-JECT	5ml		1
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		4



Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.

## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SET PRO ANESTEZII II 41-042

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA S OTVOREM	75 x 90	DM2P	1
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		8
PINZETA JEDNORÁZOVÁ			1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	10 ml		1
JEHLA INJEKČNÍ	0,7 x 30		1
JEHLA INJEKČNÍ 18G x 1,5 růžová	1,2 x 38		1
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		4



### SET PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII 41-031

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	75 x 90	DM2	1
PEAN KOVOVÝ JEDNORÁZOVÝ	14		1
JEHLA INJEKČNÍ	18G x 1,5		1
JEHLA INJEKČNÍ	22G		1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	10 ml		1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	5 ml		1



### SETY PRO ODSTRANĚNÍ STEHŮ

#### SETY PRO ODSTRANĚNÍ STEHŮ 01 41-026

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
PINZETA JEDNORÁZOVÁ			1
NUŽ NA STEHY DLOUHÝ			1
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		3



#### SETY PRO ODSTRANĚNÍ STEHŮ 02 41-028

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
PINZETA JEDNORÁZOVÁ			1
NUŽ NA STEHY DLOUHÝ			1
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	30 x 30		3



### SETY PRO PŘEVAZ RÁNY

#### SET PŘEVAZ I 41-010

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	20 x 20		4
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		6
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.

## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SET PŘEVAZ II 41-011

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	20 x 20		5
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



### SET PŘEVAZ III 41-012

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		3
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		5
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



### SET PŘEVAZ IV 41-013

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	33 x 33		15
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 20		5
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	1



### SET PŘEVAZ V 41-014

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
VATA BUNIČITÁ DĚLENÁ	4 x 5		1
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	20 x 20		3
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		10
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



### SET PŘEVAZ VI 41-015

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
POLŠTÁŘEK VATOVÝ	10 x 10		2
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		4
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	9 x 9		6
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		5
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		2
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



### SET PŘEVAZ VII 41-016

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	2
KOMPRESY Z GÁZY	5 x 5		4
ROUŠKA	30 x 30	DM2P	1



Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.

## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SET PŘEVAZ VIII 41-0117

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
OBINADLO HYDROFILNÍ	8cm x 5m		2
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		10
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	2



### SET PŘEVAZOVÝ 01 41-018

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		3
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		3



### SET PŘEVAZOVÝ 02 41-027

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		5
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		5
PINZETA MALÁ			1



### SET PŘEVAZOVÝ 03 41-032

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		5
RUKAVICE VYŠETŘ. LATEX nepudr.	L		2
PINZETA JEDNORÁZOVÁ			1
MISKA NA DEZINFEKCI	100 ml		1
ROUŠKA	45 x 75	DM2P	1



## SETY POHOTOVOSTNÍ ZÁKROKOVÉ

### SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 01 41-020

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA S ADHEZNÍM PRUHEM	45 x 75	DM2P	1
PEAN KOVOVÝ JEDNORÁZOVÝ	14		1
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		5
TAMPONY STÁČENÉ Z GÁZY	33 x 33		5
MISKA NA DEZINFEKCI	100 ml		1
ROUŠKA	75 x 90	DM2	1



Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.



## MEDICA KITY - UKÁZKA SETŮ

### SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 02 41-021

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	45 x 75	DM2P	1
ROUŠKA S ADHEZÍ OKOLO OTVORU	75 x 90	DM2	1
MISKA			1
KOMPRESY Z GÁZY	10 x 10		10
TAMPON MULOÝ	30 x 30		5



### SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 03 41-025

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	75 x 90	DM2P	1
ROUŠKA S OTVOREM	75 x 90	DM2P	1
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		5
TAMPON STÁČENÝ Z GÁZY	20 x 20		5
JEHLA INJEKČNÍ	22G x 1,5		1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	10		1



## SETY PRO MOČOVOU KATETRIZACI

### SET PRO MOČOVOU KATETRIZACI 01 41-022

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ LATEXOVÉ	M		2
PINZETA MALÁ			1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	10		1
TAMPON MULOÝ	20 x 20		5
MISKA			1
ROUŠKA	75 x 75	DM2P	1



### SET PRO MOČOVOU KATETRIZACI 02 41-023

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ LATEXOVÉ	M		2
ROUŠKA	45 x 45	DM2P	1
ROUŠKA „U“	60 x 60	DM2	1
TAMPON MULOÝ	20 x 20		4
PINZETA MALÁ			2
KOMPRESY Z GÁZY	7,5 x 7,5		2
MISKA			1



### SET PRO PERMANENTNÍ MOČOVOU KATETRIZACI 41-024

Komponenty	Rozměr	Materiál	Počet
ROUŠKA	45 x 75	DM2P	1
RUKAVICE VYŠETŘOVACÍ LATEXOVÉ	M		2
PINZETA MALÁ			1
STŘÍKAČKA INJEKČNÍ	10		1
AQUA PRO INJECTIONE	10 ml		1
TAMPON MULOÝ	33 x 33		4
KOMPRESY Z NETK. TEXTILIE	7,5 x 7,5		2



Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.

## MEDICA KITY - SEZNAM

Kód produktu	Název – popis	MJ	KS / MJ	KS / Karton
41-041	SET DIALYZAČNÍ	KS	-	-
41-057	SET DIALYZAČNÍ	KS	80	160
41-073	SET DIALYZAČNÍ	KS	-	-
41-044	SET DIALYZAČNÍ	KS	-	-
41-001	SET GÁZOVÝ I	KS	20	40
41-006	SET GÁZOVÝ II	KS	400	-
41-007	SET GÁZOVÝ III	KS	-	-
41-008	SET GÁZOVÝ IV	KS	-	-
41-009	SET GÁZOVÝ V	KS	-	-
41-030	SET PRO ANESTEZII I	KS	40	80
41-042	SET PRO ANESTEZII II	KS	-	-
41-031	SET PRO EPIDURÁLNÍ ANESTEZII	KS	-	-
41-022	SET PRO MOČOVOU KATETRIZACI 01	KS	15	30
41-023	SET PRO MOČOVOU KATETRIZACI 02	KS	10	20
41-026	SET PRO ODSTRANĚNÍ STEHŮ 01	KS	50	100
41-028	SET PRO ODSTRANĚNÍ STEHŮ 02	KS	40	80
41-024	SET PRO PERMANENTNÍ MOČOVOU KATETRIZACI	KS	25	50
41-010	SET PŘEVAZ I	KS	-	-
41-011	SET PŘEVAZ II	KS	-	-
41-012	SET PŘEVAZ III	KS	-	-
41-013	SET PŘEVAZ IV	KS	-	-
41-014	SET PŘEVAZ V	KS	-	-
41-015	SET PŘEVAZ VI	KS	-	-
41-016	SET PŘEVAZ VII	KS	-	-
41-017	SET PŘEVAZ VIII	KS	-	-
41-018	SET PŘEVAZOVÝ 01	KS	150	300
41-027	SET PŘEVAZOVÝ 02	KS	50	100
41-032	SET PŘEVAZOVÝ 03	KS	30	60
41-020	SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 01	KS	25	50
41-021	SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 02	KS	25	50
41-025	SET ZÁKROKOVÝ MALÝ 03	KS	15	30

*Sestavte si vlastní set sterilních prostředků dle Vašich potřeb a vyžádejte si vzorek ZDARMA.*

## TERMOTERAPIE

### Chladivý / hřejivý gelový obklad Flexxum A



Gelové obklady Flexxum k použití za tepla (termoterapie) a za studena (kryoterapie) jsou jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak ulevit od bolesti bez použití léků. Uvnitř obkladu nejsou žádné vzduchové bubliny, čímž si obklad zachovává své unikátní vlastnosti - dlouhodobá životnost při opakovaných použití (až 400 krát) a poddajnost viskózního gelu při teplotách od -25°C do 80°C. Gelové obklady je doporučeno používat spolu s jednorázovým návlekiem z netkané textilie, aby zejména při zahřátí gelu na vyšší teploty nedošlo k přímému kontaktu nahřátého obkladu s pokožkou.

Gelové obklady jsou baleny jednotlivě po 1, příp. 2 kusech v krabičce.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T-A049-01	Gelový obklad FLEXXUM 7x9,5	7 x 9,5	BAL	2	24
T-A064-01	Gelový obklad FLEXXUM 7x13	7 x 13	BAL	2	24
T-A053-01	Gelový obklad FLEXXUM 7x19	7 x 19	BAL	1	12
T-A046-01	Gelový obklad FLEXXUM 7x29	7 x 29	BAL	1	12
T-A066-01	Gelový obklad FLEXXUM 10x26	10 x 26	BAL	1	12
T-A040-01	Gelový obklad FLEXXUM 13x15	13 x 15	BAL	2	24
T-A042-01	Gelový obklad FLEXXUM 13x30	13 x 30	BAL	2	12
T-A043-01	Gelový obklad FLEXXUM 19x30	19 x 30	BAL	1	6
T-A048-01	Gelový obklad FLEXXUM 26x30	26 x 30	BAL	1	6
T-A044-01	Gelový obklad FLEXXUM 30x38	30 x 38	BAL	1	5

### Chladivý / hřejivý gelový obklad Flexxum A



Gelové obklady Flexxum k použití za tepla (termoterapie) a za studena (kryoterapie) jsou jednoduchým a přirozeným prostředkem, jak ulevit od bolesti bez použití léků. Uvnitř obkladu nejsou žádné vzduchové bubliny, čímž si obklad zachovává své unikátní vlastnosti - dlouhodobá životnost při opakovaných použití (až 400 krát) a poddajnost viskózního gelu při teplotách od -25°C do 80°C. Gelové obklady je doporučeno používat spolu s jednorázovým návlekiem z netkané textilie, aby zejména při zahřátí gelu na vyšší teploty nedošlo k přímému kontaktu nahřátého obkladu s pokožkou.

Gelové obklady jsou baleny v kartonu po více kusech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T-A047-03	Gelový obklad FLEXXUM 7x19	7 x 19	KS	24	144
T-A045-03	Gelový obklad FLEXXUM 7x38	7 x 38	KS	12	72
T-A049-03	Gelový obklad FLEXXUM 7x9,5	7 x 9,5	KS	50	300
T-A041-03	Gelový obklad FLEXXUM 13x30	13 x 30	KS	12	36

### Návleky na gelové obklady Flexxum



Návleky na gelové obklady Flexxum jsou vyrobeny z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie a jsou určeny na jedno použití. Jejich aplikace je doporučena zejména při termoterapii jako izolační vrstva, kdy je gel v obkladu zahřátý na větší teplotu a přímý dotyk gelového obkladu s pokožkou by způsobil její popálení.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
V049	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	8 x 10	BAL	100	2000
V047	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	8 x 19	BAL	50	1000
V066	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	10 x 26	BAL	50	1000
V041	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	13 x 30	BAL	50	1000
V052	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	15 x 19	BAL	100	1000
V043	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	19 x 30	BAL	50	1000
V044	Návlek na gelové obklady FLEXXUM	30 x 40	BAL	50	500

## TERMOTERAPIE



### Chladivý obklad Flexxum - jednorázový

Chladivý obklad Flexxum na jedno použití k okamžitému použití se samočinně aktivuje bez potřeby chlazení. Obklad se zchladí na teplotu okolo 0°C a svoji teplotu udrží 20 - 30 min. podle teploty vnějšího prostředí. Vnější kryt obkladu je z bílé celulózy, která umožňuje pokožce volně dýchat.

Aktivace obkladu je velice snadná a návod na použití a skladování je přiložen k produktu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T-001B	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 10x26 200g	10 x 26	BAL	10	60
T-001	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 10x26 200g	10 x 26	BAL	10	60
T-005B	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 13x15 200g	13 x 15	BAL	10	60
T-015	Jednorázový hřející obklad FLEXXUM 15x13 150g	15 x 13	BAL	10	60
T-005	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 15x16 200g	15 x 16	BAL	10	60
T-002B	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 15x19 200g	15 x 19	BAL	10	60
T-002	Jednorázový chladící obklad FLEXXUM 17x22 400g	17 x 22	BAL	10	40



### Chladivé gelové náplasti

Chladivé gelové obklady rychle vytváří pocit chladu pronikající dovnitř tkáně a udržuje chlad po dobu 8 hodin. Náplast lze nastříhat na požadovaný formát a lze ji znovu použít po prvním otevření balíčku. Náplast je vhodná při léčbě bolesti hlavy, bolesti krku, migrény a jakéhokoliv typu bolesti nebo zranění, které vyžaduje léčbu chladem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
CN56-501	NÁPLAST GELOVÁ CHLADÍCÍ	10 x 14	BAL	4	96
CN56-503	NÁPLAST GELOVÁ CHLADÍCÍ DĚTSKÁ	5 x 12	BAL	4	96



### Hřejivé gelové náplasti s kapsaicinem

Hřejivý obklad rychle vytvoří pronikavé uklidňující teplo, které vydrží až na 8 hodin. Náplast je ideální k léčbě revmatické bolesti, jizev, při bolestech zad, ischiasu, sportovní zranění, bolest ve svalech a vazů. Náplast lze řezat na požadovaný formát a mohou být znovu použity po prvním otevření balení. Náplast obsahuje kapsaicin, mentol, kafr, eukalyptový olej, a jinými účinnými látkami.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
CN56-502	NÁPLAST GELOVÁ HŘEJIVÁ	10 x 14	BAL	4	96

## KOSMETIKA

### Ošetřující kosmetika



Kosmetika německého výrobce Heck Hygiene GmbH je velmi kvalitní kosmetika poskytující účinnou péči o suchou a namáhanou pleť. Kosmetika pokožku hydratuje, vyživuje a dodává jí svěžest a jemnost. Ve skupině naleznete širokou škálu výrobků, jako např. krémy, koupelovou kosmetiku, masážní gely, čistící pěnu, mýdla, ošetřující mléka aj. Všechny výrobky jsou dermatologicky testovány.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-889	OŠETŘUJÍCÍ KRÉMOVÁ KOUPEL 1000ml	1000ml	KS	1	10
47-899	BARIÉROVÝ KRÉM - MANDLOVÝ OLEJ +ZINEK 200ml	200ml	KS	1	20
47-892	OCHRANNÝ KRÉM S VITAMINEM E 200ml	200ml	KS	1	15
47-891	OŠETŘUJÍCÍ KRÉM 200ml	200ml	KS	1	15
47-894	HYDROGEL 200ml	200ml	KS	1	15
47-886	MASÁŽNÍ GEL 250ml	250ml	KS	1	20
47-895	OŠETŘUJÍCÍ OLEJ 250ml	250ml	KS	1	20
47-914	SPRCHOVÉ MÝDLO 250ml	250ml	KS	1	20
47-888	OŠETŘUJÍCÍ ŠAMPON 250ml	250ml	KS	1	20
47-896	SPRCHOVÝ GEL 500ml	500ml	KS	1	12
47-887	TĚLOVÉ MLÉKO S ALOE VERA 500ml	500ml	KS	1	20
47-884	ČISTÍCÍ PĚNA 500ml	500ml	KS	1	12
47-890	CARE MYCÍ EMULZE 500ml	500ml	KS	1	20

## OCHRANA A HYGIENA

### VYŠETŘOVACÍ ODĚVY



#### Župan jednorázový

Župan jednorázový nesterilní je vyroben z jemné netkané textilie typu SMS, která je příjemná na dotek a nepropustná.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
61104	ŽUPAN	universal	DM1-45	KART	-	50



#### Sukně vyšetřovací

Jednorázové spodní prádlo pro větší komfort pacientky během gynekologického vyšetření. Vyšetřovací sukně je vyrobena z neprůhledné a hypoalergenní netkané textilie typu Spunbond.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30450-05/L	SUKNĚ VYŠETŘOVACÍ	L	SP-40	KART	-	100
30450-05/XL	SUKNĚ VYŠETŘOVACÍ	XL	SP-40	KART	-	100
30450-08/L	SUKNĚ VYŠETŘOVACÍ ZAVINOVACÍ - L	L	SP-40	KART	-	100
30450-08/XL	SUKNĚ VYŠETŘOVACÍ ZAVINOVACÍ -X L	XL	SP-40	KART	-	100



#### Šortky kolonoskopické

Jednorázové spodní prádlo, které pacientovi přináší větší komfort během kolonoskopického vyšetření. Kolonoskopické šortky jsou vyrobené z netkané textilie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
30450	ŠORTKY-KOLONOSKOPIE	L	DM1-40	KART	-	100
30450-01	ŠORTKY-KOLONOSKOPIE	XL	DM1-40	KART	-	100

### OCHRANNÉ ODĚVY



#### Plášť návštěvnický

Plášť návštěvnický je vyroben z jemné hypoalergenní netkané textilie. Plášť se zavazuje tkanicemi a nemá krytá záda.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C44-61100-B	PLÁŠŤ NÁVŠTĚVNICKÝ BÍLÝ S GUMIČKAMI	130 cm	SP	BAL	10	100
C44-61100-Z	PLÁŠŤ NÁVŠTĚVNICKÝ ZELENÝ S GUMIČKAMI	130 cm	SP	BAL	10	100
C44-61100-U	PLÁŠŤ NÁVŠTĚVNICKÝ ŽLUTÝ S GUMIČKAMI	130 cm	SP	BAL	10	100



#### Zástěra jednorázová

Zástěra má klasický střih s pásky na zavázání a je vyrobena z netkané textilie nebo z polyesteru a je určena pouze na jedno použití.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-026-B	ZÁSTĚRA OCHRANNÁ	150cm	PE	BAL	100	100
4350-01	ZÁSTĚRA JEDNORÁZOVÁ	universal	SP-80	KS	-	-
4350	ZÁSTĚRA JEDNORÁZOVÁ	universal	SP-40	KART	-	200


## OCHRANA A HYGIENA



### Plášť jednorázový - nesterilní

Plášť jednorázový je vyroben z jemné hypoalergenní netkané textilie, která je příjemná na dotek. Plášť není sterilizován a je vhodný jako ochranný oděv pro zdravotnický personál nebo návštěvy pacientů.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
61101 MODRY	PLÁŠŤ MODRÝ	M - 130	SP-40	KART	-	50
61101	PLÁŠŤ BÍLÝ	M - 130	SP-30	KART	-	50



### Podbradník jednorázový

Podbradník je určen pro jednorázové použití. Je potažen nepropustnou folií a vybaven kapsou pro zachycení tekutin.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-851	PODBRADNÍK JEDNORÁZOVÝ	37 x 50cm		BAL	100	1200
47-021	PODBRADNÍK JEDNORÁZOVÝ	40 x 50cm		BAL	100	6



### Návlek na obuv

Návlek na obuv je balen po 100 kusech a je vyroben ze 100% polypropylenu nebo polyesteru. Návlek není sterilní.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
45-001	NÁVLEK NA OBUV - PE	universal	PE-1	BAL	100	2000
45-016	NÁVLEK NA OBUV - PE	15 x 36cm	PE-1	BAL	100	2000
45-008	NÁVLEK NA OBUV - PE	universal	PE-1	BAL	100	2000
45-012	NÁVLEK NA OBUV PP BÍLÝ	35 x 17cm	PP	BAL	100	1000
61200-001	NÁVLEKY NA OBUV BÍLÉ	universal	SP-30	BAL	25	300
61200-004	NÁVLEKY NA OBUV ČERNÉ	universal	SP-45	BAL	25	300
61200-006	NÁVLEKY NA OBUV ČERVENÉ	universal	SP-24	BAL	25	300
61200-005	NÁVLEKY NA OBUV MODRÉ	universal	SP-40	BAL	25	300



### Čepice jednorázová - návštěvnická

Návštěvnická čepice je po obvodu obšita gumičkou a je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
10523	ČEPICE-NÁVŠTĚVNICKÁ /ZELENÁ	universal	SP-17	BAL	100	2000
10520	ČEPICE-NÁVŠTĚVNICKÁ /BÍLÁ	universal	SP-17	BAL	50	1000
10522	ČEPICE-NÁVŠTĚVNICKÁ /MODRÁ	universal	SP-17	BAL	50	1000



### Čepice jednorázová se štítkem

Jednorázová čepice bílé barvy je vyrobena z jemné prodyšné netkané textilie. Čepice je po obvodu obšita gumičkou a vybavena kšiltkem. Čepice je vhodná jako univerzální ekonomická pokrývka hlavy.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
105120	ČEPICE S KŠILTEM /BÍLÁ	universal	SP-17	BAL	100	600

## OCHRANA A HYGIENA



### Overall jednorázový

Overall je vyrobený z pevné vodoodpudivé netkané textilie typu Tyvec nebo Spunbond.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
M516-117	OVERAL TYVEK vel.L	L		BAL	25	100
M516-048	OVERAL TYVEK	M		BAL	25	100
M516-049	OVERAL TYVEK	XL		BAL	25	100

## ÚSTENKY A RESPIRÁTORY



### Ústenka s vázacími tkanicemi

Bakteriální filtrační účinnost operační masky je vyšší než 98 %. Materiál je nedráždivý a příjemný na pokožku. Masky se uchycuje vázacími tkanicemi a je opatřena tvarovacím páskem v oblasti nosu.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C42-001	ÚSTENKA CHIRURG. VÁZACÍ ZELENÁ			BAL	50	-
42-001-ML	ÚSTENKA CHIRURG. VÁZ. MODRÁ DVA PÁSKY (50 v bal)			BAL	50	2000
21103-s	ÚSTENKA CHIRURG. VÁZACÍ ZELENÁ - sterilní	universal		BAL	200	400



### Ústenka s gumičkou

Bakteriální filtrační účinnost operační masky je vyšší než 98 %. Materiál je nedráždivý a příjemný na pokožku. Masky se uchycuje gumičkou a je opatřena tvarovacím páskem v oblasti nosu. Tato masky je nabízena v různých barvách.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-002-ML	ÚSTENKA CHIRURG. MODRÁ S GUMIČKOU			BAL	50	-
C42-002	ÚSTENKA CHIRURG. ZELENÁ S GUMIČKOU			BAL	100	-
21103G-s	ÚSTENKA CHIRURG. ZELENÁ S GUMIČKOU - sterilní	universal		BAL	200	400
21103G	ÚSTENKA CHIRURG. ZELENÁ S GUMIČKOU	universal		BAL	100	1600



### Třívrstvá masky pro děti

Třívrstvá ústenka dětská je vyrobena z jemné netkané textilie a je opatřena barevným potiskem. Ústenka má rozměr cca 14 x 9 cm a fixuje se gumičkami. V oblasti nosu je v ústence integrovaný tvarovací drátek. Obličejová masky je zabalena po 50 kusech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-036	ÚSTENKA DĚTSKÁ	14,5cm x 9cm		BAL	50	1000



### Ústenka se štítkem

Bakteriální filtrační účinnost operační masky je vyšší než 98 %. Materiál je nedráždivý a příjemný na pokožku. Masky se uchycuje vázacími tkanicemi a je opatřena tvarovacím páskem v oblasti nosu a průhledným štítkem, který chrání nosní část obličeje.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
21203	OP.MASKA SE ŠTÍTKEM VÁZACÍ	universal		BAL	100	600
21203G	ÚSTENKA CHIRURG. SE ŠTÍTKEM ZELENÁ S GUMIČKOU	universal		BAL	100	600



## OCHRANA A HYGIENA



### Maska - vousy

Ochranná maska na vousy je vyrobena z jemné hypoalergenní netkané textilie. Masky je vybavena gumičkou pro přichycení.


Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
21204G	OP.MASKA VOUSY	universal	SP	KART	-	100



### Respirátor skládaný FFP1

Filtrační polomaska FFP1 slouží k ochraně dýchacích orgánů před inertním jemným prachem, chrání proti pevným a kapalným aerosolům. Respirátor je nabízen s výdechovým ventilem nebo bez něj.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-017	RESPIRÁTOR FFP1 BEZ VENT. SKLÁD. REFIL 510			KS	20	200



### Respirátor skládaný FFP2

Filtrační polomaska FFP2 slouží k ochraně dýchacích orgánů před inertním jemným prachem, chrání proti pevným a kapalným aerosolům. Lze jej použít při ochraně proti méně jedovatým částicím a biologickému nebezpečí. Respirátor je nabízen s výdechovým ventilem nebo bez něj.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-027	RESPIRÁTOR FFP2 VENTIL SKLÁD. REFIL 731			KS	15	150
42-021	RESPIRÁTOR FFP2 BEZ VENT. SKLÁD. REFIL 530			KS	10	100
42-031	POLOMASKA FILTRAČNÍ S VENT. FFP2 10xNPK			KS	-	50



### Respirátor skládaný FFP3

Filtrační polomaska FFP3 slouží k ochraně dýchacích orgánů před inertním jemným prachem, chrání proti pevným a kapalným aerosolům. Lze jej použít k ochraně proti toxickým částicím, virům, bakteriím, sporám. Respirátor je nabízen s výdechovým ventilem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-008	RESPIRÁTOR FFP3 VENTIL SKLÁD. REFIL 651			KS	10	100



### Respirátor tvarovaný FFP1

Filtrační polomaska FFP1 slouží k ochraně dýchacích orgánů před inertním jemným prachem, chrání proti pevným a kapalným aerosolům. Respirátor je nabízen s výdechovým ventilem nebo bez něj.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-034	POLOMASKA FILTRAČNÍ S VENT. FFP1 5xNPK TVAROVANÁ			KS	-	-




### Respirátor tvarovaný FFP2

Filtrační polomaska FFP2 slouží k ochraně dýchacích orgánů před inertním jemným prachem, chrání proti pevným a kapalným aerosolům. Lze jej použít k ochraně proti méně jedovatým částicím a biologickému nebezpečí. Respirátor je nabízen s výdechovým ventilem nebo bez něj.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
42-035	POLOMASKA FILTRAČNÍ BEZ VENT. FFP2 10xNPK TVAR.			KS	-	-

## OCHRANA A HYGIENA

### UTĚRKY A ŽÍNKY



#### Utěrka v roli - nesterilní

Nesterilní role utěrek s perforací o velikosti velikosti 32 x 32 cm. Utěrky jsou vyrobeny z netkané textilie, která neuvolňuje vlákna a je vysoce savá.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-037	UTĚRKA V ROLI BÍLÁ 500	32 x 32	MB	KS	-	-
47-043	UTĚRKA V ROLI MODRÁ 501	32 x 32	MB	KS	-	-



#### Žínky jednorázové

Žínky ve skupině jsou určeny pro jedno použití. Jejich okraje jsou savařeny ultrazvukem a jsou vyrobeny z vysoce nasákové netkané textilie.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-027	ŽÍNKÁ JEDNOÚČELOVÁ	universal		BAL	50	40
47-618	ŽÍNKÁ BEZ FOLIE	16 x 21cm		BAL	50	600
47-741	ŽÍNKÁ S FOLIÍ	16 x 21cm		BAL	50	900

### PODLOŽKY

#### Absorpční podložky Rentadora - STANDARD



Absorpční podložky mají vrchní savou vrstvu z jemné a na dotyk příjemné netkané textilie. Spodní nepropustnou vrstvu tvoří polyetylenová folie s protiskluznou úpravou. Vnitřní savé jádro z buničiny je obohaceno vysoce savým polymerem a pro zachování absorpce po celé ploše slouží mřížka, která fixuje savé jádro ke spodní i vrchní vrstvě podložky tepelným svárem. Savost podložek STANDARD je od 300 ml do 1750 ml. Podložky nabízíme v základních rozměrech 40 x 60cm, 60 x 60 cm a 60 x 90 cm.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
C556-11B	PODLOŽKA ABSORPČNÍ RENTADORA 300ml	40 x 60 cm		BAL	20	400
C556-12B	PODLOŽKA ABSORPČNÍ RENTADORA 600ml	60 x 60 cm		BAL	20	400
C556-13B	PODLOŽKA ABSORPČNÍ RENTADORA 900ml	60 x 90 cm		BAL	15	180



#### Podložka

Podložka je vyrobena z netkané textilie a je určena k jednomu použití. Podložky jsou nabízeny v různých formátech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
555-01	PODLOŽKA	30 x 36	SP-30	BAL	700	700
552	PODLOŽKA	60 x 60	DM2	BAL	300	300
550-04	PODLOŽKA	75 x 90	PE-90	BAL	100	100
550-02	PODLOŽKA	120 x 130	PE-90	BAL	50	50
550-03	PODLOŽKA	120 x 200	PE-90	BAL	50	50

## OCHRANA A HYGIENA



### Podložka v roli

Podložky v roli jsou nabízeny v různých šířkách a návinech. Podložky jsou z netkané textilie, která je dočasně vodě odolná a příjemná na dotek.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
0,4x100	PODLOŽKY V ROLI	0,4 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,4x300*01	PODLOŽKY V ROLI	0,4 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,5x100P	PODLOŽKY V ROLI	0,5 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,5x100*01	PODLOŽKY V ROLI	0,5 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,5x100	PODLOŽKY V ROLI	0,5 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,5x250	PODLOŽKY V ROLI	0,5 x 250 m	SP-30	KS	-	-
0,6x100	PODLOŽKY V ROLI	0,6 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,6x250	PODLOŽKY V ROLI	0,6 x 250 m	SP-30	KS	-	-
0,7x100	PODLOŽKY V ROLI	0,7 x 100 m	SP-30	KS	-	-
0,7x250	PODLOŽKY V ROLI	0,7 x 250 m	SP-30	KS	-	-
0,8x250	PODLOŽKY V ROLI	0,8 x 250 m	SP-30	KS	-	-
0,9x250	PODLOŽKY V ROLI	0,9 x 250 m	SP-30	KS	-	-
0,95x100P	PODLOŽKY V ROLI	0,95 x 100 m	SP-40	KS	-	-
0,95x100	PODLOŽKY V ROLI	0,95 x 100 m	SP-40	KS	-	-
0,95x20	PODLOŽKY V ROLI	0,95 x 20 m	SP-40	KS	-	-
1x100	PODLOŽKY V ROLI	1 x 100 m	SP-30	KS	-	-
1x250	PODLOŽKY V ROLI	1 x 250 m	SP-30	KS	-	-
47-039	PODLOŽKA V ROLI s perforací po 160 cm	š.51 p.160	cel	KS	-	-

## POVLAKY A PROSTĚRADLA



### Povlak na deku

Jednorázový povlak na deku je vyroben z jemné hypoalergenní netkané textilie a je určen k jednomu použití.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
50508	POVLAK NA DEKU BÍLÝ	140 x 190	SP-30	KS	25	25
50512	POVLAK NA DEKU BÍLÝ	140 x 200	SP-17	KS	40	40
C50508-B	POVLAK NA DEKU MODRÝ	140 x 200cm	SP-30	BAL	10	100



### Povlak na polštář

Povlak na polštář je vyroben z jemné hypoalergenní netkané textilie a je určen k jednomu použití

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
50511	POVLAK NA POLŠTÁŘ BÍLÝ	60 x 80	SP-17	KS	200	200
C50507-B	POVLAK NA POLŠTÁŘ MODRÝ	60 x 80cm	SP-30	BAL	20	200

## OCHRANA A HYGIENA

### Prostěradlo

Prostěradlo je určeno k jenomu použití. Je vyrobeno z netkané textilie o různé síle a je nabízeno v různých rozměrech.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
50514	PROSTĚRADLO	60 x 200	SP-40	BAL	50	50
50501-03	PROSTĚRADLO	80 x 180	SP-30	BAL	100	100
50501	PROSTĚRADLO	80 x 220	SP-30	BAL	100	100
50501-01	PROSTĚRADLO	80 x 220	SP-40	BAL	100	100
50515	PROSTĚRADLO	100 x 180	SP-40	BAL	100	100
50502	PROSTĚRADLO	100 x 220	SP-40	BAL	100	100
50503	PROSTĚRADLO	140 x 220	SP-40	BAL	70	70
50506	PROSTĚRADLO ZELENÉ	140 x 220	SP-24	BAL	70	70
50513	PROSTĚRADLO	140 x 250	SP-17	BAL	80	80
50503-s	PROSTĚRADLO PRO EXITY	200 x 240	SP-80	BAL	20	20



### Prostěradlo s gumičkou

Prostěradlo je vyrobeno z jemné hypoalergenní netkané textilie a po obvodě je obšito gumičkou.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
50501-G4	PROSTĚRADLO S GUMIČKOU	80 x 170	SP-40	KS	-	-
50501-G3	PROSTĚRADLO S GUMIČKOU	90 x 230	SP-40	KS	-	-
C50501-G2B	PROSTĚRADLO S GUMIČKOU V ROZÍCH	120 x 220cm	SP-30	BAL	10	100
C50501-GB	PROSTĚRADLO S GUMIČKOU V ROZÍCH	80 x 220cm	SP-30	BAL	10	100

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### ZDRAVOTNICKÉ HALENY



#### Dámská halena s barevným sedlem (69129-145)

polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-145/A	Dámská halena s barevným sedlem	A (100% bavlna)
69129-145/B	Dámská halena s barevným sedlem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-145/C	Dámská halena s barevným sedlem	C (bavlna + polyester)



#### Dámská halena s barevnými klíny (69129-185)

(100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku, provedení výstřihu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-185/A	Dámská halena s barevnými klíny	A (100% bavlna)
69129-185/B	Dámská halena s barevnými klíny	B (100% bavlna vysrážená)
69129-185/C	Dámská halena s barevnými klíny	C (bavlna + polyester)



#### Dámská halena s barevnými proužky (69129-155)

halenu ze 3 druhů materiálu - A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku, provedení výstřihu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-155/A	Dámská halena s barevnými proužky	A (100% bavlna)
69129-155/B	Dámská halena s barevnými proužky	B (100% bavlna vysrážená)
69129-155/C	Dámská halena s barevnými proužky	C (bavlna + polyester)



#### Dámská halena s košilovým límcem (69129-131)

druhů materiálu - A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku, provedení výstřihu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-131/A	Dámská halena s košilovým límcem	A (100% bavlna)
69129-131/B	Dámská halena s košilovým límcem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-131/C	Dámská halena s košilovým límcem	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### Dámská halena se spadlým ramenem (69129-011)

polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka



Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-011/A	Dámská halena se spadlým ramenem	A (100% bavlna)
69129-011/B	Dámská halena se spadlým ramenem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-011/C	Dámská halena se spadlým ramenem	C (bavlna + polyester)

### Dámská halena ZITA - lékařská (69129-613)

bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, typ knoflíku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka



Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-613/A	Dámská halena ZITA	A (100% bavlna)
69129-613/B	Dámská halena ZITA	B (100% bavlna vysrážená)
69129-613/C	Dámská halena ZITA	C (bavlna + polyester)

### Halena dámská s barevnou lištou a výstřihem (69129-016)

bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka



Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-016/A	Halena dámská s barevnou lištou a výstřihem	A (100% bavlna)
69129-016/B	Halena dámská s barevnou lištou a výstřihem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-016/C	Halena dámská s barevnou lištou a výstřihem	C (bavlna + polyester)

### Halena dámská s barevnými proužky (69129-006)

Halena je doplněna třemi kapsami a je zdobená barevnými proužky na kapsách a límci. vyberte si ze 3 druhů materiálu - A (100% bavlna) B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester)

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka



Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-006/A	Halena dámská s barevnými proužky	A (100% bavlna)
69129-006/B	Halena dámská s barevnými proužky	B (100% bavlna vysrážená)
69129-006/C	Halena dámská s barevnými proužky	C (bavlna + polyester)

### Halena dámská s barevnými prýmký (69129-002)

+ polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka



Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-006/A	Halena dámská s barevnými prýmký	A (100% bavlna)
69129-006/B	Halena dámská s barevnými prýmký	B (100% bavlna vysrážená)
69129-006/C	Halena dámská s barevnými prýmký	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Halena dámská s rozhalenkou a barevnými paspulemi (69129-024)

bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-024/A	Halena dámská s rozhalenkou	A (100% bavlna)
69129-024/B	Halena dámská s rozhalenkou	B (100% bavlna vysrážená)
69129-024/C	Halena dámská s rozhalenkou	C (bavlna + polyester)



### Halena dámská s rozhalenkou a dragounem (69129-121)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-121/A	Halena dámská s rozhalenkou a dragounem	A (100% bavlna)
69129-121/B	Halena dámská s rozhalenkou a dragounem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-121/C	Halena dámská s rozhalenkou a dragounem	C (bavlna + polyester)



### Halena dámská s rozparky vpředu - lékařská (69129-120)

vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-120/A	Halena dámská s rozparky vpředu - lékařská	A (100% bavlna)
69129-120/B	Halena dámská s rozparky vpředu - lékařská	B (100% bavlna vysrážená)
69129-120/C	Halena dámská s rozparky vpředu - lékařská	C (bavlna + polyester)



### Halena dámská s tvarovaným sedlem (69129-111)

(100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69129-111/A	Halena dámská s tvarovaným sedlem	A (100% bavlna)
69129-111/B	Halena dámská s tvarovaným sedlem	B (100% bavlna vysrážená)
69129-111/C	Halena dámská s tvarovaným sedlem	C (bavlna + polyester)



### Halena pánská - lékařská (69119-125)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69119-125/A	Halena pánská - lékařská	A (100% bavlna)
69119-125/B	Halena pánská - lékařská	B (100% bavlna vysrážená)
69119-125/C	Halena pánská - lékařská	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Halena pánská se sedlem do "V" - lékařská (69119-135)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

*Další možnosti: výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69119-135/A	Halena pánská se sedlem do "V" - lékařská	A (100% bavlna)
69119-135/B	Halena pánská se sedlem do "V" - lékařská	B (100% bavlna vysrážená)
69119-135/C	Halena pánská se sedlem do "V" - lékařská	C (bavlna + polyester)



### Halena sanitářská (69110)

Vyberte si ze 3 druhů materiálu - A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

*Další možnosti: výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
69110/A	Halena sanitářská	A (100% bavlna)
69110/B	Halena sanitářská	B (100% bavlna vysrážená)
69110/C	Halena sanitářská	C (bavlna + polyester)

## LÉKAŘSKÉ KALHOTY



### Kalhoty dámské s knoflíky na nohavicích (61222-014)

bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-014/B	Kalhoty dámské s knoflíky na nohavicích	B (100% bavlna vysrážená)
61222-014/C	Kalhoty dámské s knoflíky na nohavicích	C (bavlna + polyester)



### Lékařské kalhoty dámské - jeans (61222-012)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-012/B	Lékařské kalhoty dámské - jeans	B (100% bavlna vysrážená)
61222-012/C	Lékařské kalhoty dámské - jeans	C (bavlna + polyester)



## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Lékařské kalhoty dámské s bočním zapínáním (61222)

polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222/B	Lékařské kalhoty dámské - jeans	B (100% bavlna vysrážená)
61222/C	Lékařské kalhoty dámské - jeans	C (bavlna + polyester)



### Lékařské kalhoty dámské s gumou v pase (61222-005)

bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-005/B	Lékařské kalhoty dámské s gumou v pase	B (100% bavlna vysrážená)
61222-005/C	Lékařské kalhoty dámské s gumou v pase	C (bavlna + polyester)



### Lékařské kalhoty dámské se sedlem (61 222-002)

C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-002/B	Lékařské kalhoty dámské se sedlem	B (100% bavlna vysrážená)
61222-002/C	Lékařské kalhoty dámské se sedlem	C (bavlna + polyester)



### Lékařské kalhoty dámské se sníženým pasem (61222-013)

sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-013/B	Lékařské kalhoty dámské se sníženým pasem	B (100% bavlna vysrážená)
61222-013/C	Lékařské kalhoty dámské se sníženým pasem	C (bavlna + polyester)



### Lékařské kalhoty pánské (61212)

polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61212/B	Lékařské kalhoty pánské	B (100% bavlna vysrážená)
61212/C	Lékařské kalhoty pánské	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Lékařské kalhoty pánské s gumou v pase (61212-005)

- B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61212-005/B	Lékařské kalhoty pánské s gumou v pase	B (100% bavlna vysrážená)
61212-005/C	Lékařské kalhoty pánské s gumou v pase	C (bavlna + polyester)

## LÉKAŘSKÉ KOŠILE



### Košile dámská - lékařská (67122-030)

bavlny a polyesteru).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

*Další možnosti: výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
67122-030/A	Košile dámská - lékařská	A (100% bavlna)
67122-030/B	Košile dámská - lékařská	B (100% bavlna vysrážená)
67122-030/C	Košile dámská - lékařská	C (bavlna + polyester)



### Košile dámská s barevnými doplňky (67122-010)

(100% bavlna vysrážená) a C (směs bavlny a polyesteru).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku*

*Další možnosti: výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
67122-010/A	Košile dámská s barevnými doplňky	A (100% bavlna)
67122-010/B	Košile dámská s barevnými doplňky	B (100% bavlna vysrážená)
67122-010/C	Košile dámská s barevnými doplňky	C (bavlna + polyester)



### Košile pánská - lékařská (67112-030)

bavlny a polyesteru).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku*

*Další možnosti: výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
67112-030/A	Košile pánská - lékařská	A (100% bavlna)
67112-030/B	Košile pánská - lékařská	B (100% bavlna vysrážená)
67112-030/C	Košile pánská - lékařská	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Košile pánská s barevným sedlem (67112-025)

bavlny a polyesteru).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
67112-025/A	Košile pánská s barevným sedlem	A (100% bavlna)
67112-025/B	Košile pánská s barevným sedlem	B (100% bavlna vysrážená)
67112-025/C	Košile pánská s barevným sedlem	C (bavlna + polyester)



### Košile pánská s ozdobnou lištou na rukávech (67112-042)

bavlny a polyesteru).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
67112-042/A	Košile pánská s ozdobnou lištou na rukávech	A (100% bavlna)
67112-042/B	Košile pánská s ozdobnou lištou na rukávech	B (100% bavlna vysrážená)
67112-042/C	Košile pánská s ozdobnou lištou na rukávech	C (bavlna + polyester)

## LÉKAŘSKÉ PLÁŠTĚ



### Plášť dámský s raglánovým rukávem a stojáčkem (60701)

bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60701/B	Plášť dámský s raglánovým rukávem a stojáčkem	B (100% bavlna vysrážená)
60701/C	Plášť dámský s raglánovým rukávem a stojáčkem	C (bavlna + polyester)



### Plášť dámský se zdobenými kapsami (60322-006)

Plášť nabízíme ze dvou druhů materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60322-006/B	Plášť dámský se zdobenými kapsami	B (100% bavlna vysrážená)
60322-006/C	Plášť dámský se zdobenými kapsami	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Plášť dámský tříčtvrteční (60322-501)

materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60322-501/B	Plášť dámský tříčtvrteční	B (100% bavlna vysrážená)
60322-501/C	Plášť dámský tříčtvrteční	C (bavlna + polyester)



### Plášť dámský tříčtvrteční s barevnými proužky (60702)

dvou druhů materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60702/B	Plášť dámský tříčtvrteční s barevnými proužky	B (100% bavlna vysrážená)
60702/C	Plášť dámský tříčtvrteční s barevnými proužky	C (bavlna + polyester)



### Plášť lékařský dámský klasik (60322-005)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60322-005/B	Plášť lékařský dámský klasik	B (100% bavlna vysrážená)
60322-005/C	Plášť lékařský dámský klasik	C (bavlna + polyester)



### Plášť lékařský pánský klasik (60312-005)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
60312-005/B	Plášť lékařský pánský klasik	B (100% bavlna vysrážená)
60312-005/C	Plášť lékařský pánský klasik	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### LÉKAŘSKÉ KOSTÝMY



#### Kostým - sako a kalhoty s puky (62323 K)

ze dvou druhů materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
62323 K/A	Kostým - sako a kalhoty s puky	B (100% bavlna vysrážená)
62323 K/B	Kostým - sako a kalhoty s puky	C (bavlna + polyester)



#### Kostým - sako, sukně s rozparkem (62323-S)

polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
62323 S/A	Kostým - sako, sukně s rozparkem	B (100% bavlna vysrážená)
62323 S/A	Kostým - sako, sukně s rozparkem	C (bavlna + polyester)

### ŠATY SESTERSKÉ



#### Šaty dámské s barevnou lištou (68129-016)

C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-016/A	Šaty dámské s barevnou lištou	A (100% bavlna)
68129-016/B	Šaty dámské s barevnou lištou	B (100% bavlna vysrážená)
68129-016/C	Šaty dámské s barevnou lištou	C (bavlna + polyester)



#### Šaty dámské s barevnou paspulí (68129-005)

(bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-005/A	Šaty dámské s barevnou paspulí	A (100% bavlna)
68129-005/B	Šaty dámské s barevnou paspulí	B (100% bavlna vysrážená)
68129-005/C	Šaty dámské s barevnou paspulí	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Šaty dámské s barevnou paspulí (68129-014)

(100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-014/A	Šaty dámské s barevnou paspulí	A (100% bavlna)
68129-014/B	Šaty dámské s barevnou paspulí	B (100% bavlna vysrážená)
68129-014/C	Šaty dámské s barevnou paspulí	C (bavlna + polyester)



### Šaty dámské s barevnými klíny (68129-185)

(100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ výstřihu, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-185/A	Šaty dámské s barevnými klíny	A (100% bavlna)
68129-185/B	Šaty dámské s barevnými klíny	B (100% bavlna vysrážená)
68129-185/C	Šaty dámské s barevnými klíny	C (bavlna + polyester)



### Šaty dámské s barevnými prýmkami (68129-055)

druhů materiálu - A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-055/A	Šaty dámské s barevnými prýmkami	A (100% bavlna)
68129-055/B	Šaty dámské s barevnými prýmkami	B (100% bavlna vysrážená)
68129-055/C	Šaty dámské s barevnými prýmkami	C (bavlna + polyester)



### Šaty dámské s dragounem (68129-623)

A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-623/A	Šaty dámské s dragounem	A (100% bavlna)
68129-623/B	Šaty dámské s dragounem	B (100% bavlna vysrážená)
68129-623/C	Šaty dámské s dragounem	C (bavlna + polyester)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Šaty sesterské s barevnými proužky (68129-155)

bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ výstřihu, typ knoflíku, barva oděvu, barva doplňku

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-155/A	Šaty sesterské s barevnými proužky	A (100% bavlna)
68129-155/B	Šaty sesterské s barevnými proužky	B (100% bavlna vysrážená)
68129-155/C	Šaty sesterské s barevnými proužky	C (bavlna + polyester)



### Šaty letní - sportovní střih (68129-DM32)

vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, délka oděvu, barva oděvu

*Další možnosti:* výšivka, nášivka, potisk – logo, jmenovka

Kód produktu	Název – popis	Materiál
68129-DM32	Šaty letní - sportovní střih	

## SUKNĚ



### Sukně dámská s předním rozparkem - lékařská (63322)

nabízíme ze dvou druhů materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

Kód produktu	Název – popis	Materiál
63322/B	Sukně dámská s předním rozparkem	B (100% bavlna vysrážená)
63322/C	Sukně dámská s předním rozparkem	C (bavlna + polyester)



### Sukně dámská s bočním rozparkem - lékařská (63521)

- B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu

Kód produktu	Název – popis	Materiál
63521/B	Sukně dámská s předním rozparkem	B (100% bavlna vysrážená)
63521/C	Sukně dámská s předním rozparkem	C (bavlna + polyester)



### Sukně dámská - snížený pas (63622-DM22)

A (100% bavlna), B (100% bavlna vysrážená) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry:* velikost, délka oděvu, barva oděvu

Kód produktu	Název – popis	Materiál
63622-DM22	Sukně dámská s předním rozparkem	B (100% bavlna vysrážená)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### ŠORTKY



#### Šortky dámské (61722-001)

dvou druhů materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61722-001/B	Šortky dámské	B (100% bavlna vysrážená)
61722-001/C	Šortky dámské	C (bavlna + polyester)



#### Šortky dámské klasické (61722-002)

vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61722-002/B	Šortky dámské klasické	B (100% bavlna vysrážená)
61722-002/C	Šortky dámské klasické	C (bavlna + polyester)



#### Zdravotnické kalhoty dámské tříčtvrteční (61222-015)

materiálu - B (100% bavlna vysrážená sanforací) a C (bavlna + polyester).

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, typ knoflíku, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-015/B	Zdravotnické kalhoty dámské tříčtvrteční	B (100% bavlna vysrážená)
61222-015/C	Zdravotnické kalhoty dámské tříčtvrteční	C (bavlna + polyester)



#### Kalhoty 3/4 dámské - snížený pas (61222-DM20)

malým elegantním rozparkem. Kalhoty mají drobné záševky na kolenou pro pohodlný sed.

*Volitelné parametry: velikost, délka oděvu, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
61222-DM20	Zdravotnické kalhoty dámské tříčtvrteční	B (100% bavlna vysrážená)



## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### ODĚVY S VÝSTRAŽNÝMI PRVKY



#### Bunda 82101

jako nepromokavá ochrana proti dešti. V límci má uschovanou kapuci. Je vybavena retroreflexními prvky.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku, druky/suchý zip*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
82101	Bunda	D (35% BA/65% PES)



#### Bunda 82101-001 + Kalhoty 82301-001

jako nepromokavá ochrana proti dešti. Bunda je opatřena retroreflexními pruhy.  
Nohavice lze stáhnout přezkou na suchý zip. Kalhoty jsou opatřeny retroreflexními pruhy.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku, druky/suchý zip*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
82101-001	Bunda	D (35% BA/65% PES)
82301-001	Kalhoty	D (35% BA/65% PES)



#### Bunda 85300 + Kalhoty 81211-001

má v límci kapuci. Nemá podšívku ani retroreflexní prvky.  
na zadním díle guma. Jsou opatřeny výstražnými a retroreflexivními prvky.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu, druky/suchý zip*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
85300	Bunda	D (35% BA/65% PES)
81211-001	Kalhoty	D (35% BA/65% PES)



#### Bunda 85311-002

retroreflexivních prvků.

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu, barva doplňku*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
85311-002	Bunda	D (35% BA/65% PES)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Bunda 86701 + Kalhoty 86711-006

do límce. Bunda je opatřena podšívkou ze síťoviny, nohavic je barevně odlišena.

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
86701	Bunda	E - 100% PES – membrána
86711-006	Kalhoty se zvýšeným pasem	E - 100% PES – membrána



### Bunda 86706 + Kalhoty 86714

levém rukávu. Bunda je opatřena retroreflexními pruhy s hvězdami života.

na pásek a vzadu gumu. Ve spodní části nohavic jsou retroreflexní pruhy s hvězdami života.

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
86706	Bunda	E - 100% PES – membrána
86714	Kalhoty	E - 100% PES – membrána



### Bunda 86707

následujícími kapsami: Dvěma horními, které jsou doplněny zipovými, a dvěma spodními.

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
86707	Bunda	E - 100% PES – membrána



### Kalhoty 86712-011

spodní části nohavic jsou retroreflexní pruhy a lištou kryté zipy, sloužící jako regulace šířky nohavic.

*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
86712-011	Kalhoty	D (35% BA/65% PES)

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Kalhoty s laclem 81411-007

dámské na boku. Kalhoty jsou opatřeny výstražnými a retroreflexními pruhy.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu, druky/suchý zip*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
81411-007	Kalhoty s laclem	D (35% BA/65% PES)



### Kalhoty se zvýšeným pasem 81611-006

retroreflexními pruhy.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
81611-006	Kalhoty se zvýšeným pasem	D (35% BA/65% PES)



### Kalhoty 81701-005

i guma. Jsou opatřeny výstražnými a retroreflexivními prvky.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
81701-005	Kalhoty	D (35% BA/65% PES)



### Kalhoty 81701-S05

i guma. Jsou opatřeny zvýšeným množstvím výstražných a retroreflexivních prvků.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
81701-S05	Kalhoty	D (35% BA/65% PES)



### Šortky

uzavíratelnou na druky. Šortky jsou opatřeny výstražnými a retroreflexními pruhy.  
*Volitelné parametry: velikost, výška postavy, barva oděvu*

Kód produktu	Název – popis	Materiál
81521	Šortky s gumou v pase	D (35% BA/65% PES)
81521-005	Šortky s gumou a šňůrkou v pase	
81521-010	Šortky klasické	

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY

### MIKINY, TRIČKA, VESTY



#### Mikiny dámské

lemy kapes ze žebrového úpletu s přidavkem elastanu. Vhodná pro potisk a výšivku.  
Materiál: 300 g/m<sup>2</sup>, 97 % bavlna, 3 % elastan, výplňková pletenina, vnitřní strana počesaná

Kód produktu	Název – popis
83900/05	MIKINA VIVA bílá
83900/07	MIKINA VIVA černá
83900/06	MIKINA VIVA modrá



#### Mikiny pánské

elastickou šňůrkou. Vnitřní strana límce /kromě bílé mikiny/ v kontrastní barvě.  
Materiál: 100 % PES, Fleece, 280 g/m<sup>2</sup>

Kód produktu	Název – popis
83900/11-BL1	MIKINA FLEECE BÍLÁ
83900/11-CV1	MIKINA FLEECE ČERVENÁ
83900/11-KM1	MIKINA FLEECE KRÁL.MODRÁ
83900/11-OR1	MIKINA FLEECE ORANŽOVÁ
83900/11-SE1	MIKINA FLEECE ŠEDÁ
83900/11-ZE1	MIKINA FLEECE ZELENÁ



#### Polokošile dámské

200g/m<sup>2</sup>

Kód produktu	Název – popis
82005-BL1	POLOKOŠILE DÁMSKÁ BÍLÁ
82005-RZ1	POLOKOŠILE DÁMSKÁ RŮŽOVÁ
82005-TT1	POLOKOŠILE DÁMSKÁ TM.TYRKYS



#### Polokošile unisex

100% bavlna, 210 g/m<sup>2</sup>

Kód produktu	Název – popis
82000-BL1	POLOKOŠILE BÍLÁ
82000-CV1	POLOKOŠILE ČERVENÁ
82000-OR1	POLOKOŠILE ORANŽOVÁ
82000-TM1	POLOKOŠILE TM.MODRÁ



#### Tričko s kulatým výstřihem - unisex

šití, všechny švy zdvojeny. Zpevňující ramenní páska. Trup je po stranách beže švů. 160 g/m<sup>2</sup>.

Kód produktu	Název – popis
80222-BL1	TRIČKO BÍLÉ
80222-CV1	TRIČKO ČERVENÉ
80222-KM1	TRIČKO KRÁL.MODRÁ
80222-OR1	TRIČKO ORANŽOVÉ
80222-TM1	TRIČKO TM.MODRÉ

## ZDRAVOTNICKÉ ODĚVY



### Tričko s výstřihem do „V“ - unisex

materiálu a šití, všechny švy zdvojeny. Zpevňující ramenní páska. Trup je po stranách beze švů. 160 g/m

Kód produktu	Název – popis
80222-V-BL1	TRIČKO BÍLÉ do "V"
80222-V-CV1	TRIČKO ČERVENÉ do"V"
80222-V-KM1	TRIČKO do "V" KRÁL.MODRÁ

### Tričko elastické dámské

pletenina. 210 g/m, 95% bavlna/5% elastan.



Kód produktu	Název – popis
80222D-BL1	TRIČKO BA+LYC BÍLÉ
80222D-FU1	TRIČKO BA+LYC FUCHSIA
80222D-RZ1	TRIČKO BA+LYC RŮŽOVÉ
80222D-SM1	TRIČKO BA+LYC SV.MODRÉ

### Tričko dámské elastické s dlouhým rukávem

střih zvýrazňující dámskou siluetu. Vhodné pro potisk a výšivku. Materiál 95 % bavlna, 5 % elastan.



Kód produktu	Název – popis
80225-BL1	TRIČKO ELASTICKÉ BÍLÉ DL.RUKÁV
80225-FU1	TRIČKO ELASTICKÉ FUCHSIOVÉ DL.RUKÁV
80225-TT1	TRIČKO ELASTICKÉ TYRKYS DL.RUKÁV

### Vesty fleece

Oblíbená u zdravotníků a v lékárnách. 100 % PES, Fleece, 280 g/m2



Kód produktu	Název – popis
83900/10-BL1	VESTA FLEECE BÍLÁ
83900/10-KM1	VESTA FLEECE KRÁL.MODRÁ
83900/10-ZE1	VESTA FLEECE ZELENÁ

## ČISTÉ PROSTORY



### Antistatické oděvy

Antistatické oděvy jsou vyrobeny z textilie s velmi hustou strukturou tkaní a uhlíkovým vláknem. Oděvy jsou vhodné do čistých prostor a lze je opakovaně použít při max. 70-ti cyklech praní.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
A72603-03H	HALENA ANTISTATICKÁ		100% PES	KS	1	-
A72603-03K	KALHOTY ANTISTATICKÉ		100% PES	KS	1	-
A72603-02	KOMBINEZA ANTISTATICKÁ A72603-02		100% PES	KS	1	-
A72603	KOMBINÉZA ANTISTATICKÁ BEZ KUKLY		100% PES	KS	1	-
A72603-01	KOMBINÉZA ANTISTATICKÁ S KUKLOU		100% PES	KS	1	-
A60312-005	PLÁŠŤ ANTISTATICKÝ		100% PES	KS	1	-
A60312-006	PLÁŠŤ ANTISTATICKÝ		100% PES	KS	1	-
A62210-004	MONTERKOVÝ KOMPLET		100% PES	KS	1	-
A61200-04	NÁVLEK NA NOHY ANTISTATICKÝ		100% PES	PAR	1	-
A61200-01	NÁVLEK NA OBUV ANTISTATICKÝ		100% PES	PAR	1	-
A30300	NÁVLEK NA RUCI S MANŽETOU		100% PES	PAR	1	-
A74203-03	KUKLA DO ČIST.PROSTŘEDÍ		100% PES	KS	1	-



### Operační pláště vícenásobné

Operační pláště jsou vyrobeny z textilie, která neuvolňuje vlákna, velice pevná a je testována zkušební ústavem na 70 cyklů praní. Textilie má velice hustou strukturu tkaní, obsahuje uhlíkové vlákno a je potažena teflonem. Operační pláště nabízíme dvojího střihu - s rukávy vsazenými do průramků a s rukávy raglanového střihu. Operační pláště mohou být také v přední části vybaveny další výztužnou vrstvou. Operační pláště mají našitou etiketu, na které se zaznamenávají cykly praní.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T60103-001/XL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY	XL - 140	T	KS	1	-
T60103-001/XXL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY	XXL - 140	T	KS	1	-
T60103-001/XXL1	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY	XXL - 150	T	KS	1	-
T60103-002/XL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY VYZTUŽENÝ	XL - 140	T	KS	1	-
T60103-002/XXL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY VYZTUŽENÝ	XXL - 140	T	KS	1	-
T60103-002/XXL1	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY VYZTUŽENÝ	XXL - 150	T	KS	1	-
T60103-003/XL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN	XL - 140	T	KS	1	-
T60103-003/XXL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN	XXL - 140	T	KS	1	-
T60103-004/XXL1	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN	XXL - 150	T	KS	1	-
T60103-003/XXL1	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN	XXL - 150	T	KS	1	-
T60103-004/XL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN VYZT.	XL - 140	T	KS	1	-
T60103-004/XXL	OP.PLÁŠŤ S KRYTÝMI ZÁDY RAGLÁN VYZT.	XXL - 140	T	KS	1	-

## ČISTÉ PROSTORY

### Operační roušky vícenásobné



Operační roušky jsou vyrobeny z textilie, která neuvolňuje vlákna, velice pevná a je testována zkušebním ústavem na 70 cyklů praní. Textilie má velice hustou strukturu tkaní, obsahuje uhlíkové vlákno a je potažená teflonem. Operační roušky lze vybavit také savou vrstvou v oblasti operačního otvoru. Operační roušky mají našitou etiketu, na které se zaznamenávají cykly praní. Roušky jsou pro přehlednost očíslovány, a to dle požadavku zákazníka.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T32-106	ROUŠKA VÍCENÁSOBNÁ	60 x 70	T	KS	1	-
T32-105	ROUŠKA VÍCENÁSOBNÁ	90 x 150	T	KS	1	-
TT32-100	ROUŠKA VÍCENÁSOBNÁ	90 x 90	T	KS	1	-
TT32-101	ROUŠKA VÍCENÁSOBNÁ	120 x 150	T	KS	1	-
T32-101	ROUŠKA VÍCENÁSOBNÁ	120 x 150	T	KS	1	-
T32-102	ROUŠKA BOČNÍ	90 x 150	T	KS	1	-
T32-133	ROUŠKA GYNEKO-LAPARO S INTEGR. NÁVLEKY	180 x 233	T	KS	1	-
T32-132	ROUŠKA OČNÍ S OTVOREM 6x8	90 x 90	T	KS	1	-
T32-130	ROUŠKA S OTVOREM 10x65	200 x 320	T	KS	1	-
T32-131	ROUŠKA S OTVOREM 16x16	180 x 360	T	KS	1	-
T32-103	ROUŠKA SPODNÍ	170 x 200	T	KS	1	-
T32-100	ROUŠKA STERILIZAČNÍ	90 x 90	T	KS	1	-
T32-134	ROUŠKA U	260 x 200	T	KS	1	-
T32-135	ROUŠKA U POD RUKU	130 x 170	T	KS	1	-
T32-104	ROUŠKA ZÁVĚSNÁ	140 x 180	T	KS	1	-
T32-122	NÁVLEK NA KONČETINU	20 x 30	T	KS	1	-
T32-123	NÁVLEK NA KONČETINU	25 x 80	T	KS	1	-
T32-124	NÁVLEK NA KONČETINU	35 x 120	T	KS	1	-
T32-121	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	60 x 85	T	KS	1	-
T32-120	NÁVLEK NA INSTRUMENTAČNÍ STŮL	70 x 120	T	KS	1	-

### Operační sety vícenásobné

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
T33-001	SET základní sada ZS			KS	1	-
T33-017	SET základní sada POP velká / POP velká			KS	1	-
T33-015	SET sada pro operaci hlavy / H			KS	1	-
T33-014	SET sada k PCNL / PCNL			KS	1	-
T33-013	SET sada cystoskopická / CS			KS	1	-
T33-012	SET sada oční / OS			KS	1	-
T33-011	SET sada k TP / TP			KS	1	-
T33-010	SET sada pro operaci krčku / KR			KS	1	-
T33-009	SET sada pro operaci kotníku / KO			KS	1	-
T33-008	SET sada pro operaci krku / KK			KS	1	-
T33-007	SET sada s rouškou s otv. a integr.návlek / GU-LSK			KS	1	-
T33-016	SET sada pro operaci plotýnek / SP			KS	1	-
T33-006	SET sada s rouškou s otv. a integr.návleky / GU			KS	1	-
T33-004	SET sada stomatochirurgická / SS			KS	1	-
T33-003	SET sada pro operaci ruky / R			KS	1	-
T33-002	SET sada s U-rouškou / U			KS	1	-

## ČISTÉ PROSTORY - OP SETY

### OPERAČNÍ SETY PRO VÍCENÁSOBNÉ POUŽITÍ – UKÁZKA SLOŽENÍ

#### Základní sada

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
boční rouška	90 cm x 130 cm	2
horní rouška	150 cm x 250 cm	1
spodní rouška	170 cm x 200 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	2
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

#### Sada s U-rouškou

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
horní rouška	150 cm x 250 cm	1
U - rouška	260 cm x 200 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
návlek na končetinu	80 cm x 25 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

#### Sada pro operaci ruky

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
U - rouška pod ruku	130 cm x 170 cm	1
rouška na ruku	70 cm x 60 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
horní rouška	150 cm x 250 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

#### Sada pro operaci krku

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
U - rouška na operaci krku	130 cm x 170 cm	1
horní rouška	150 cm x 250 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	2
návlek na končetinu	20 cm x 30 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1



## ČISTÉ PROSTORY - OP SETY

### Sada pro operaci kotníku

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
rouška s otvorem traumatologická	360cm x 180 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	140 cm	1

### Sada pro operaci krčku

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
rouška pro operaci krčku	325 cm x 200 cm // 65 cm x 10 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	5
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	140 cm	1

### Sada k TP

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	74 cm x 130 cm	1
horní rouška	150 cm x 250 cm	1
U - rouška	260 cm x 200 cm	1
závěsná rouška	180 cm x 140 cm	4
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
návlek na končetinu ortopedický	120 cm x 35 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	2
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXI	140 cm	1

### Oční sada

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůlek	70 cm x 120 cm	1
oční rouška	90 cm x 90 cm	1
krycí oční rouška	150 cm x 90 cm	1
návlek na instrumentační stůlek	60 cm x 70 cm silcare top	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1

## ČISTÉ PROSTORY - OP SETY

### Cystoskopická sada

Název	Rozměr	Počet ks
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
gynekologická rouška s integrovanými návleky	180 cm x 233 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	2

### Sada k PCNL

Název	Rozměr	Počet ks
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	5
rouška k PCNL	180 cm x 360 cm	1
cystoskopická rouška	147 cm x 279 cm	1
návlek na končetinu urol. Nový	120 cm x 60 cm	2
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

### Sada stomatochirurgická

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůl	74 cm x 130 cm	1
stomatologická rouška	180 cm x 320 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

### Sada pro operaci ucha

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůl	74 cm x 130 cm	1
U - rouška	130 cm x 170 cm (operace krku)	1
horní krycí rouška	250 cm x 180 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

### Sada s rouškou s otvorem a integrovanými návleky

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stůl	74 cm x 130 cm	1
gynekologická rouška s integrovanými návleky	180 cm x 233 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovláknem zesílený XXL	140 cm	1

## ČISTÉ PROSTORY - OP SETY

### Sada s rouškou s otvorem a integrovanými návleky

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stolec	74 cm x 130 cm	1
gynekol.-urologická rouška laparoskop. s 2 otvory	180 cm x 233 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	140 cm	1

### Sada pro operaci hlavy

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stolec	74 cm x 130 cm	1
neurochirurgická rouška s otv.	300 cm x 200 cm /hlava/	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	2
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	140 cm	1

### Sada pro operaci plotýnek

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stolec	74 cm x 130 cm	1
neurochirurgická rouška plotýnky nová	360 cm x 210 cm	1
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	140 cm	1

### Základní sada POP velká

Název	Rozměr	Počet ks
návlek na instrumentační stolec	74 cm x 130 cm	1
pop-rouška na ruku	80 cm x 80 cm	4
pop-rouška pod DK	110 cm x 130 cm	3
pop-rouška bok	110 cm x 60 cm	4
sterilizační rouška	120 cm x 150 cm	1
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XL	140 cm	2
chirurgický plášť mikrovlákno zesílený XXL	150 cm	2

### Položky požadované mimo sady

Název	Rozměr	Počet ks
Rouška vystýlací střední	90 cm / 90 cm	
Rouška sterilizační	120 cm / 150 cm	
OP plášť XL	140 cm	
OP plášť XXL	150 cm	

## OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY

### INJEKČNÍ TECHNIKA



#### Injekční stříkačky Chirana Luer-Lock

Injekční stříkačky pro jedno použití k podávání běžných injekčních roztoků a léčiv, dále k odběrům krve a tekutin. Stříkačky jsou sterilizovány etylenoxidem a na obale jsou uvedené veškeré údaje o typu, velikosti, číslo šarže a doba použití.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
J54-087	STŘÍKAČKA INJ. 2ml L-L DVOUDÍLNÁ	2ml	BAL	100	100	0
J54-088	STŘÍKAČKA INJ. 5ml L-L DVOUDÍLNÁ	5ml	BAL	100	100	0
J54-089	STŘÍKAČKA INJ. 10ml L-L DVOUDÍLNÁ	10ml	BAL	100	100	1500
J54-090	STŘÍKAČKA INJ. 20ml L-L DVOUDÍLNÁ	20ml	BAL	50	50	750
J54-091-01	STŘÍKAČKA INJ. 50ml L-L DVOUDÍLNÁ	50ml	BAL	30	30	0
J54-091	STŘÍKAČKA INJ. 50ml L-L DVOUDÍLNÁ	50ml	BAL	16	16	240



#### Injekční stříkačky LuerLock Terumo - 3dílné

Terumo injekční stříkačky mají vysoce transparentní válce, které zaručí snadné rozpoznání vzduchových bublin a jasný tisk umožňuje přesné dávkování. Injekční stříkačky neobsahují latex.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
J54-104	STŘÍKAČKA INJ. 3ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	3ml	BAL	100	100	1800
J54-105	STŘÍKAČKA INJ. 5ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	5ml	BAL	100	100	1600
J54-120	STŘÍKAČKA INJ. 10ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	10ml	BAL	100	100	500
J54-106	STŘÍKAČKA INJ. 20ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	20ml	BAL	50	50	600
J54-107	STŘÍKAČKA INJ. 30ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	30ml	BAL	50	50	400
J54-108	STŘÍKAČKA INJ. 50ml L-L TŘÍDÍLNÁ Terumo	50ml	BAL	25	25	100
J54-123	STŘÍKAČKA INJ. 50ml L-L TŘÍDÍLNÁ opaktní Terumo	50ml	BAL	25	25	100



#### Injekční stříkačky inzulínové

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
J54-140	STŘÍKAČKA INZULIN U100 0,5ml	0,5ml	KS	100	100	-
J54-113	STŘÍKAČKA INZULIN U100 0,5ml, 29Gx12mm Terumo	0,5ml	BAL	100	100	500
J54-103	STŘÍKAČKA INZULIN U100 1ml	1ml 29Gx12mm	BAL	100	100	-
J54-133	STŘÍKAČKA INZULIN U100 1ml	1ml x 30G	KS	100	100	-
J54-204	STŘÍKAČKA INZULIN U100 1ml s přílož. jehlou	1ml	KS	100	100	-

## OSTATNÍ ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY



### Injekční jehly - sterilní

Injekční jehly pro jedno použití ve spojení s injekčními stříkačkami umožňují podávání injekčních roztoků do těla pacienta, na odběry krve a punkce. Vyznačují se kvalitním ostřím, což snižuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního materiálu, což umožňuje sledování proudění léčiva nebo krve přes jehlu. Při výrobě kanyly jehly se používá kvalitní korozivzdorná ocel. Jehly jsou sterilizované ethylenoxidem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
J54-056	JEHLA INJEKČNÍ 18Gx1,5 růžová	18g x 40mm		BAL	100	4000
J54-060	JEHLA INJEKČNÍ 20Gx1,5 žlutá	20g x 40mm		BAL	100	4000
J54-061	JEHLA INJEKČNÍ 21Gx1 zelená	21g x 25mm		BAL	100	4000
J54-062	JEHLA INJEKČNÍ 21Gx1,5 zelená	21g x 40mm		BAL	100	4000
J54-063	JEHLA INJEKČNÍ 22Gx1,25 černá	22g x 32mm		BAL	100	4000
J54-064	JEHLA INJEKČNÍ 22Gx1,5 černá	22g x 40mm		BAL	100	4000
J54-065	JEHLA INJEKČNÍ 23Gx1 modrá	23g x 25mm		BAL	100	4000
J54-066	JEHLA INJEKČNÍ 23Gx1,25 modrá	23g x 32mm		BAL	100	4000
J54-067	JEHLA INJEKČNÍ 24Gx1 fialová	24g x 25mm		BAL	100	4000
J54-068	JEHLA INJEKČNÍ 25Gx1 oranžová	25g x 25mm		BAL	100	4000
J54-069	JEHLA INJEKČNÍ 25Gx5/8 oranžová	25g x 15mm		BAL	100	4000
J54-070	JEHLA INJEKČNÍ 26Gx0,5 hnědá	26g x 13mm		BAL	100	4000
J54-072	JEHLA INJEKČNÍ 27Gx0,5 šedá	27g x 12mm		BAL	100	4000
J54-073	JEHLA INJEKČNÍ 27Gx3/4 šedá	27g x 19mm		BAL	100	4000

## OSTATNÍ

### Čepelky PRÄZISA



Injekční jehly pro jedno použití ve spojení s injekčními stříkačkami umožňují podávání injekčních roztoků do těla pacienta, na odběry krve a punkce. Vyznačují se kvalitním ostřím, což snižuje pocit bolesti při vpichu. Hlavička jehly je z transparentního materiálu, což umožňuje sledování proudění léčiva nebo krve přes jehlu. Při výrobě kanyly jehly se používá kvalitní korozivzdorná ocel. Jehly jsou sterilizované ethylenoxidem.

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-497	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.10			BAL	100	-
47-498	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.11			BAL	100	-
47-500	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.15			BAL	100	-
47-503	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.20			BAL	100	-
47-504	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.21			BAL	100	-
47-505	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.22			BAL	100	-
47-506	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.23			BAL	100	-
47-507	ČEPELKA PRÄZISA ECONOMIC č.24			BAL	100	-
47-487	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.11			BAL	100	-
47-489	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.15			BAL	100	-
47-492	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.20			BAL	100	-
47-493	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.21			BAL	100	-
47-494	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.22			BAL	100	-
47-495	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.23			BAL	100	-
47-496	ČEPELKA PRÄZISA PLUS č.24			BAL	100	-
47-268	DRŽÁK SKALPELOVÝCH ČEPELEK č.3			KS	1	-
47-269	DRŽÁK SKALPELOVÝCH ČEPELEK č.4			KS	1	-

### Holicí strojky

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-116	HOLÍČÍ STROJEK			BAL	100	1000
47-284-DA	HOLÍČÍ STROJEK OBOUSTRANNÝ			BAL	100	

### Dřevěné lopatky

Kód produktu	Název – popis	Rozměr	Materiál	MJ	KS / MJ	KS / Karton
47-267-01	LOPATKA LÉKAŘSKÁ DŘEVĚNÁ			BAL	200	-
47-181	LOPATKA ÚSTNÍ DŘEVĚNÁ	2 x 15cm		BAL	100	5000